

Manual de instrucciones

multi N/C 3100 (duo, pharma)

Analizadores de TOC/TNb



Fabricante Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena / Alemania
Teléfono: +49 3641 77 70
Fax: +49 3641 77 9279
Correo electrónico: info@analytik-jena.com

Servicio técnico Analytik Jena GmbH+Co. KG
Konrad-Zuse-Straße 1
07745 Jena / Alemania
Teléfono: +49 3641 77 7407
Fax: +49 3641 77 9279
Correo electrónico: service@analytik-jena.com



Para una utilización adecuada y segura, seguir estas instrucciones. Conser-
var para consultas posteriores.

Información general <http://www.analytik-jena.com>

Número de documentación /

Edición F (04/2023)

Documentación técnica Analytik Jena GmbH+Co. KG

© Copyright 2023, Analytik Jena GmbH+Co. KG

Índice

1	Información básica	7
1.1	Acerca de estas instrucciones de uso	7
1.2	Campos de aplicación del analizador	8
1.3	Uso previsto	9
2	Seguridad	10
2.1	Símbolos de seguridad del equipo	10
2.2	Requisitos del personal	11
2.3	Indicaciones de seguridad para el transporte y puesta en marcha	11
2.4	Indicaciones de seguridad en funcionamiento	12
2.4.1	Instrucciones de seguridad generales	12
2.4.2	Indicaciones de seguridad para protección contra explosiones/incendios	13
2.4.3	Marcado de seguridad eléctrica	13
2.4.4	Instrucciones de seguridad para el funcionamiento de los contenedores y sistemas de gas comprimido	13
2.4.5	Manejo de materiales de trabajo y auxiliares	14
2.4.6	Indicaciones de seguridad sobre mantenimiento y reparación	15
2.5	Comportamiento en caso de emergencia	15
3	Funcionamiento y montaje	16
3.1	Estructura	16
3.1.1	Sistema de introducción de muestras	17
3.1.2	Sistema de mangueras	18
3.1.3	Sistema de combustión	20
3.1.4	Secado y limpieza del gas de medición	21
3.1.5	Detección	24
3.1.6	Elementos de indicación y de manejo, conexiones	25
3.1.7	Accesorios	26
3.2	Posibilidades de ampliación del analizador	27
3.3	Funcionamiento y principio de medición	27
3.4	Procedimiento de medición	29
3.4.1	Análisis de TC	29
3.4.2	Análisis de TOC	29
3.4.3	Análisis de TIC	29
3.4.4	Análisis de NPOC	30
3.4.5	Análisis de DOC	30
3.4.6	Análisis de POC	30
3.4.7	Análisis de TN _b	31
3.5	Catalizadores	31
3.6	Calibración	31
3.6.1	Estrategias de calibración	31
3.6.2	Factor diario	32
3.6.3	Métodos de calibración	32
3.6.4	Características del proceso	34
3.6.5	Otros cálculos	34
3.7	Blancos	35
3.7.1	Blancos del agua	35
3.7.2	Blanco del eluado	36
3.7.3	Blanco de navecilla	36

3.8	Prueba de idoneidad del sistema.....	37
4	Instalación y puesta en marcha.....	38
4.1	Condiciones de colocación.....	38
4.1.1	Condiciones ambientales.....	38
4.1.2	Diseño del equipo y necesidad de espacio	38
4.1.3	Suministro de energía	40
4.1.4	Suministro de gas	40
4.2	Desembalaje y colocación del equipo	40
4.2.1	Instalación del analizador y puesta en funcionamiento	41
4.3	Conexión de accesorios	44
4.3.1	automuestreador AS 10e y AS 21hp	44
4.3.2	Automuestreador AS vario	51
4.3.3	EPA Sampler	58
4.3.4	Módulo POC.....	63
4.3.5	Detector de quimioluminiscencia (CLD)	68
4.3.6	Módulo de materia sólida externo	70
5	Manejo.....	72
5.1	Indicaciones generales	72
5.2	Encender el analizador	73
5.3	Apagado del analizador.....	74
5.4	Realizar la calibración.....	75
5.4.1	Preparación e inicio de la calibración	75
5.4.2	Indicación de los resultados de calibración	77
5.4.3	Procesamiento de calibración	78
5.4.4	Vinculación de la calibración con el método	79
5.4.5	Administración de los datos de calibración.....	81
5.5	Realización de la medición.....	81
5.5.1	Medición con alimentación de muestras manual	81
5.5.2	Medición con automuestreador.....	82
5.6	Dilución	83
5.6.1	Dilución automática TC	84
5.6.2	Dilución inteligente TN.....	86
6	Mantenimiento y cuidado	89
6.1	Tareas de mantenimiento.....	89
6.2	Ajuste e instalación.....	90
6.2.1	Instrucciones generales para el ajuste del automuestreador.....	90
6.2.2	Ajuste del automuestreador AS vario	91
6.2.3	Ajuste EPA Sampler.....	93
6.2.4	Ajuste del automuestreador.....	95
6.2.5	Ajuste del flujo de purga NPOC.....	98
6.3	Mantenimiento de la bomba de inyección.....	100
6.4	Cambiar manguera de bombeo	101
6.5	Cambiar las conexiones de las mangueras.....	102
6.6	Comprobación de la estanqueidad del sistema.....	104
6.7	Cambiar el catalizador	104
6.7.1	Desmontaje del tubo de combustión.....	105
6.7.2	Llenado del tubo de combustión	106
6.7.3	Montaje del tubo de combustión.....	108

6.8	Montaje y desmontaje del horno de combustión	110
6.8.1	Desmontaje del horno de combustión	110
6.8.2	Montaje del horno de combustión	111
6.9	Limpieza del recipiente de condensado TIC.....	112
6.10	Mantenimiento del serpentín de condensación	113
6.11	Sustitución de las trampas de agua	115
6.12	Sustitución de la trampa de halógenos	118
6.13	Mantenimiento del módulo POC.....	120
6.14	Mantenimiento del detector de quimioluminiscencia (CLD)	121
7	Eliminación de errores.....	122
7.1	Mensajes de error del software	123
7.2	Error de estado	128
7.3	Errores del equipo.....	130
8	Transporte y almacenamiento	134
8.1	Transporte.....	134
8.1.1	Preparación del analizador para el transporte.....	134
8.1.2	Preparar el automuestreador AS vario para transportarlo.....	136
8.1.3	Recolocación del equipo en el laboratorio	137
8.2	Almacenamiento.....	137
9	Desechado	138
10	Especificaciones.....	139
10.1	Datos técnicos	139
10.2	Normas y directivas	140

1 Información básica

1.1 Acerca de estas instrucciones de uso

Contenido

En estas instrucciones de uso se describen los siguientes modelos de equipos:

- multi N/C 3100
- multi N/C 3100 duo
- multi N/C 3100 pharma

En lo sucesivo, estos tres modelos en conjunto se denominarán multi N/C 3100. Las diferencias se explicarán en el punto correspondiente.

El equipo ha sido concebido para ser utilizado por personal cualificado tomando en consideración estas instrucciones de uso.

Las instrucciones de uso informan sobre el montaje y funcionamiento del equipo y proporciona al personal de servicio los conocimientos necesarios para manejar este equipo y sus componentes de forma segura. Las instrucciones de uso ofrecen además indicaciones para el mantenimiento y cuidado del equipo, así como indicaciones sobre posibles causas de averías y su solución.

El sistema de medición modular multi N/C 3100 duo permite el análisis automatizado de muestras líquidas y sólidas. El diseño, la instalación y el funcionamiento de este sistema de medición se describe en el manual de usuario del módulo de materia sólida HT 1300. Preste especial atención a las instrucciones que se dan allí para cambiar entre el funcionamiento líquido y de materia sólida.

El modelo multi N/C 3100 pharma es un modelo especial para el análisis de la industria farmacéutica. Para el modelo farmacéutico no se ofrecen módulos de materia sólida ni detector ChD.

Normas

Las instrucciones de manejo están recopiladas cronológicamente en unidades.

Las advertencias están señalizadas con un triángulo de advertencia y una palabra clave. Se indican el tipo y la fuente del peligro, así como sus consecuencias y cómo evitarlo.

Los elementos del programa de control y evaluación están representados de la siguiente manera:

- Los términos del programa están marcados en negrita (p. ej. menú **System**).
- Los puntos del menú están separados por una raya vertical (p. ej., **System | Device**).

Símbolos y palabras clave utilizados

En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos y palabras clave para la indicación de peligros y/o indicaciones. Las advertencias de seguridad se encuentran siempre delante de una acción.



ADVERTENCIA

Avisa de una posible situación peligrosa, que puede conllevar la muerte o lesiones graves (cortes en extremidades).



PRECAUCIÓN

Avisa de una posible situación peligrosa que puede conllevar lesiones leves o moderadas.



AVISO

Advierte sobre posibles daños materiales o ambientales.

1.2 Campos de aplicación del analizador

- multi N/C 3100 pharma: Modelo especial para uso en farmacia, medicina y biotecnología

Este modelo ha sido desarrollado especialmente para la determinación del TOC y TN_b de agua ultra pura. Es idóneo, por ejemplo, para ser utilizado en la validación de limpieza, así como para el análisis de agua para inyección. También es posible analizar de manera sumaria compuestos orgánicos extraíbles en embalajes plásticos farmacéuticos. El software de control y evaluación garantiza la completa integridad de los datos y cumple con las directrices farmacéuticas 21 CFR Part 11 und EudraLex Volume 4 Annex 11.

- Uso en el tratamiento del agua

El dispositivo se puede utilizar para el análisis de agua potable, así como de aguas residuales en instalaciones de purificación industriales y comunales. También es posible analizar aguas complejas, con partículas y cargadas de sal.

- Uso en la vigilancia del medio ambiente

Las aguas superficiales, como el agua de mar, suelen contener pequeños niveles de TOC junto con altas concentraciones de TIC y una alta salinidad. Estas muestras difíciles pueden analizarse gracias a modos de análisis especiales (NPOC plus).

- Uso en centrales eléctricas y laboratorios

Gracias a su rango de medición dinámico, el analizador permite determinar el TOC en centrales eléctricas y en la generación de vapor industrial.

- Examen de muestras de residuos y suelos

La determinación de carbono (determinación TC/TOC) en muestras sólidas es posible a través de la ampliación con el módulo de materia sólida. Además, se pueden analizar los eluados. En estas y otras muestras líquidas, el TC y el TN_b pueden determinarse simultáneamente.

- Uso en la investigación y la enseñanza

Gracias a las numerosas opciones de configuración, el analizador es adecuado para la investigación y la enseñanza. En combinación con el módulo de materia sólida, el TC y TOC se pueden determinar en estas.

1.3 Uso previsto

El equipo y sus componentes solo pueden utilizarse para los análisis descritos en el manual de usuario. Solo este uso se considera como previsto y garantiza la seguridad del usuario y del equipo.

El analizador solo puede utilizarse para determinar el contenido total de carbono, así como el contenido de carbono orgánico e inorgánico ligado en muestras acuosas.

El analizador es especialmente adecuado para la determinación de los parámetros citados en agua potable, agua subterránea, agua superficial, agua ultrapura y agua para uso farmacéutico.

Cuando está equipado con un detector de nitrógeno, el analizador puede utilizarse para examinar el contenido de nitrógeno en muestras acuosas.

En combinación con un módulo de materia sólida opcional, el contenido total de carbono se puede determinar en estas.

Con el analizador no se debe analizar ningún líquido o sustancia inflamable que pueda formar una mezcla explosiva. No se debe analizar ningún tipo de ácido concentrado.

El equipo solo se puede utilizar con los siguientes gases portadores: Oxígeno, aire sintético o aire comprimido purificado.

2 Seguridad

Para su propia seguridad y para garantizar un funcionamiento seguro y sin averías del equipo, lea cuidadosamente este capítulo antes de la puesta en marcha del equipo.

Siga todas las instrucciones de seguridad que figuran en el manual de usuario, así como todos los mensajes y notas que aparecen en la pantalla del software de control y evaluación.

2.1 Símbolos de seguridad del equipo

En el equipo se encuentran símbolos de advertencia y prohibición cuyo significado se tiene que respetar obligatoriamente.

La ausencia de los símbolos de advertencia y prohibición puede ocasionar un manejo equivocado y provocar daños personales y materiales. Las señales no se deben retirar. Los símbolos de advertencia y prohibición dañados se deben sustituir inmediatamente.

Los siguientes símbolos de advertencia y de prohibición se encuentran en el equipo:

Símbolo de advertencia	Significado	Comentario
	Advertencia de superficie caliente	<ul style="list-style-type: none"> En la estufa, en la cubierta del horno: En la pared lateral izquierda: Peligro de quemaduras por la alta temperatura del horno
	Sustancias corrosivas	<ul style="list-style-type: none"> En la parte delantera, junto a la botella de ácido fosfórico: Advertencia sobre el ácido fosfórico
	Advertencia sobre sustancias nocivas o irritantes	<ul style="list-style-type: none"> En la parte delantera: Advertencia sobre el ácido fosfórico
	Atención, peligro de aplastamiento	En el automuestreador: Existe un riesgo de lesión en la zona de movimiento del automuestreador

En la empresa se utilizan sustancias peligrosas:

Marcado GHS	Significado	Comentario
	Advertencia de corrosividad	En la botella de ácido fosfórico: El ácido fosfórico es corrosivo

Señales de mando / símbolos de aviso	Significado	Comentario
	Antes de abrir la caperuza del equipo, desconecte el enchufe de red	En los paneles laterales y en la parte trasera de la unidad: Antes de abrir la tapa del equipo, apague el equipo y extraiga el enchufe de la toma de corriente.
	Tenga en cuenta el manual de usuario	En los paneles laterales y en la parte trasera de la unidad: Antes de empezar con los trabajos se deberá leer el manual de instrucciones.
	Solo para la República Popular China	El equipo contiene sustancias reglamentadas. Analytik Jena GmbH+Co. KG garantiza que, si el equipo se utiliza según lo previsto, no se producirán filtraciones de estas sustancias en los próximos 25 años.

2.2 Requisitos del personal

El equipo solo debe ser utilizado por personal técnico cualificado que haya sido instruido en el manejo del equipo. La instrucción incluye transmitir las instrucciones del usuario y las instrucciones del usuario de los componentes del sistema conectados. Recomendamos la formación por parte de empleados cualificados de la empresa o sus representantes de Analytik Jena.

Además de las indicaciones de seguridad de este manual, es necesario respetar las disposiciones generales de seguridad y prevención de accidentes vigentes del país donde se utilice. El estado actual de este código debe verificarlo la entidad explotadora.

El manual de usuario debe estar accesible para el personal de mantenimiento y aplicación.

2.3 Indicaciones de seguridad para el transporte y puesta en marcha

La instalación deficiente puede provocar graves daños. Si los gases se conectan incorrectamente, pueden producirse descargas eléctricas y explosiones.

- La instalación y la puesta en marcha del equipo y de sus componentes del sistema solo puede llevarla a cabo el servicio técnico de Analytik Jena o personal especializado autorizado y formado por la empresa.
- Los trabajos de instalación y montaje por cuenta propia están terminantemente prohibidos.

Existe peligro de lesión por piezas no aseguradas apropiadamente.

- Durante el transporte es necesario asegurar los componentes del equipo de acuerdo con lo dispuesto en las instrucciones de uso.
- Las piezas sueltas deben retirarse de los componentes del sistema y empaquetarse por separado.

Para evitar lesiones, es necesario tener en cuenta lo siguiente a la hora de recolocar (levantar y cargar) en el laboratorio:

- Por motivos de seguridad, son necesarias dos personas para el transporte, que se deben colocar a ambos lados del equipo.
- El equipo no dispone de asas de transporte. Por lo tanto, el equipo debe sujetarse firmemente con ambas manos en la parte inferior.
- ¡Peligro de daños a la salud debido a una descontaminación inadecuada! Realice y documente una descontaminación apropiada antes de devolver el equipo a Analytik Jena. El protocolo de descontaminación le será entregado por el servicio técnico cuando notifique la devolución. Si no se cumple el protocolo de descontaminación no se aceptará el equipo. El remitente puede ser responsable de los daños causados por la descontaminación insuficiente del equipo.

2.4 Indicaciones de seguridad en funcionamiento

2.4.1 Instrucciones de seguridad generales

La entidad explotadora del equipo está obligada a garantizar antes de cada puesta en marcha el correcto estado del aparato, incluyendo todas las instalaciones de seguridad. Esto se aplica especialmente después de cada modificación, ampliación o reparación del equipo.

Observe las siguientes indicaciones:

- El equipo solo se debe poner en marcha cuando todas las instalaciones de seguridad (p. ej., cubiertas de piezas electrónicas) estén presentes, instaladas reglamentariamente y funcionen correctamente.
- Es necesario comprobar regularmente el estado correcto de las instalaciones de seguridad y protección. Se deben resolver inmediatamente posibles defectos.
- Las instalaciones de seguridad y protección no se deben retirar nunca durante el funcionamiento ni se deben modificar o poner fuera de servicio.
- Durante el funcionamiento del equipo, asegúrese siempre de que el interruptor principal, los dispositivos de parada de emergencia y de enclavamiento son fácilmente accesibles.
- Las instalaciones de ventilación del equipo tienen que estar en perfecto estado. Las rejillas y las rendijas de ventilación tapadas pueden dar lugar a fallos de funcionamiento o pueden dañar el aparato.
- Las modificaciones y ampliaciones en el equipo solo se podrán llevar a cabo de acuerdo con Analytik Jena. Las modificaciones no autorizadas pueden limitar la seguridad del funcionamiento del equipo, así como la garantía y el acceso al servicio técnico.
- Los materiales inflamables deben mantenerse alejados del aparato.
- El horno funciona a temperaturas de hasta 700 ... 950 °C. No toque las partes calientes (horno, serpentín de condensación) durante o inmediatamente después del funcionamiento.
- Atención al tratar con piezas de vidrio. Existe peligro de rotura y, por tanto, peligro de lesiones.
- Asegúrese de que no penetren líquidos, por ejemplo, en las conexiones de cable o el interior del equipo. Existe peligro de descarga eléctrica.
- Existe un riesgo de lesión en la zona de movimiento del automuestreador. Por ejemplo, pueden aplastarse la mano o los dedos. Durante el funcionamiento, mantenga una distancia de seguridad respecto al automuestreador.
- El detector de quimioluminiscencia (CLD) opcional contiene un generador de ozono (O₃). Si se utiliza según lo previsto, el destructor de ozono conectado posteriormente elimina el gas tóxico. Diferentes medidas de seguridad provocan la desconexión automática del generador de ozono. Sin embargo, se debe tomar en cuenta: Si se presenta un olor penetrante a ozono, desconecte el equipo de in-

mediato e informe al servicio de atención al cliente. Para garantizar un funcionamiento seguro y sin contratiempos, Analytik Jena recomienda realizar anualmente una revisión y un mantenimiento del detector por parte del servicio de atención al cliente.

2.4.2 Indicaciones de seguridad para protección contra explosiones/incendios

El equipo no puede ponerse en funcionamiento en entornos con peligro de explosión.

¡Está prohibido fumar o trabajar con fuego abierto en la sala de funcionamiento del equipo!

2.4.3 Marcado de seguridad eléctrica

Se producen tensiones eléctricas peligrosas en el equipo, en la zona del panel lateral derecho. El contacto con componentes con tensión puede provocar la muerte, lesiones graves o conmociones dolorosas por la electricidad del equipo.

- El enchufe de conexión solo se puede conectar a un enchufe conforme a las normas para garantizar la clase de protección (conexión de tierra de seguridad) del aparato. El equipo solo debe conectarse a fuentes de alimentación, cuya tensión nominal coincida con la tensión indicada en la placa de identificación. Asegúrese de que el cable de alimentación extraíble de la unidad no sea sustituido por un cable de alimentación de tamaño inadecuado (sin conductor de protección a tierra). No se permite ninguna extensión de la línea de alimentación.
- Todos los trabajos en el sistema electrónico del analizador solo deben ser realizados por el servicio técnico de Analytik Jena y por técnicos especialmente autorizados.
- Es necesario que el personal técnico compruebe regularmente los componentes eléctricos. Todos los defectos, como conexiones sueltas, cables defectuosos o dañados, deben ser subsanados inmediatamente.
- ¡Antes de abrir el aparato, hay que desconectarlo con el interruptor de red y sacar el enchufe de la toma de corriente!
- El módulo básico y los componentes del sistema solo pueden conectarse a la red eléctrica cuando están apagados.
- Los cables de conexión eléctrica entre el módulo base y los componentes del sistema solo pueden conectarse o desconectarse cuando el sistema está apagado.
- En caso de que se produzcan fallos en los componentes eléctricos, el analizador debe desconectarse inmediatamente en el interruptor principal situado en la pared posterior de la carcasa. El enchufe de alimentación debe estar desconectado de la toma de corriente.

2.4.4 Instrucciones de seguridad para el funcionamiento de los contenedores y sistemas de gas comprimido

- Los gases de funcionamiento se toman de los contenedores de gas comprimido o de las plantas locales de gas comprimido. Los gases de operación deben tener la pureza requerida.
- Los trabajos en los recipientes o instalaciones de gas comprimido solo deben ser llevados a cabo por personas con conocimientos especiales y expertas en el manejo de instalaciones de gas comprimido.
- Las mangueras de presión y los manorreductores solo se pueden utilizar para los gases clasificados.

- Las conexiones, mangueras, atornilladuras y manorreductores para el oxígeno deben mantenerse libres de grasa.
- Las conexiones, mangueras y atornilladuras deben comprobarse regularmente por si presentaran zonas no herméticas o daños evidentes en el exterior. Las zonas no herméticas y los daños deben repararse de inmediato.
- Antes de los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación es necesario cerrar el suministro de gas.
- Después de la reparación y el mantenimiento de los componentes del recipiente y/o instalación de gas comprimido es necesario comprobar el estado de funcionamiento del aparato antes de volver a ponerlo en marcha.
- ¡Se prohíbe realizar trabajos de instalación y montaje por cuenta propia!

2.4.5 Manejo de materiales de trabajo y auxiliares

La entidad explotadora se responsabiliza de la selección de las sustancias utilizadas en el proceso, al igual que de un manejo seguro de estas. Esto atañe, en especial, a sustancias radioactivas, infecciosas, venenosas, corrosivas, inflamables, explosivas o peligrosas de cualquier manera.

Al manejar sustancias peligrosas, hay que respetar la normativa local vigente sobre seguridad y las normas establecidas en las hojas de datos de seguridad del fabricante de los materiales auxiliares y de trabajo.

- Se debe tener especial cuidado al manipular ácidos concentrados. Es necesario observar siempre las indicaciones y prescripciones de las hojas de datos de seguridad al tratar con ácido ortofosfórico (H_3PO_4) y ácido clorhídrico (HCl).
- El catalizador suministrado por el fabricante se debe utilizar según el cuidado habitual al tratar con sustancias químicas.

Al manipular la lana de sílice, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- Almacenar la lana de sílice solo en recipientes cerrados.
- Evitar la formación de polvo al trabajar con lana de cuarzo. Al aspirar polvo puede producirse irritación de las vías respiratorias.
- Cuando se cambie la lana de sílice o se limpie el tubo de combustión, hay que llevar un equipo de protección corporal (bata de laboratorio, guantes de protección, gafas de seguridad, máscara respiratoria).
- Recoja la lana de sílice desgastada en contenedores adecuados y cerrados y llévela para su eliminación de acuerdo con la normativa oficial. Póngase en contacto con la empresa de eliminación de residuos responsable para que se ocupe.

Observe las siguientes indicaciones:

- El operador es responsable de asegurar que se lleve a cabo una descontaminación apropiada si el equipo se ha contaminado externa o internamente con sustancias peligrosas.
- Elimine las salpicaduras, gotas o grandes cantidades de líquido con un material absorbente como el algodón, las toallitas de laboratorio o la celulosa.
- En caso de contaminación biológica, limpie las zonas afectadas con un desinfectante adecuado, como, por ejemplo, la solución Incidin Plus. Luego seca las áreas limpias.
- La carcasa solo es apta para la desinfección por frotamiento. Si el desinfectante tiene un cabezal de pulverización, aplique el desinfectante en paños adecuados. Cuando use material infeccioso trabaje con especial cuidado y orden, ya que el equipo no se puede descontaminar en su totalidad.
- Antes de utilizar un proceso de descontaminación y limpieza distinto del indicado por el fabricante, póngase en contacto con el mismo para aclarar si el proceso previsto daña o no el equipo. Las etiquetas de seguridad adheridas al dispositivo no deben ser mojadas con metanol.

2.4.6 Indicaciones de seguridad sobre mantenimiento y reparación

El mantenimiento del equipo debe ser realizado por el servicio técnico de Analytik Jena o por personal formado y autorizado por la empresa.

Los trabajos de mantenimiento realizados por cuenta propia pueden dañar el equipo. Por lo tanto, el operador solo puede llevar a cabo las actividades enumeradas en el manual del usuario, en el capítulo "Mantenimiento y cuidado".

- Solo use un paño ligeramente humedecido y sin goteo para limpiar el exterior del equipo. Para ello solo utilizar agua y, dado el caso, agentes tensioactivos habituales en el mercado.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación del equipo solo podrán realizarse cuando esté apagado (a menos que se describa lo contrario).
- El suministro de gas debe ser desconectado antes de los trabajos de mantenimiento y reparación (a menos que se describa lo contrario).
- Se dejará que el equipo se enfríe suficientemente antes de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y la sustitución de los componentes del sistema.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales, piezas de desgaste y materiales de consumo. Estos están comprobados y garantizan un funcionamiento seguro. Las piezas de vidrio son piezas de desgaste y no están sujetas a garantía.
- Todos los dispositivos de protección deben ser reinstalados correctamente y se debe comprobar su correcto funcionamiento después de la finalización de los trabajos de mantenimiento y reparación.

Vea también

 [Mantenimiento y cuidado \[▶ 89\]](#)

2.5 Comportamiento en caso de emergencia

- Si no existe un peligro inmediato de lesiones, en situaciones de peligro o en caso de accidente, apague el aparato y los componentes del sistema conectados en el interruptor de la red eléctrica inmediatamente si es posible y/o saque los enchufes de la red eléctrica de las tomas de corriente.
- Tras el apagado de los equipos, cerrar el suministro de gas lo más rápido posible.

3 Funcionamiento y montaje

3.1 Estructura

El analizador es un equipo de sobremesa compacto, en el que todos los componentes principales ya están instalados de forma fija. La instalación de medida incluye otros accesorios y reactivos.

El control del analizador y la evaluación de los datos de medición, se efectúan a través del software multiWin.

Todos los componentes del analizador que el usuario necesita para su funcionamiento o mantenimiento son accesibles a través de las dos puertas de la parte frontal, el panel lateral izquierdo extraíble o a través de la cubierta superior.

El analizador está compuesto por los siguientes componentes principales:

- Sistema de introducción de muestras
- Caja de gas y sistema de mangueras
- Sistema de combustión
- Secado y limpieza del gas de medición
- Detector
- Elementos de indicación y de manejo, conexiones
- Electrónica
- Accesorios




Fig. 1 Analizador, puertas frontales abiertas

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Recipiente de condensado TIC | 2 Bloque de refrigeración |
| 3 Trampas de agua | 4 Trampa de halógenos |
| 5 Bomba de inyección con válvula de 2 puertos | 6 Indicadores LED |
| 7 Bomba de ácido fosfórico | 8 Bomba de condensado |
| 9 Recipiente de reactivos para el ácido fosfórico | 10 Bandeja colectora |




Fig. 2 Analizador, panel lateral izquierdo abierto

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 Caja de gas | 2 Sistema de combustión |
| 3 Válvula de 5 trayectorias | 4 Serpentin de condensación |

3.1.1 Sistema de introducción de muestras

La alimentación de muestras se realiza a través de una bomba de inyección con una válvula de 2 puertos. El volumen de la inyección es 100 ... 1000 µl.

Las conexiones de las mangueras están conectadas a la válvula de 2 puertos con las atornilladuras Fingertight. El cuerpo inyector es de vidrio y se puede cambiar.




Fig. 3 Bomba de inyección

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1 Conexión Fingertight | 2 Válvula de 2 puertos |
| 3 Jeringa de dosificación | |

Las mangueras de la válvula de 2 puertos están unidas a los siguientes componentes:

- Manguera 8 con el recipiente de agua ultrapura
- Manguera AB con la válvula de inversión

3.1.2 Sistema de mangueras

Plano de mangueras

La conexión entre los componentes individuales se realiza por medio de las mangueras identificadas. Los números y letras dentro de los círculos del sistema de mangueras concuerdan con las marcas de las mangueras en el analizador.




Fig. 4 Plano de mangueras

Componentes para el ajuste de flujo

El analizador ajusta automáticamente el flujo de gas portador y regula el flujo de entrada mediante un MFC (controlador de flujo másico). Un MFM (medidor de flujo másico) mide el flujo de gas portador en la salida del equipo. De este modo se realiza una comprobación automática de las fugas. El resultado se muestra en el software multiWin en la ventana **System state**. Una trampa de agua protege la caja de gas del retroceso de los gases de combustión húmedos.

El flujo de purga del NPOC puede ajustarse con la válvula de aguja de la caja de gas. Solo se puede acceder a la válvula de aguja después de retirar el panel lateral izquierdo. El flujo de purga de NPOC se mide con un MFM y se muestra en la ventana de **System state**.



Fig. 5 Ajuste del flujo de purga NPOC

Bomba de condensado

La bomba de condensado bombea el condensado y la solución residual de la determinación de TIC automáticamente después de cada medición. La bomba de condensado se encuentra detrás de las puertas frontales, al lado de la trampa de halógenos.



Fig. 6 Bomba de condensado

Bomba de ácido fosfórico

La bomba de ácido fosfórico suministra ácido fosfórico (10 %) al depósito de condensado de TIC.

En el proceso, el ácido fosfórico se desgasta permanentemente.



Fig. 7 Bomba de ácido fosfórico

Técnica de conexión

Dentro del equipo, la mayoría de las conexiones de gas se realizan mediante un conector FAST (FAST – Fast, Save, Tight). Estos conectores realizan el traspaso hermético entre las mangueras y las conexiones con diferentes diámetros. Los casquillos flexibles reducen el peligro de rotura de vidrio frente a las rígidas atornilladuras de las mangueras. Existen varios modelos de conectores.



Fig. 8 Conector FAST

Además, se utilizan las denominadas atornilladuras Fingertight. Estos empalmes sin bridas se componen de una junta cónica y un perno hueco de plástico. Estas conexiones de mangueras se obturan con solo apretar firmemente el perno hueco a mano.




Fig. 9 Atornilladura Fingertight

- 1 Manguera
- 3 Cono de sellado

- 2 Perno hueco

3.1.3 Sistema de combustión

El sistema de combustión se encuentra detrás de la pared lateral izquierda del analizador.

El horno de combustión es un horno horizontal calentado por resistencia para temperaturas de digestión de 950 °C.

El tubo de combustión (reactor) es de vidrio de sílice. El catalizador y los materiales auxiliares se introducen en él. Si el catalizador pierde efectividad, el tubo de combustión debe llenarse de nuevo.

La cabeza del horno se monta en la abertura superior del tubo de combustión. En el extremo inferior se conecta el tubo de combustión mediante una pinza bifurcada con el serpentín de condensación.




Fig. 10 Horno de combustión

3.1.4 Secado y limpieza del gas de medición

Serpentín de condensación

El serpentín de condensación de vidrio se encuentra a la derecha, al lado del horno, y se sujeta a la salida del tubo de combustión.

El serpentín de condensación enfría el gas de medición rápidamente. El vapor de agua contenido en el gas de medición se condensa. La mezcla agua-gas de medición se lleva mediante una manguera al recipiente de condensado de TIC.




Fig. 11 Serpentín de condensación

1 Serpentín de condensación

2 Manguera 1 para el recipiente de condensado de TIC

Módulo de condensación de TIC

El módulo de condensación de TIC se compone del recipiente de condensado de TIC y un bloque de refrigeración. En el recipiente de condensado TIC se combinan el reactor de TIC y el separador de líquido-gas. Al mismo tiempo, el bloque de refrigeración seca el gas de medición.

El módulo de condensación TIC está situado en la parte frontal izquierda. La introducción de la mezcla gas de medición-agua se efectúa con la conexión superior izquierda de la manguera 1.

La conexión superior central del recipiente de vidrio está conectada a la bomba de ácido fosfórico. La bomba de ácido fosfórico alimenta ácido fosfórico .10 %) en el reactor de TIC para cada determinación de TIC.

El bloque de refrigeración seca el gas de medición mediante la congelación del vapor de agua. El gas de medición seco se conduce mediante la conexión superior desde el recipiente de condensado de TIC. El secado del gas de medición no necesita mantenimiento.

La bomba de condensado o los desechos de la determinación de TIC se bombean automáticamente después de cada medición mediante la salida lateral inferior del recipiente de vidrio.




Fig. 12 Módulo de condensación de TIC

- | | |
|--|---|
| 1 Recipiente de condensado TIC | 2 Conexión manguera1/ suministro de gas de medición del serpentín de condensación |
| 3 Bloque de refrigeración | 4 Conexión a trampas de agua |
| 5 Trampas de agua | 6 Conexión manguera AD/ suministro de ácido fosfórico |
| 7 Conexión manguera BB/ suministro directo de muestras para determinación de TIC | 8 Conexión en la bomba de condensado (manguera de desechos 11) |

Trampas de agua

Las trampas de agua eliminan los componentes que interfieren en el gas de medición y protegen el detector y la caja de gas. Las trampas de agua están montadas en el recorrido del gas detrás del bloque de refrigeración y/o de la caja de gas. Cada una de las tram-

pas de agua consiste en una trampa de agua más grande y otro más pequeña. La trampa de agua más grande (prefiltro TC) retiene los aerosoles durante su funcionamiento. La trampa de agua más pequeña (filtro de retención unidireccional) recoge el agua ascendente.




Fig. 13 Trampas de agua

- 1 Filtro de retención de un solo uso
- 2 Prefiltro TC

Trampa de halógenos

La trampa de halógenos elimina los componentes que interfieren (halógenos, haluros de hidrógeno) del gas de medición. De este modo, también protege los detectores y el flujómetro. La trampa de halógenos se instala en el recorrido del gas después del recipiente de condensado TIC y de los colectores de agua.

La trampa de halógenos consiste en un tubo en U. Está rellena con lana de cobre especial y lana de latón. El relleno de la trampa de halógenos debe renovarse como máximo cuando la mitad de la lana de cobre se vuelva negra o la lana de latón se haya decolorado.



Fig. 14 Trampa de halógenos

3.1.5 Detección

Detector NDIR

El detector NDIR (detector de absorción de infrarrojos no dispersos) se encuentra detrás de la pared lateral derecha del analizador.

Los gases con moléculas de átomos no similares poseen en la banda de frecuencia infrarroja bandas de absorción específicas. Si se envía un haz de luz mediante la disposición de cubetas que contiene gases activos por infrarrojos, estos componentes de gases absorberán en las longitudes de onda una parte proporcional de la radiación completa, según su concentración en la mezcla de gas.

El receptor de radiación incorporado en el detector NDIR utilizado es selectivo para CO₂.

Procesamiento de los valores de medición con el procedimiento VITA

Las moléculas de CO₂ se registran técnicamente tanto tiempo como permanezcan en la cubeta del detector NDIR. El flujo de gas de medición puede fluctuar durante la medición de CO₂ porque, por ejemplo, las muestras líquidas se evaporan o condensan durante la dosificación. Por lo tanto, las moléculas de CO₂ se detectan temporalmente de forma espectral más larga (a menor flujo de gas) o más corta (a mayor flujo de gas).

El método VITA significa integración acoplada al tiempo de permanencia para los análisis de TOC. En el método VITA, el flujo de gas de medición se registra en paralelo a la señal NDIR. La señal NDIR se normaliza por ordenador. Así se compensan las fluctuaciones de flujo que se producen a un flujo de gas constante. Solo entonces se produce la integración.

Un flujómetro digital de gran precisión detecta el flujo de gas de medición en las inmediaciones del detector NDIR.

Detector de NO electroquímico (ChD, opcional)

Para la determinación de TN_b se puede aplicar el detector de NO electroquímico. El detector de NO se encuentra en la parte posterior de la pared lateral del analizador. Este analiza el contenido de óxido nítrico (NO) en el gas de medición.

Tras la oxidación térmica de la muestra, el gas de medición entra en el detector. En el detector, los óxidos de nitrógeno se difunden a través de una membrana altamente selectiva hacia la célula de medición electroquímica.

Los óxidos de nitrógeno se oxidan en el ánodo. Como resultado, el flujo de corriente entre los electrodos cambia proporcionalmente a la concentración de óxido nítrico. La modificación del flujo de corriente se evalúa como señal y a partir de ella se determina el contenido de nitrógeno de la muestra analizada. El electrolito de la célula de medición sirve solo como catalizador y no se utiliza.

Para el funcionamiento del detector de NO electroquímico (ChD) se necesita una tensión de suministro. Aunque el analizador esté apagado, una tensión de apoyo debe mantener el equilibrio electroquímico en el ChD. Para ello, se instala una batería (U9VL) en el panel lateral derecho del analizador.

La ChD opcional no se ofrece para el modelo multi N/C 3100 pharma.

Detector de quimioluminiscencia CLD (opcional)

La ampliación opcional del analizador con un detector de quimioluminiscencia posibilita la determinación de TN_b. El detector CLD se coloca como un equipo externo al lado del analizador.

El gas de medición originado por la oxidación térmica de la muestra se seca y llega entonces a la cámara de reacción del detector de quimioluminiscencia. Allí el monóxido de nitrógeno contenido en el gas de medición se oxida con ozono a dióxido de nitrógeno excitado. Mediante la emisión de cuantos de luz (luminiscencia), las moléculas del dióxido de nitrógeno vuelven de nuevo a su estado inicial. Se registra la luminiscencia. La señal es proporcional a la concentración de óxido nítrico. Esto permite determinar el contenido total de nitrógeno de la muestra.

En la digestión de la muestra para la determinación de TN_b no se puede contar con un rendimiento de NO del 100 %. A medida que los gases de combustión se enfrían y se condensan, también se forman óxidos de nitrógeno en estados de oxidación más altos.

3.1.6 Elementos de indicación y de manejo, conexiones

Indicador LED

Un LED verde está montado en la puerta izquierda del analizador. El LED se ilumina después de encender el analizador e indica que está listo para funcionar.



Fig. 15 LED de estado

La fila de diodos LED detrás de la puerta derecha muestra los diferentes estados de funcionamiento del analizador.




Fig. 16 Fila de diodos LED (puerta derecha abierta)

- | | |
|--|---|
| 1 Termoelemento dividido (se ilumina cuando está defectuoso) | 2 Comparador del horno (se ilumina cuando la temperatura es demasiado alta) |
| 3 Calefacción del horno encendida/apagada | 4 Tensión del equipo |
| 5 Tensión del controlador interno del firmware | |

Interruptor principal y conexiones

El interruptor principal y las siguientes conexiones se encuentran en la parte trasera del analizador:

- Conexión a la red con fusible del equipo
- Conexiones de los medios para los gases y los residuos
- Interfaces para conectar el PC y los accesorios

Un esquema situado a la mitad explica las diferentes conexiones.



Fig. 17 Parte posterior del equipo

- | | |
|--|--|
| 1 Interruptor principal "power switch" | 2 Carga para los fusibles "FUSE" |
| 3 Conexión de red "main plug" | 4 Conexión de gas "analyte" |
| 5 Conexión de gas "pump" | 6 Conexión de gas "CLD" |
| 7 Puente para la conexión de gas del módulo POC | 8 Conexión para el gas portador "O ₂ /Air" |
| 9 Conexión del módulo POC (opcional) | 10 Conexión del conductor neutro en el automuestreador |
| 11 Desechos "waste" | 12 Interfaz RS 232 para el automuestreador "sampler" |
| 13 Interfaz RS 232 para CLD y los módulos de materia sólida "CLD/HT" | 14 Interfaces USB 2.0 "PC" |

Placa de características

La placa de características se encuentra en la parte posterior del equipo.

La placa de características contiene la siguiente información:

- Dirección del fabricante, marca
- Nombre del dispositivo, número de serie
- Datos de conexión eléctrica
- Marcados de conformidad
- Símbolo de la Directiva RAEE

3.1.7 Accesorios

Para las mediciones con el analizador se necesitan los siguientes accesorios.

- Conductos de conexión, mangueras de conexión
- Recipiente adecuado para los desechos y desagüe
- Recipiente de reactivos con bandeja colectora para el ácido fosfórico (250 ml)
- Recipiente de agua ultrapura (2,5 l)

El recipiente de reactivos se coloca en la bandeja colectora detrás de la puerta derecha. El recipiente de reactivos está identificado con unos símbolos de seguridad y con la denominación del contenido. El usuario debe llenarlo con ácido fosfórico (10 %).

3.2 Posibilidades de ampliación del analizador

Automuestreador

Los siguientes automuestreadores están disponibles para el analizador:

- AS vario con diferentes tamaños de bandeja
- AS vario ER con diferentes tamaños de bandeja y con lavado de cánula
- AS 10e para muestras 10
- AS 21hp para muestras 21
- POC Sampler para mediciones POC
- EPA Sampler con función de perforación

Módulo POC

La ampliación del analizador con un módulo POC permite la determinación directa de POC en muestras acuosas.

Módulo de materia sólida externo

La ampliación del analizador con el módulo de materia sólida externo HT 1300 permite la digestión de muestras sólidas a temperaturas de hasta 1300 °C en el tubo de combustión de cerámica. Las navcillas de cerámica permiten pesar grandes cantidades de muestras (hasta 3000 mg). Esto permite compensar las inhomogeneidades de la muestra.

Módulo de materia sólida TIC manual

El TIC en muestras sólidas se puede determinar ampliando el analizador con el módulo de materia sólida TIC. Las grandes cantidades de muestra pueden pesarse en un matraz Erlenmeyer. Bajo agitación magnética en una placa caliente, se añade ácido a la muestra para descomponer los carbonatos y los hidrogenocarbonatos en CO₂.

Para el modelo multi N/C 3100 pharma se ofrecen módulos de materia sólida.

3.3 Funcionamiento y principio de medición

El analizador es un instrumento compacto y potente para determinar el contenido de carbono orgánico y/o el contenido de nitrógeno total en muestras acuosas.






Fig. 18 Principio de funcionamiento

Las muestras se digieren a altas temperaturas en presencia de catalizadores especiales. Esto significa que incluso los compuestos de carbono y nitrógeno muy estables y complejos pueden convertirse cuantitativamente.

La parte alícuota de la muestra se dosifica directamente en la zona caliente del reactor relleno (tubo de combustión). Allí se produce, con ayuda del catalizador, la pirólisis y oxidación de las muestras en la corriente de gas portador. El gas portador sirve al mismo tiempo como medio de oxidación.



R - sustancia que contiene carbono

El gas de medición se enfría en un serpentín de condensación y el agua condensada se separa en el siguiente recipiente de condensado de TIC. Después del secado y separación del gas de efecto corrosivo, el gas de medición CO₂ se lleva al detector de NDIR y el NO al detector de NO.

El carbono inorgánico se determina mediante inyección de una alícuota de la muestra en el reactor de TIC ácido y la expulsión del CO₂ formado mediante el detector NDIR.

La concentración de CO₂ y NO se registra varias veces en un segundo. De esta sucesión de señales se forma una integral en función del tiempo. La integral es proporcional a la concentración del carbono y/o nitrógeno en la solución de medición. Mediante una función de calibración anteriormente establecida se realiza entonces el cálculo del contenido de carbono y nitrógeno en la muestra.

3.4 Procedimiento de medición

En el software de control y evaluación multiWin se puede combinar la determinación de diferentes parámetros.

3.4.1 Análisis de TC

TC: Total Carbon (carbono total)

En el análisis de TC se registra el contenido de carbono total en la muestra, es decir, el carbono orgánico e inorgánico, así como el carbono elemental.

La muestra se dosifica automáticamente en el tubo de combustión, se digiere y se detecta el dióxido de carbono que se produce.

Paralelamente a la determinación TC es posible la determinación de TN_b

3.4.2 Análisis de TOC

TOC: Total Organic Carbon (carbono orgánico total)

En el análisis de TOC se registra el carbono total ligado orgánicamente contenido en la muestra.

La determinación de TOC se produce en el analizador mediante el método diferencial. Este se describe en la siguiente ecuación.

$$TOC = TC - TIC$$

TOC: carbono orgánico total

TC: carbono total

TIC: carbono inorgánico total

De la misma muestra se determinan secuencialmente en dos mediciones el TIC y el TC. La diferencia calculada se muestra como TOC. Con el procedimiento diferencial se registran tanto los compuestos de carbono orgánicos volátiles como los no volátiles.

El análisis de TOC puede aplicarse si la muestra contiene sustancias orgánicas fácilmente purgables como benceno, ciclohexano, cloroformo, etc. Si el contenido de TIC de la muestra es significativamente mayor que el contenido de TOC, no debe utilizarse el análisis de TOC.

Paralelamente a la determinación TOC es posible la determinación de TN_b .

3.4.3 Análisis de TIC

TIC: Total Inorganic Carbon (carbono inorgánico total)

En el análisis de TIC se registra el carbono inorgánico total de carbonatos e hidrocarbonatos así como el CO_2 disuelto.

El cianuro, cianato, isocianato y las partículas de carbono no se registran.

Para la determinación del carbono inorgánico (TIC) se dosifica y digiere una alícuota de la muestra en el reactor de TIC y con ácido fosfórico. El CO_2 se purga y se detecta.

3.4.4 Análisis de NPOC

NPOC: Non-purgeable Organic Carbon (carbono orgánico total no purgable)

En el análisis de NPOC se registra el carbono orgánico total no purgable contenido en la muestra.

La muestra se acidifica fuera del analizador con ácido (HCl (2 mol/l)) a pH <2. El CO₂ formado se expulsa al exterior, por ejemplo, en el automuestreador. El analizador determina entonces el carbono que queda en la muestra.

Con el CO₂ se pueden agotar también composiciones orgánicas altamente volátiles. El análisis de NPOC no debe utilizarse si la muestra contiene sustancias orgánicas fácilmente soplables.

Análisis de NPOC según el método NPOC plus

Este método está especialmente indicado para la determinación de bajos contenidos de TOC en muestras con altos contenidos de TIC o con una alta proporción de CO₂ disuelto. Por lo general, se recomienda el análisis de NPOC para el análisis de tales muestras. Sin embargo, para los contenidos altos o desconocidos de TIC, se necesita a veces bastante tiempo (t > 10 min) para el agotamiento completo del CO₂. Por lo tanto, el carbono ligado inorgánicamente se sopla externamente con este método.

En cuanto al procedimiento, el método NPOC plus es una combinación de los métodos NPOC y de diferencia.

La muestra se acidifica (pH <2) como en un análisis de NPOC fuera del analizador. Justo antes del análisis de la muestra, se agota externamente la mayor parte del dióxido de carbono formado. Por último, se calcula el carbono orgánico (TOC) de la muestra así preparada según el método diferencial.

El valor de TIC calculado con este método es un operando y no tiene ninguna relevancia analítica.

Las sustancias orgánicas altamente volátiles se agotan igualmente durante la preparación de la muestra y, por tanto, no se determinan.

Paralelamente a la determinación NPOC y NPOC plus es posible la determinación de TN_b.

3.4.5 Análisis de DOC

DOC: Dissolved Organic Carbon (carbono orgánico disuelto)

En el análisis del DOC, se determina el carbono orgánico que queda en el filtrado después de filtrar la muestra. El filtro suele tener un tamaño de poro de 0,45 µm.

La muestra se filtra fuera del analizador y luego se analiza como una muestra de TOC

3.4.6 Análisis de POC

POC: Purgeable Organic Carbon (carbono orgánico purgable)

En el análisis de POC se registra el total de carbono orgánico purgable. Con valores de pH bajos, parte del carbono inorgánico (carbonatos, bicarbonatos) también se convierte en CO₂. El CO₂ se expulsa de la muestra junto con los componentes orgánicos volátiles.

Para determinar el carbono orgánico soplable, se transfiere una alícuota de la muestra al módulo POC opcional. En el módulo POC, un gas portador expulsa los componentes volátiles de la muestra.

Los componentes sopladados pasan por un tubo adsorbente. El tubo de adsorción aglutina el CO₂ en la mezcla de gases y separa así la proporción de carbono ligado inorgánicamente. Los compuestos orgánicos volátiles pasan por la tubería. Se llevan al analizador y allí se oxidan. El CO₂ liberado se detecta.

3.4.7 Análisis de TN_b

TN_b: Total Nitrogen bound (nitrógeno fijo total)

En el analizador se puede determinar el contenido de compuestos de nitrógeno en muestras acuosas. En las muestras ambientales, pueden ser sales de amonio, nitritos y nitratos; en las muestras farmacéuticas, aminoácidos y proteínas.

En la oxidación termocatalítica se produce óxido nítrico, que se puede determinar alternativamente con el detector de quimioluminiscencia (CLD) o con el detector electroquímico (ChD).

3.5 Catalizadores

El catalizador apoya la combustión de las muestras como portador de oxígeno. Las materias sólidas que son catalíticamente activas en el rango de temperatura 700 ... 950 °C del horno pueden ser utilizados como catalizadores.

El catalizador de platino puede utilizarse universalmente en todo el rango de trabajo para la determinación de carbono y nitrógeno. Funciona de forma óptima a una temperatura de reacción de 800 °C. Debido a su bajo blanco, el catalizador permite un análisis seguro y preciso de los bajos contenidos de carbono y nitrógeno. El catalizador también funciona eficazmente en el análisis de aguas muy contaminadas.

Para minimizar el desgaste, se recomienda reducir la temperatura del horno a temperaturas inferiores al punto de fusión de las sales cuando la matriz salina es alta (por ejemplo, agua de mar).

Alternativamente, se puede utilizar un catalizador CeO₂ a una temperatura de reacción del 850 °C.

3.6 Calibración

3.6.1 Estrategias de calibración

Calibración de múltiples puntos con volúmenes de muestras constantes

En muchas aplicaciones, la calibración multipunto es adecuada con un volumen de dosificación constante y varios estándares de diferentes concentraciones.

El intervalo de calibración puede abarcar un amplio rango de concentración y debe determinarse en función de las concentraciones previstas de la muestra. Se miden varios estándares con el método elegido.

Calibración de múltiples puntos con concentración constante

Además, también se puede efectuar una calibración multipunto con volúmenes de dosificación variables y una calibración constante. Esta estrategia de calibración es especialmente interesante para las mediciones a concentraciones muy bajas (<1 mg/l) como es común en la industria farmacéutica.

Prepare una sola solución estándar para el rango de calibración. El analizador mide entonces diferentes volúmenes de este estándar. No baje del volumen estándar por debajo de 2 ml.

Compruebe la calibración mediante un segundo estándar aplicado de forma independiente para excluir errores en la producción del estándar.

Para las mediciones en el rango de bajas concentraciones (<10 mg/l), tenga en cuenta el blanco del agua de reposición.

Calibración de punto único

Para bajas concentraciones de TOC, como en la industria farmacéutica, la calibración en un solo punto ofrece una muy buena solución. Una gran ventaja es que el blanco del dispositivo es bajo y el detector NDIR mide linealmente en un amplio rango de concentración.

Proceda de la siguiente manera para minimizar el error en la producción manual de estándares:

- Establece 3 estándares de igual concentración.
- Mide estos estándares.
- Determinar la curva de calibración a partir del valor medio de los resultados.

Tenga en cuenta el blanco del agua de reposición durante la calibración de un punto.

3.6.2 Factor diario

Mediante el factor diario es posible comprobar y corregir la calibración con ayuda de una solución patrón. El software multiplica todos los resultados de las mediciones posteriores por este factor.

El factor diario F se calcula según la siguiente ecuación:

$$F = c_{\text{teórico}}/c_{\text{real}}$$

3.6.3 Métodos de calibración

En el software multiWin puede calibrar cualquier parámetro (TC, TOC, TIC, etc.) de un método. Sin embargo, no es necesario calibrar todos los parámetros.

Puede almacenar hasta tres funciones de calibración para diferentes rangos de concentración por cada parámetro de un método. El software asigna automáticamente los resultados de la medición al rango de calibración correcto.

El software determina la función de calibración relacionada con la masa m por muestra inyectada. Determina las funciones de calibración lineales o cuadráticas según las siguientes ecuaciones por cálculo de regresión:

$$\text{Función de calibración lineal: } c = (k_1 \times I_{\text{neto}} + k_0)/V$$

$$\text{Función de calibración cuadrada: } c = (k_2 \times I_{\text{neto}}^2 + k_1 \times I_{\text{neto}} + k_0)/V$$

c: Concentración teórica de la solución patrón

V: Volumen de muestra

I_{neto} : Integral neta

k_0, k_1, k_2 : Coeficiente de calibración

La integral neta es la integral bruta corregida por el blanco del agua de reposición.

Puede establecer el tipo de regresión (lineal o cuadrática). Es posible seleccionar puntos de medición individuales o valores de medición para el cálculo de la calibración actual (selección del valor errático manual). Si es necesario, puede determinar de nuevo los estándares individuales o también añadir puntos de medición adicionales a la calibración.

Se puede utilizar un hasta un 20, con una determinación de diez veces por punto de calibración. La determinación de la función de calibración se puede realizar según los promedios de las mediciones de repetición o las determinaciones individuales.

TC/NPOC

Se calibra el canal de TC, directamente para el parámetro TC y para el parámetro NPOC después de la purga de la muestra

Se aplica que la concentración c_{TC} es proporcional a la integral I_{TC} : $c_{TC} = f(I_{TC})$.

TIC

Se calibra el canal de TIC.

Se aplica lo siguiente: $c_{TIC} = f(I_{TIC})$

Los parámetros configurados aparecen en el método del canal de análisis de TIC. El cálculo de los resultados del análisis se lleva a cabo según la función de calibración determinada.

TOC

El TOC se determina según el método de la diferencia (TOC Dif). Por lo general, se determinan funciones de calibración separadas para los canales de TC y TIC.

El cálculo de los resultados del análisis se realiza según las funciones de calibración determinadas para TC y TIC. El contenido de TOC resulta de la siguiente ecuación:

$$c_{TOC} = c_{TC} - c_{TIC}$$

Los parámetros aparecen en el método en los canales de análisis de TIC y TC.

Los parámetros TC y TIC pueden calibrarse simultáneamente. Para ello, se recomienda el uso de estándares mixtos como el carbonato/carbonato de hidrógeno y el ftalato de hidrógeno de potasio o la sacarosa.

Los canales TIC y TC también pueden calibrarse sucesivamente con diferentes estándares. Esto resulta práctico si se deben calibrar rangos de concentración completamente diferentes para los canales TC y TIC.

NPOC plus

El método NPOC plus se calibra como el método TOC (Dif). Antes del análisis se debe agotar el TIC de tal manera que la aplicación del método diferencial sea lógica.

Procedimiento:

- Calibración separada de canal de TIC y canal de TC
- Medición de muestras y cálculo de los resultados del análisis a través del software
 - Soplar la muestra acidificada (3 ... 5 min)
 - Determinación del TIC residual con la curva de calibración
 - Determinación del TC con la curva de calibración
 - Cálculo del TOC a partir de la diferencia entre TC y TIC

La calibración dependiente de la matriz es la que más se aproxima a las muestras reales. Para ello, añada la mayor cantidad posible de carbonato a las soluciones estándar hasta que alcancen un contenido de TIC similar al de las muestras.

TNb

Se calibra el canal TN. Lo siguiente se aplica a la función de calibración determinada: $c_{TN} = f(I_{TN})$.

Los parámetros configurados aparecen en el método del canal de análisis TN.

3.6.4 Características del proceso

Desviación estándar residual	La desviación estándar residual significa la dispersión de los valores integrales en torno a la función de regresión (precisión de la regresión).
Desviación estándar del proceso	La desviación estándar del proceso describe de manera precisa y general la calidad de la calibración. Para la valoración de calidad clara de una calibración, es necesario utilizar la desviación estándar del proceso.
Coeficiente de variación del proceso	El coeficiente de variación del proceso (desviación estándar relativa del proceso) se utiliza para la comparación de diferentes calibraciones con diferentes rangos de calibración.
Coeficiente de correlación	El coeficiente de correlación compara la dispersión de los puntos de medición de la calibración de la función de regresión con la dispersión general de la calibración. Si todos los puntos de medición de la calibración están en la función de regresión determinada, el coeficiente de correlación es ± 1 . Con coeficientes de correlación positivos aumenta la función de regresión y con negativos disminuye.
Grado de determinación	El cuadrado del coeficiente de correlación se denomina grado de determinación.
Límite de detección	El límite de detección de la calibración indica la concentración más baja que se puede diferenciar cualitativamente del punto nulo con una probabilidad dada previamente. El límite de detección no debe ser en ningún caso más pequeño que el punto más bajo de medición de la calibración.
Límite de registro	El límite de registro de la calibración indica la concentración más baja para la que es posible una determinación con una probabilidad dada previamente.
Límite de determinación	El límite de determinación de la calibración indica la concentración más baja que se puede diferenciar cuantitativamente del punto nulo con una probabilidad dada previamente.

3.6.5 Otros cálculos

Para todas las mediciones en las que se realizan inyecciones múltiples, el promedio (MW), la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (VK) se calculan y se muestran. Se puede llevar a cabo, como máximo, una determinación décupla por cada muestra.

Selección del valor errático	<p>El software de control y evaluación puede seleccionar automáticamente los valores atípicos. Para ello, el usuario puede introducir un límite máximo para el coeficiente de variación o también para la desviación estándar en el método.</p> <p>El analizador deberá realizar el número mínimo de mediciones acordado en el método. Si la dispersión de los valores de medición se sitúa por encima del valor máximo acordado (SD o VK), se producen más inyecciones de la misma muestra hasta que el número máximo indicado de mediciones se alcance.</p> <p>Después de cada medición, el software determina el coeficiente de variación y la desviación estándar para todas las combinaciones de los valores medidos. Cuando el coeficiente de variación o la desviación estándar son al menos una combinación menor que el valor máximo especificado, no se realiza ninguna otra medición.</p> <p>El software determina el resultado del análisis a partir de la combinación de valores de medición con el menor coeficiente de variación o la menor desviación estándar. Las mediciones no utilizadas se eliminan como valores atípicos.</p>
------------------------------	---

Si se determinan carbono y nitrógeno paralelamente, la selección del valor errático se obtiene por separado para cada parámetro.

Promedio

El promedio del resultado final se calcula de las concentraciones indicadas para las determinaciones únicas tras la eliminación de los valores erráticos.

3.7 Blancos

3.7.1 Blancos del agua

Blancos del agua de preparación

Especialmente para las mediciones a bajas concentraciones de TOC (en el rango de $\mu\text{g/l}$), debe tenerse en cuenta el contenido de TOC del agua utilizada para preparar los estándares. La concentración del estándar y el blanco del TOC del agua de reposición suelen estar en el mismo orden de magnitud. El valor blanco se puede tener en cuenta en la calibración.

El contenido de TOC del agua de preparación se mide por separado de la calibración. A continuación, el software resta la integral media determinada para el agua de reposición por cada punto de medición de la calibración de la integral bruta determinada.

$$I_{\text{neto}} = I_{\text{bruto}} - I_{\text{agua de preparación}}$$

El software determina la función de calibración a partir de las integrales netas. Matemáticamente esto corresponde a un movimiento paralelo de las rectas de calibración.

El software también tiene en cuenta el valor reactivo del agua de reposición a la hora de determinar el factor diario.

Blanco de dilución

Si hay que diluir la muestra, puede ser de interés el blanco del agua de dilución. Este valor puede determinarse por separado o introducirse manualmente en el software. El software tiene en cuenta el blanco de dilución al calcular la concentración de las muestras diluidas.

El blanco de dilución puede cambiar con el tiempo y, por tanto, debe volver a determinarse antes de iniciar una serie de mediciones. En caso contrario, el software utiliza el último valor.

El blanco de dilución se da siempre en el software normalizado a un 1 ml.

Utilización del blanco de la dilución

El software calcula la integral de agua de dilución real para cada medición basándose en el blanco de dilución, el volumen de muestra utilizado y la relación de dilución (I_{vdBW}). A continuación, el software resta la integral del agua de dilución (I_{vdBW}) de la integral bruta determinada experimentalmente (I_{bruta}).

$$I_{\text{vdBW}} = V_{\text{dBW}} \times (V_{\text{muestra}} - N_p/N_v \times V_{\text{muestra}})$$

$$I_{\text{ef}} = I_{\text{bruta}} - I_{\text{vdBW}}$$

V_{dBW} : Blanco de dilución

V_{muestra} : Volumen de muestra

I_{ef} : Integral efectiva

N_p : Número de unidades de la muestra primaria

N_v : Número de unidades de dilución

I_{bruta} : Integral bruta

I_{vdBW} : Integral de agua de dilución

Datos de la dilución	<p>Proporciones de la muestra primaria: en proporciones totales (por ejemplo, 10 partes en 100 partes).</p> <p>Esto significa que se añaden 10 ml de muestra primaria a 100 ml de volumen total con agua de dilución.</p> <p>Para una relación de dilución 1 en 1 resulta $I_{vdBW} = 0$</p>
Cálculo de la concentración de muestras	<p>En el cálculo de la concentración de la muestra c, se tienen en cuenta el volumen de muestra utilizado y la relación de dilución:</p> $c = m/V_{muestra} \times N_V/N_P$ <p>La siguiente ecuación resulta para la función de calibración lineal:</p> $c = (k_1 \times I_{ef} + k_0)/V_{muestra} \times N_V/N_P$ <p>Cuando el usuario diluye una muestra e introduce la proporción de dilución en el software, este calcula automáticamente la concentración de la muestra primaria sin diluir y la incluye en el informe de análisis.</p>

3.7.2 Blanco del eluado

El blanco del eluado es un blanco especial para muestras de la validación de limpieza o de la producción de eluado. Corresponde al contenido de TOC del agua ultrapura empleada, que se utiliza, p.ej., para extraer/eluir swabs.

El blanco del eluado es un parámetro fijo del método. El usuario puede activar o desactivar el blanco del eluado en el método. Opcionalmente, puede determinar el blanco del eluado por separado e introducirlo manualmente en el software.

El blanco puede variar con el tiempo y se tiene que determinar nuevamente antes de iniciar una serie de mediciones. En caso contrario, el software utiliza el último valor.

El blanco del eluado se da siempre 1 ml normalizado.

Al realizar una calibración, no se tiene en cuenta el blanco del eluado. La calibración se realiza con soluciones estándar habituales, en las que solo se considera el blanco del agua de preparación.

Si las muestras se miden con el llamado método del eluado, el software resta automáticamente la integral del blanco de la integral de la medición de la muestra.

$$I_{ef} = I_{bruta} - I_{blanco\ del\ eluado}$$

I_{ef} : Integral efectiva

I_{bruta} : Integral bruta

$I_{blanco\ del\ eluado}$: Blanco del eluado

3.7.3 Blanco de navecilla

Para los métodos de materia sólida, el usuario puede determinar el blanco de la navecilla. Para ello, introduce en el horno de combustión una navecilla vacía o con aditivos de muestra y lo analiza.

El usuario puede determinar opcionalmente el blanco de la navecilla por separado e introducirlo en el software de control y evaluación.

El blanco del eluado puede variar con el tiempo y se tiene que determinar nuevamente antes de iniciar una serie de mediciones. En caso contrario, el software utiliza el último valor.

3.8 Prueba de idoneidad del sistema

En la industria farmacéutica, las pruebas de idoneidad del sistema se utilizan para validar los métodos y dispositivos analíticos con el fin de documentar la idoneidad del procedimiento seleccionado.

Para el análisis de TOC en el rango de agua ultrapura con fines farmacéuticos como, p. ej., WFI (agua para inyección), se determina la tasa de recuperación de un compuesto difícilmente oxidable en comparación con un compuesto fácilmente oxidable.

Las soluciones estándar, así como sus concentraciones, se definen en las farmacopeas correspondientes, p.ej. en la farmacopea europea o en la farmacopea de EE.UU. (USP, United States Pharmacopeia). En estas se establece la sacarosa como fácilmente oxidable y la p-benzoquinona como difícilmente oxidable. La relación entre la tasa de recuperación de p-benzoquinona y la tasa de recuperación de sacarosa deberá estar en el rango de 85 ... 115 %. Solo entonces el procedimiento seleccionado es adecuado.

Procedimiento:

- ▶ Prepare una solución de referencia de sacarosa y agua TOC con una concentración de 500 µg/l. Esto corresponde a una concentración de sacarosa 1,19 mg/l.
- ▶ Prepare una solución de p-benzoquinona y agua TOC para la prueba de idoneidad del sistema, que también tenga una concentración de sacarosa 500 µg/l. Esto corresponde a una concentración de p-benzoquinona 0,75 mg/l.
- ▶ Determinar la concentración de TOC de la solución de referencia, la solución de adecuación del sistema y el agua de TOC en el modo seleccionado (método directo o diferencial).

La eficiencia del sistema en tanto por ciento se calcula en base a la siguiente fórmula

$$E = (r_{ss} - r_w) / (r_s - r_w) \times 100$$

E: eficiencia del sistema en %

r_s : TOC de la solución de referencia (sacarosa)

r_{ss} : TOC de la solución de adecuación del sistema (p-benzoquinona)

r_w : TOC del agua de TOC utilizada (valor reactivo normalizado del agua de preparación)

4 Instalación y puesta en marcha

4.1 Condiciones de colocación

4.1.1 Condiciones ambientales

- Este equipo de laboratorio está previsto para su utilización en espacios interiores.
- Evitar el contacto directo del equipo con la luz solar o con elementos de calefacción. Encárguese de que la sala sea climatizada en caso necesario.
- El lugar de emplazamiento tiene que estar libre de corrientes de aire, polvo y vapores corrosivos.
- El aire interior debe ser lo más bajo posible en TOC y NO_x.
- Evite las sacudidas mecánicas y las vibraciones.
- No coloque el equipo cerca de fuentes de interferencias electromagnéticas.
- Coloque el equipo en una superficie resistente a los ácidos y al calor.
- Coloque la unidad de manera que sea fácilmente accesible desde todos los lados.
- Mantenga las ranuras de ventilación libres y no las obstruya con otros equipos.

Las condiciones climáticas de la sala de funcionamiento deben cumplir los siguientes requisitos:

Temperatura de funcionamiento	+10 ... 35 °C (aire acondicionado recomendado)
Humedad máxima	90 % en 30 °C
Presión atmosférica	0,7 ... 1,06 bar
Temperatura de almacenamiento	5 ... 55 °C
Humedad durante el almacenamiento	10 ... 30 % (utilizar agente secante)
Altura del inserto (máximo)	2000 m

4.1.2 Diseño del equipo y necesidad de espacio

El equipo básico y sus módulos han sido concebidos como equipo de sobremesa. El espacio necesario depende de todos los componentes utilizados en el puesto de medición.

Más componentes de la estación de medición:

- El ordenador, monitor y la impresora se pueden colocar en una mesa separada.
- Se coloca un contenedor de residuos resistente a los ácidos sobre o debajo de la mesa.
- El automuestreador AS 10e y AS 21hp está montados en la pared lateral derecha del equipo básico. Los automuestreadores pueden colocarse alternativamente junto al equipo.
- El automuestreador AS vario, AS vario ER y EPA Sampler deben colocarse a la izquierda del equipo.
En el modelo multi N/C pharma HT deben colocarse los automuestreadores a la derecha del equipo.
- El detector de nitrógeno CLD se coloca a la derecha, al lado del equipo básico.
En el modelo multi N/C pharma HT debe colocarse el detector de nitrógeno a la izquierda del equipo.
- El detector de nitrógeno ChD (aprox. 0,5 kg) está instalado en el equipo básico.
- El módulo de materia sólida integrado (Swab-Test Module) se monta en la pared lateral izquierda del dispositivo básico.

- HT 1300 y el módulo manual de materia sólida TIC se colocan a la derecha del equipo básico. El módulo de materia sólida HT 1300 se puede instalar con la parte delantera o con su lado izquierdo mirando hacia el frente.
- El automuestreador de sólidos FPG 48 se coloca en el módulo de materia sólida HT 1300.

Componente	Medidas (ancho x alto x profundidad)	Peso
Equipo base	513 x 464 x 550 mm	30 kg
Sistema de medición modular multi N/C 3100 duo (equipo básico + automuestreadorAS vario ER + módulo de materia sólida HT 1300 automuestreador FPG 48)	2215 x 550 x 650 mm (como mínimo)	85 kg
Automuestreador AS 10e	260 x 390 x 320 mm	4,5 kg
Automuestreador AS 21hp	260 x 390 x 320 mm	4,5 kg
Automuestreador AS vario, AS vario ER	350 x 470 x 400 mm	15 kg
EPA Sampler	500 x 560 x 400 mm	15 kg
Detector de nitrógeno CLD	300 x 470 x 550 mm	12,5 kg
Swab-Test Module	300 x 80 x 80 mm	3 kg
Módulo de materia sólida HT 1300	510 x 470 x 550 mm	22 kg
Automuestreador FPG 48	500 x 460 x 650 mm	20 kg
Módulo de materia sólida TIC manual	300 x 470 x 550 mm	10 kg




Fig. 19 Necesidad de espacio multi N/C 3100 con módulos




Fig. 20 Necesidad de espacio del sistema de medición modular multi N/C 3100 duo




Fig. 21 Necesidad de espacio multi N/C pharma HT con módulos

4.1.3 Suministro de energía



ADVERTENCIA

Peligro debido a la corriente eléctrica

- El equipo solamente se debe conectar a una toma de corriente con puesta a tierra, de acuerdo con la información sobre la tensión que figura en la placa de características.
- No utilice ningún adaptador en la línea de alimentación eléctrica.

El equipo se utiliza con una red de corriente alterna monofásica.

La instalación eléctrica del equipo eléctrico del laboratorio debe cumplir la norma DIN VDE 0100. En el punto de conexión debe estar disponible una corriente eléctrica según la norma IEC 60038.

4.1.4 Suministro de gas

La entidad explotadora es responsable de que el suministro de gas presente las conexiones y los manorreductores.

Se suministra la manguera de conexión:

- Diámetro externo 6 mm
- Diámetro interior 4 mm

4.2 Desembalaje y colocación del equipo

El equipo es entregado por una empresa de transporte directamente en el lugar de emplazamiento del equipo. Si la entrega la realizase dicha empresa, habría que garantizar la presencia de un instalador del equipo.

Se requiere que todas las personas previstas para el manejo del equipo estén presentes en la formación del servicio técnico.

El equipo solo puede ser colocado, instalado y reparado por Analytik Jena o por personal autorizado por Analytik Jena.

Para la instalación y puesta en marcha de su equipo, tenga en cuenta las advertencias en la sección "Indicaciones de seguridad". Es fundamental que se respeten estas indicaciones de seguridad para que la instalación y el funcionamiento del puesto de medición se efectúe sin ningún problema. Siga las advertencias e indicaciones que están colocadas en el equipo o que muestre el programa de control y evaluación.

Para un funcionamiento sin dificultades, asegúrese de que se cumplan siempre las condiciones de uso.

4.2.1 Instalación del analizador y puesta en funcionamiento

Después de la puesta en marcha inicial, es posible que desee transportar o almacenar la unidad de nuevo. Puede volver a poner el analizador en funcionamiento de la siguiente forma. Analytik Jena recomienda siempre una instalación por parte del servicio de atención al cliente.

- ▶ Saque con cuidado el equipo básico, los accesorios y las unidades suplementarias del embalaje de transporte. Conserve el embalaje para su posterior transporte.
- ▶ Coloque el analizador en el lugar previsto.
- ▶ Retirar las cintas adhesivas de las puertas y las paredes laterales.
- ▶ Retire las cintas adhesivas de la cubierta superior. Retire la tapa superior.
- ▶ Abra el panel lateral:
 - Desenrosque los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.
- ▶ Quite todos los restos de cinta adhesiva y bolsas de protección.
- ▶ Monte el horno de combustión.
- ▶ Monte el serpentín de condensación en el interior de la unidad.
- ▶ Llene el tubo de combustión. Inserte el tubo de combustión en el horno de combustión.
- ▶ Vuelva a cerrar la pared lateral izquierda del analizador:
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral.
 - Enrosque los tornillos en la parte inferior y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Abra las puertas frontales.
- ▶ Instale la trampa de halógenos y las trampas de agua.
- ▶ Montar el recipiente de condensado TIC en la parte delantera.
- ▶ Conecte las cánulas con las mangueras AA y 7. Apriete a mano las conexiones Fingertight.
- ▶ Vuelva a colocar la tapa superior del horno.
- ▶ Coloque el recipiente de reactivos con la bandeja colectora en el analizador.
- ▶ Cierre las puertas del analizador.
 - ✓ El equipo está preparado.

Vea también

 Mantenimiento y cuidado [▶ 89]

4.2.1.1 Conexión del analizador

La conexión de red y las conexiones de medios se encuentran en la parte posterior del analizador.

Un esquema situado a la mitad explica las diferentes conexiones.



Fig. 22 Parte posterior del equipo

- | | |
|--|--|
| 1 Interruptor principal "power switch" | 2 Carga para los fusibles "FUSE" |
| 3 Conexión de red "main plug" | 4 Conexión de gas "analyte" |
| 5 Conexión de gas "pump" | 6 Conexión de gas "CLD" |
| 7 Puente para la conexión de gas del módulo POC | 8 Conexión para el gas portador "O ₂ /Air" |
| 9 Conexión del módulo POC (opcional) | 10 Conexión del conductor neutro en el automuestreador |
| 11 Desechos "waste" | 12 Interfaz RS 232 para el automuestreador "sampler" |
| 13 Interfaz RS 232 para CLD y los módulos de materia sólida "CLD/HT" | 14 Interfaces USB 2.0 "PC" |

Establezca la conexión a la red eléctrica



AVISO

Riesgo de daños en el sistema electrónico sensible

- El equipo y los demás componentes solo deben conectarse a la red eléctrica cuando están apagados.
- Los cables de conexión eléctrica entre los componentes del sistema solo pueden conectarse o retirarse cuando el sistema está apagado.



AVISO

Daños en el sistema electrónico debido a la condensación de agua

Las grandes diferencias de temperatura pueden provocar la formación de agua condensada, lo que puede dañar los componentes electrónicos del equipo.

- Deje que el equipo se aclimate al menos una hora a temperatura ambiente después del almacenamiento o el transporte en un entorno más frío antes de encenderlo.
-
- ▶ Conecte el cable de conexión al cable de conexión a la red situado en la parte trasera del módulo de materia sólida.
 - ▶ Conecte el enchufe de la red a una toma de corriente con contacto a tierra.
 - ▶ No encienda todavía el equipo.

Conecte los gases

Usted es responsable de proporcionar la conexión de gas en el laboratorio. Asegure que la presión previa del manorreductor esté ajustada entre 400 ... 600 kPa.

- ▶ Conecte el gas portador. Para ello, conecte la manguera de conexión suministrada al reductor de presión del suministro de gas.
- ▶ Conecte la manguera de gas portador a la conexión de gas "O₂/Air" en la parte trasera del equipo.
 - Para ello, introduzca la manguera en el cierre rápido.
 - Para soltar la manguera más tarde, presione el anillo rojo hacia atrás y extraer la manguera de la conexión.

Conectar accesorios



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras por ácidos concentrados

Los ácidos concentrados son muy corrosivos y algunos tienen un efecto oxidante.

- Utilizar gafas y ropa de protección cuando se manipulen ácidos concentrados. Trabajar debajo de la campana de extracción.
- Siga todas las instrucciones y especificaciones de las hojas de datos de seguridad.

Conectar el recipiente de reactivos y los accesorios como se indica a continuación:

- ▶ Conecte la manguera de desechos a la conexión "waste" situada en la pared trasera del analizador. Guíe el extremo libre de la manguera hacia un contenedor de residuos adecuado.
- ▶ Abra las puertas delanteras del analizador.
- ▶ Llene el recipiente de reactivos con ácido fosfórico (10 %). Coloque la botella con la bandeja colectora en el analizador.
- ▶ Conecte las mangueras 4 y AC al recipiente de reactivos con ácido fosfórico.
 - ✓ El analizador se ha puesto en funcionamiento.

4.3 Conexión de accesorios



AVISO

Riesgo de daños en el sistema electrónico sensible

- El equipo y los demás componentes solo deben conectarse a la red eléctrica cuando están apagados.
- Los cables de conexión eléctrica entre los componentes del sistema solo pueden conectarse o retirarse cuando el sistema está apagado.

4.3.1 automuestreador AS 10e y AS 21hp

Automuestreador AS 10e

El automuestreador está equipado con un plato de muestras giratorio 10 con un volumen de 50 ml. Opcionalmente, pueden utilizarse los recipientes de muestras con un volumen de 40 ml.



Fig. 23 Automuestreador AS 10e

El automuestreador se puede equipar con dos cánulas. Esto permite que el automuestreador sople automáticamente las muestras para el análisis de NPOC.

En el **análisis de NPOC** la muestra se acidifica fuera del analizador con ácido diluido hasta alcanzar un pH <2. El automuestreador expulsa los compuestos orgánicos volátiles y el CO₂ formado de la muestra CO₂ con la ayuda del gas portador. El analizador determina entonces el carbono orgánico que queda.

El automuestreador funciona **secuencialmente** en el análisis de NPOC:

- El automuestreador primero sopla los compuestos orgánicos volátiles y el CO₂ de una muestra.
- En un segundo paso, el automuestreador toma la muestra preparada y la transfiere al analizador a través de la manguera de aspiración.

Automuestreador AS 21hp

El automuestreador está equipado con un plato de muestras giratorio 21 con un volumen de 50 ml. Opcionalmente, pueden utilizarse los recipientes de muestras con un volumen de 40 ml.




Fig. 24 Automuestreador AS 21hp

- | | |
|--|--|
| 1 Casquillo (con 1 orificio) para sujetar la cánula de soplado | 2 Platos de muestras (giratorio, 21 muestras) |
| 3 Brazo del automuestreador con accionamiento en Z | 4 Soporte de cánulas |
| 5 Casquillo (con 2 orificios) | 6 Cánula de aspiración de muestras con atornilladura |
| 7 Cánula de soplado con atornilladura | |

El automuestreador se puede equipar con dos cánulas. Esto permite que el automuestreador sopla automáticamente las muestras para el análisis de NPOC.

El automuestreador se suministra con un soporte para dos cánulas. El soporte mantiene las dos cánulas a distancia. Esto permite al automuestreador aspirar una muestra y soplar una segunda muestra en paralelo (**soplado paralelo**). El automuestreador puede trabajar opcionalmente de forma secuencial en el análisis de NPOC.




Fig. 25 Soplado paralelo (izquierda) y secuencial (derecha)

El automuestreador tiene un agitador magnético integrado. El agitador magnético homogeneiza automáticamente las muestras que contienen partículas antes de tomar la muestra. La velocidad de agitación se puede ajustar en el software multiWin en el método en los parámetros del proceso.

Automuestreadores en marcha

Ambos automuestreadores pueden fijarse en el lado derecho del analizador mediante el soporte suministrado. Los automuestreadores pueden colocarse alternativamente junto al analizador.



Fig. 26 Automuestreador unido al analizador mediante un soporte

La fuente de alimentación externa suministra a los automuestreadores la tensión de funcionamiento (24 V CC). Los automuestreadores no tienen un interruptor de encendido. La conexión con el analizador se realiza a través de la interfaz RS 232 situada en la parte inferior del automuestreador.

Cubierta (opcional)

Se ofrece una cubierta como accesorio opcional para ambos automuestreadores. La cubierta protege la cámara de muestras de las influencias ambientales de la atmósfera del laboratorio.

4.3.1.1 Instalación del automuestreador y puesta en funcionamiento



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por piezas móviles

Existe riesgo de lesiones en la zona de desplazamiento del brazo automuestreador. Por ejemplo, pueden aplastarse la mano o los dedos.

- Durante el funcionamiento, mantenga una distancia de seguridad respecto al automuestreador.



AVISO

Riesgo de daños al equipo

Si el brazo del automuestreador se obstruye durante el funcionamiento, los accionamientos pueden destruirse.

- No toque el brazo del automuestreador durante el funcionamiento.
 - Realice el ajuste manual solo con el equipo apagado.
-
- ▶ Apague el analizador antes de instalar el automuestreador.
 - ▶ Enchufe la toma de tierra en la conexión en la parte trasera del analizador. Conecte la toma de tierra al terminal situado en la parte inferior del automuestreador.
 - ▶ Conecte el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación externa al conector situado en la parte inferior del automuestreador. Todavía no conecte la fuente de alimentación a la red.
 - ▶ Conecte el automuestreador al analizador mediante el cable de interfaz (interfaz en la parte inferior del automuestreador e interfaz "sampler" en la parte posterior del analizador).



Fig. 27 Conexiones en la parte inferior del automuestreador

- 1 Cable de conexión para la conexión equipotencial (toma de tierra)
- 2 Conexión del cable de red
- 3 Puerto al analizador

- ▶ Coloque el automuestreador con el soporte en el lateral del analizador.
 - Atornille el soporte con los dos tornillos moleteados situados en el lado derecho del analizador.
 - Enganche el automuestreador en el soporte. Para ello, introduzca los dos tornillos moleteados de la parte posterior del automuestreador en las ranuras del soporte.




Fig. 28 Soporte

- 1 Ranura para enganchar el automuestreador
- 2 Orificio para el montaje en el analizador
- 3 Tornillo moleteado

- ▶ **Alternativa:** El automuestreador se coloca a la izquierda al lado del analizador.

- ▶ Coloque el plato de muestras en el automuestreador. Asegúrese de que encaja en su sitio.
- ▶ Coloque un recipiente de muestras en la posición 1 del plato de muestras.
Solo para automuestreador AS 21hp: Coloque una barra de agitación magnética en el recipiente de la muestra.
- ▶ Inserte la cánula en el soporte de cánulas. Para ello, pase las dos cánulas por el casquillo con dos orificios (para el soplado secuencial).
- ▶ Ajuste manualmente la altura de las cánulas de manera que las puntas de estas queden de 1 a 2 cm por encima del borde del recipiente en la posición más alta del brazo del automuestreador y no rocen los recipientes al girar el plato de muestras.
- ▶ Fije las cánulas apretando ligeramente la tuerca moleteada.
- ▶ Conecte los tubos del analizador a las cánulas mediante conexiones Fingertight:
 - Manguera AA – manguera de aspiración de muestras
 - Manguera7 – Tubo de purga para mediciones NPOC
 - Para ello, guíe la manguera a través del perno hueco (véase la ilustración).
 - Deslice el cono de sellado en la manguera con el lado cónico hacia el perno hueco. Es importante que la junta cónica y la manguera conecten perfectamente.
 - Volver a atornillar la conexión Fingertight.




Fig. 29 Conexión fingertight

1 Manguera
3 Cono de sellado

2 Perno hueco

Comprobar y cambiar la configuración

- ▶ Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica.
- ▶ Encienda el analizador. Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
- ▶ Compruebe la configuración del equipo a través del comando **Instrument | System-Information** en la ventana **multiWin set-up info**.
- ▶ Si es necesario, cambie la configuración:
 - Finalizar el programa multiWin .
 - Iniciar en la interfaz de Windows la herramienta de configuración mediante **Start | Program files | multiWin | multiWin setup tool**.
 - En la lista **Sampler** seleccione el tipo de automuestreador.
 - Abandone la ventana **multiWin set-up tool** con **[Create]**.
 - Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
 - Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**. Vaya a la pestaña **Analyzer components**.
 - En el grupo **Sampler** seleccione la bandeja y el tamaño del recipiente adecuados.
- ▶ Abandone la ventana con **[OK]**.

Ajuste del automuestreador

Durante el ajuste, las cánulas se ajustan a la bandeja de muestras para que se sumerjan de forma óptima en los recipientes de muestras. El ajuste debe realizarse durante la puesta en marcha y después de la conversión, el transporte o el almacenamiento.

- ▶ Ajuste la profundidad de inmersión de las cánulas en el recipiente (dirección z) bajo el control del software:
 - Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.




Fig. 30 Ventanas Alignment - sampler

- En el grupo **Please select position needing adjustment** seleccione la entrada **Position 1**.
- Haga clic en **[Position 1 adjust]**. El brazo del automuestreador baja las cánulas al recipiente hasta la posición 1.
- En caso necesario, aumentar o disminuir los valores z. Después de cada cambio, haga clic en **[Position 1 adjust]** para comprobar el cambio.
- Con el automuestreador AS 21hp, mantenga una distancia de unos 0,5 cm de la barra de agitación magnética para que esta pueda moverse libremente y no dañe las cánulas.
- Una vez finalizado el ajuste, cierre la ventana con el botón **[Save]**.
- ✓ El automuestreador está listo para funcionar.

4.3.1.2 Conversión para el soplado paralelo (AS 21hp)

El automuestreador AS 21hp está equipado con un soporte para cánulas que puede sostener dos cánulas y mantenerlas a distancia. El automuestreador se puede convertir fácilmente a la función de "soplado en paralelo" recolocando las cánulas.




Fig. 31 Soplado paralelo (izquierda) y secuencial (derecha)

- ▶ Introduzca las cánulas en las dos posiciones del soporte de cánulas según la figura (izquierda). Solo fije las cánulas ligeramente con los tornillos moleteados.
- ▶ Coloque dos recipientes de muestra en las posiciones 1 y 2 de la bandeja de muestras bajo las dos cánulas.
- ▶ Coloque barras de agitación magnética en los recipientes.
- ▶ Ajuste la altura de las cánulas manualmente para que las puntas de las cánulas estén de 1 a 2 cm por encima del borde del recipiente en la posición más alta del brazo del automuestreador y no puedan rozar los recipientes al girar el plato de muestras.
- ▶ Fije las cánulas apretando ligeramente las tuercas moleteadas.
- ▶ Conecte los tubos a las cánulas mediante conexiones Fingertight:
 - Manguera de aspiración de muestras AA: conexión a la cánula a través de la posición 1
 - Manguera de descarga para mediciones de NPOC 7: conexión a la cánula a través de la posición 2
- ▶ Compruebe la configuración y ajuste el automuestreador. Instalación del automuestreador y puesta en funcionamiento

Vea también

- 📄 Instalación del automuestreador y puesta en funcionamiento [▶ 47]

4.3.2 Automuestreador AS vario



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por piezas móviles

Existe riesgo de lesiones en la zona de desplazamiento del brazo automuestreador. Por ejemplo, pueden aplastarse la mano o los dedos.

- Durante el funcionamiento, mantenga una distancia de seguridad respecto al automuestreador.



AVISO

Daños en la unidad debido a la puesta en marcha con bloqueo de transporte

Si se pone en marcha el equipo con el bloqueo de transporte puesto, se pueden dañar los accionamientos.

- Retire el bloqueo de transporte antes de la puesta en marcha.



AVISO

Riesgo de daños al equipo

Si el brazo del automuestreador se obstruye durante el funcionamiento, los accionamientos pueden destruirse.

- No toque el brazo del automuestreador durante el funcionamiento.
- Realice el ajuste manual solo con el equipo apagado.

Para el automuestreador están disponibles 6 bandejas de muestras. Para cada bandeja de muestras existe un soporte de cánula adecuado. Las cánulas se pueden lavar mediante la aspiración de muestra y/o agua ultrapura antes de cargar la muestra.

Para el modelo AS vario ER están disponibles 4 bandejas de muestras.

Plato de muestras

Número máx. de muestras	Recipiente de muestras	AS vario	AS vario ER
20	100 ml	sí	no
47	12 ml + 50 ml	sí	sí
52	100 ml	sí	no
72	40 ml + 50 ml	sí	sí
100	20 ml	sí	sí
146	12 ml	sí	sí

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento	24 V CC mediante fuente de alimentación externa
Consumo de potencia	50 VA
Tensión de la fuente de alimentación externa	100 ... 240 V, 50/60 Hz (autodetección)
Dimensiones (An x Al x Pr)	350 x 470 x 400 mm

El automuestreador se coloca junto al analizador. Se puede equipar con 2 cánulas.




Fig. 32 Estructura del automuestreador AS vario

- | | |
|--|---|
| 1 Manguera de conexión al analizador (tubo de purga para las mediciones de NPOC) | 2 Manguera de conexión al analizador (manguera de aspiración de muestras) |
| 3 Soporte para cánulas | 4 Brazo del automuestreador |
| 5 Recipiente de muestras | 6 Plato de muestras |
| 7 Casquillo | 8 Cánula |

El modelo AS vario ER es especialmente adecuado cuando se van a examinar muestras líquidas con un alto contenido de partículas sólidas. El modelo está equipado con un lavado de cánulas adicional, con el cual se pueden lavar las cánulas por fuera con agua ultrapurificada. En el automuestreador también se tiene que instalar el suministro de agua ultrapurificada para el lavado de las cánulas. El lavado de cánulas se puede utilizar para todos los métodos de medición, así como especialmente para el análisis de NPOC con purga realizada paralelamente. Al utilizar otros platos de muestras, simplemente se retira y cambia el bloque con los recipientes de lavado del automuestreador.



Fig. 33 Estructura del automuestreador AS vario ER

- | | |
|--|---|
| 1 Cánula para la conexión al tubo flexible de aspiración de muestras | 2 Soporte de cánula (aquí con el no. 72) |
| 3 Plato de muestras para 72 | 4 Recipiente de agua ultrapura |
| 5 Lavado de cánulas | 6 Cánula para la conexión al tubo flexible de purga para mediciones de NPOC |

Retirada del elemento de protección para el transporte

Para el transporte, el automuestreador está asegurado con un tornillo de fijación en la parte inferior del automuestreador. Guarde el elemento de protección para un futuro transporte.




Fig. 34 Protección para el transporte

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1 Protección para el transporte | 2 Tornillo M3x12 |
|---------------------------------|------------------|
- Ponga el automuestreador de lado y colóquelo de forma segura.

Puesta en marcha del automuestreador

- ▶ Desenrosque el tornillo con la llave Allen suministrada. Retire el bloqueo de transporte (pieza de plástico de color rojo).
- ▶ Vuelva a colocar el automuestreador en la placa base.
- ▶ Apague el analizador antes de instalar el automuestreador.
- ▶ Enchufe la toma de tierra en la conexión en la parte trasera del analizador. Conecte la toma de tierra al terminal situado en la parte trasera del automuestreador.
- ▶ Conecte el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación externa al conector situado en la parte trasera del automuestreador. Todavía no conecte la fuente de alimentación a la red.
- ▶ Conecte el automuestreador al analizador mediante el cable de interfaz (interfaz en la parte trasera del automuestreador e interfaz "sampler" en la parte posterior del analizador).
- ▶ Conecte el tubo flexible de desagüe a la boquilla de desagüe en la parte posterior del automuestreador. Introduzca el otro extremo del tubo flexible en el orificio de la tapa de la botella de residuos.
 - i** ¡AVISO! Coloque el tubo flexible de desagüe con una pendiente continua. Si fuera necesario, acorte la manguera. El tubo flexible no debe tener contacto con el líquido.
- ▶ Coloque la bandeja de muestras en el automuestreador. Asegúrese de que encaja en su sitio.
- ▶ Compruebe si en el brazo del automuestreador se ha instalado el soporte de cánulas apropiado. El número grabado en el lado inferior deben coincidir con el máximo número de recipientes de muestras en el plato de muestras.
- ▶ Introduzca las cánulas con un casquillo adecuado en el soporte de cánulas.
- ▶ Para mediciones de NPOC con purga realizada en paralelo: Introducción de una cánula con casquillo en cada una de las dos posiciones del soporte de cánulas (Fig. 32 y 53).
- ▶ Para mediciones de NPOC con purga no realizada en paralelo: Introducción de ambas cánulas en un casquillo con 2 agujeros en la posición derecha (véase más abajo, no apropiado para AS vario ER).



Fig. 35 Casquillo con dos cánulas para el soplado no paralelo

- ▶ Ajuste manualmente la altura de las cánulas de manera que las puntas de estas queden de 1 a 2 cm por encima del borde del recipiente en la posición más alta del brazo del automuestreador y no rocen los recipientes al girar el plato de muestras.
- ▶ Fije las cánulas apretando ligeramente la tuerca moleteada.
- ▶ Conecte los tubos del analizador a las cánulas mediante conexiones Fingertight:
 - Manguera AA – manguera de aspiración de muestras
 - Manguera7 – Tubo de purga para mediciones NPOC
 - Para ello, guíe la manguera a través del perno hueco (véase la ilustración).
 - Deslice el cono de sellado en la manguera con el lado cónico hacia el perno hueco. Es importante que la junta cónica y la manguera conecten perfectamente.
 - Volver a atornillar la conexión Fingertight.




Fig. 36 Conexión fingertight

- 1 Manguera
- 2 Perno hueco
- 3 Cono de sellado

Comprobar y cambiar la configuración

- ▶ Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica.
- ▶ Encienda el analizador. Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
- ▶ Compruebe la configuración del equipo a través del comando **Instrument | System-Information** en la ventana **multiWin set-up info**.
- ▶ Si es necesario, cambie la configuración:
 - Finalizar el programa multiWin .
 - Iniciar en la interfaz de Windows la herramienta de configuración mediante **Start | Program files | multiWin | multiWin setup tool**.
 - En la lista **Sampler** seleccione el tipo de automuestreador.
 - Abandone la ventana **multiWin set-up tool** con **[Create]**.
 - Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
 - Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**. Vaya a la pestaña **Analyzer components**.
 - En el grupo **Sampler** seleccione la bandeja y el tamaño del recipiente adecuados.
- ▶ Abandone la ventana con **[OK]**.

Instalación del lavado de cánulas

Para cada bandeja de muestras hay un soporte de cánulas y un bloque de recipientes de lavado. La bandeja, el soporte de cánulas y el bloque están marcados con el número de la cantidad máxima de muestras, por ejemplo, 72.



Fig. 37 Lavado de cánulas en el modelo AS vario ER

- 1 Conexión de agua ultrapura
- 2 Conexión para residuos
- 3 Bloque desmontable con recipientes de lavado

- ▶ Coloque el bloque correspondiente con los recipientes de enjuague en el automuestreador.
 - Para facilitar el montaje, humedezca la junta tórica de la parte inferior del bloque con agua.
 - Fije el bloque al automuestreador con los dos tornillos allen.
- ▶ Enrosque la conexión para agua ultrapura en la conexión (1) y sumerja el otro extremo del tubo flexible en la botella de agua ultrapura.
- ▶ Conecte la manguera de desechos a la conexión (2). Sumerja el extremo de la manguera en el contenedor de residuos.
 - i** ¡AVISO! Coloque el tubo flexible de desagüe con una pendiente continua. Si fuera necesario, acorte la manguera. El tubo flexible no debe tener contacto con el líquido.
- ▶ Ajuste el automuestreador antes de la primera puesta en marcha.

Activación del lavado de cánulas para mediciones




Fig. 38 Activar el enjuague de la cánula en el método

- ▶ Crear un método nuevo.
- ▶ Active la opción **Reverse rinse** en **Variable method criteria**.
- ▶ Determine en la tabla el número de ciclos de lavado mediante la entrada de un número ≥ 1 . Un ciclo de lavado suele ser suficiente.

Vea también

Ajuste del automuestreador AS vario [▶ 91]

4.3.3 EPA Sampler



PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por piezas móviles

Existe riesgo de lesiones en la zona de desplazamiento del brazo automuestreador. Por ejemplo, pueden aplastarse la mano o los dedos.

- Durante el funcionamiento, mantenga una distancia de seguridad respecto al automuestreador.



AVISO

Riesgo de daños al equipo

Si el brazo del automuestreador se obstruye durante el funcionamiento, los accionamientos pueden destruirse.

- No toque el brazo del automuestreador durante el funcionamiento.
- Realice el ajuste manual solo con el equipo apagado.

El automuestreador tiene una función de perforación para los recipientes de muestra con tapa de septo. El automuestreador se puede equipar con 1 ... 2 cánulas.

El modelo especial POC Sampler sirve para mediciones POC. El modelo se utiliza junto con el módulo POC para el funcionamiento automático (POC-Modul "automatic"). Para ello, el automuestreador está equipado con 1 cánulas especiales.

Datos técnicos

Número máximo de muestras	64
Rack/número de muestras (POC Sampler)	61
Recipientes de muestras	40 ml
Tensión de funcionamiento	24 V CC mediante fuente de alimentación externa
Consumo de potencia	30 VA
Tensión de la fuente de alimentación externa	100 ... 240 V, 50/60 Hz (autodetección)
Dimensiones (An x Al x Pr)	500 x 560 x 400 mm

Estructura



Fig. 39 Automuestreador EPA Sampler

- | | |
|---|--|
| 1 Mangueras de conexión con el analizador | 2 Bandeja de muestras |
| 3 Recipiente de lavado | 4 Soporte |
| 5 Cánulas especiales | 6 Brazo del automuestreador con soporte de cánulas |




Fig. 40 Automuestreador POC Sampler

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 LED de estado | 2 Brazo del automuestreador |
| 3 Soporte de cánulas con cánula | 4 Módulo POC |
| 5 Bandeja de muestras | 6 Recipiente de lavado |




Fig. 41 Parte trasera del automuestreador

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Estribo del agitador | 2 Brazo del automuestreador |
| 3 Placa de características | 4 Conexiones eléctricas |




Fig. 42 Conexiones eléctricas

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Conexión a la fuente de alimentación | 2 Interruptor principal |
| 3 Conexión del analizador | 4 No utilizado |
| 5 Conexión del agitador | |

Puesta en marcha del auto-
muestreador

- ▶ Retire el bloqueo de transporte:
 - Retire los dos tornillos avellanados con la llave Allen SW3 incluida.
 - Retire todo el estribo de bloqueo para el transporte y guárdelo para su posterior transporte.



Fig. 43 Protección para el transporte

- 1 Brazo del automuestreador
2 Estribo de protección de transporte
3 Tornillos

- ▶ Monte el estribo del agitador:
 - Monte el estribo del agitador en el ángulo de la parte posterior del brazo del automuestreador.
- ▶ Atornille el estribo del agitador con los tornillos avellanados adjuntos (M4x10) con la llave Allen (SW 2,5).
 - Apriete los tornillos uniformemente para que el soporte pueda alinearse.
 - Conecte el cable del agitador al puerto "agitador" en la parte posterior del automuestreador.



Fig. 44 Monte el estribo del agitador

- 1 Ángulo del brazo del automuestreador
2 Tornillos avellanados
3 Estribo del agitador

- ▶ Coloque el automuestreador junto al analizador. Coloque el automuestreador de tal manera que también haya suficiente espacio detrás del equipo para el rango de desplazamiento del brazo del automuestreador.
- ▶ Conecte el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación de la mesa a la conexión en la parte trasera del automuestreador. Todavía no conecte la fuente de alimentación a la red.
- ▶ Conecte el cable de datos serial suministrado a la interfaz "sampler" situada en la parte posterior del automuestreador. Conecte el otro extremo del cable de datos a la interfaz del automuestreador.
- ▶ Enchufe la toma de tierra en la conexión en la parte trasera del analizador.
- ▶ Conecte la manguera de desechos suministrada al recipiente de lavado del automuestreador y a un recipiente apropiado para los desechos o a un desagüe.

i ¡AVISO! Coloque el tubo flexible de desagüe con una pendiente continua. Si fuera necesario, acorte la manguera. El tubo flexible no debe tener contacto con el líquido.

- ▶ Monte el recipiente de lavado en el automuestreador.
- ▶ Coloque la bandeja de muestras en el lugar previsto para ello.
- ▶ Observe la colocación de la bandeja: El etiquetado es legible cuando se está frente al equipo. Los dos pasadores negros de centrado de la superficie de apoyo del automuestreador sobresalen en los orificios de la base de la bandeja.
- ▶ Introduzca las cánulas de perforación y el soporte en el brazo del automuestreador.
- ▶ Tense la altura de las cánulas en el soporte, de modo que las puntas no lleguen a sumergirse en los recipientes (posición base).




Fig. 45 Posición de la cánula para las mediciones de NPOC con soplado paralelo (izquierda) y no paralelo (derecha)

- ▶ Fije las cánulas apretando ligeramente la tuerca moleteada.
- ▶ Conecte los tubos del analizador a las cánulas mediante conexiones Fingertight:
 - Manguera AA – manguera de aspiración de muestras
 - Manguera7 – Tubo de purga para mediciones NPOC
 - Para ello, guíe la manguera a través del perno hueco (véase la ilustración).
 - Deslice el cono de sellado en la manguera con el lado cónico hacia el perno hueco. Es importante que la junta cónica y la manguera conecten perfectamente.
 - Volver a atornillar la conexión Fingertight.




Fig. 46 Conexión fingertight

- 1 Manguera
- 2 Perno hueco
- 3 Cono de sellado

Comprobar y cambiar la configuración

- ▶ Alternativa para POC Sampler: Monte el módulo POC con una cánula especial.
- ▶ Conecte la fuente de alimentación a la red eléctrica. Encienda el automuestreador.
- ▶ Encienda el analizador. Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
- ▶ Compruebe la configuración del equipo a través del comando **Instrument | System-Information** en la ventana **multiWin set-up info**.
- ▶ Si es necesario, cambie la configuración:
 - Finalizar el programa multiWin .
 - Iniciar en la interfaz de Windows la herramienta de configuración mediante **Start | Program files | multiWin | multiWin setup tool**.
 - En la lista **Sampler** seleccione el tipo de automuestreador.
 - Abandone la ventana **multiWin set-up tool** con **[Create]**.
 - Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
 - Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**. Vaya a la pestaña **Analyzer components**.
 - En el grupo **Sampler** seleccione la bandeja y el tamaño del recipiente adecuados.
- ▶ Abandone la ventana con **[OK]**.
- ▶ Ajuste el automuestreador antes de la primera puesta en marcha.

Vea también

- 📖 Ajuste EPA Sampler [▶ 93]
- 📖 Instalación del módulo POC [▶ 65]

4.3.4 Módulo POC

Se proporcionan dos modelos del módulo POC:

- POC-Modul "basic" para el funcionamiento manual
- POC-Modul "automatic" para el funcionamiento manual con POC Sampler

Datos técnicos

Parámetros	POC
Principio de digestión	Purga y finalmente oxidación termocatalítica
Volumen de muestra	1 ml
Introducción de muestras	Inyección de flujo, manual o automática

Estructura

Los módulos POC constan de los siguientes componentes:

- POC: reactor con membrana autosellante
- Unidad de ventilación para el funcionamiento automático con el automuestreador
- Cánula de absorción de muestras especial para los viales de septo
- Adsorbedor de CO₂ con LiOH
- Bandeja de muestras con 61 posiciones (en el alcance de suministro del automuestreador)




Fig. 47 Módulo POC para el funcionamiento manual

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Cánula con asa | 2 Recipiente para residuos |
| 3 Recipiente de muestras con membrana autosellante | 4 Reactor POC |
| 5 Tubo de adsorción con LiOH | |




Fig. 48 Módulo POC para el funcionamiento automático

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Tubo de adsorción con LiOH | 2 | Conexión eléctrica del analizador |
| 3 | Unidad de ventilación | 4 | Reactor POC |

4.3.4.1 Instalación del módulo POC

La instalación deficiente puede provocar graves daños. Si los gases se conectan incorrectamente, pueden producirse descargas eléctricas y explosiones.

- La instalación y la puesta en marcha del equipo y de sus componentes del sistema solo puede llevarla a cabo el servicio técnico de Analytik Jena o personal especializado autorizado y formado por la empresa.
- Los trabajos de instalación y montaje por cuenta propia están terminantemente prohibidos.

Existe peligro de lesión por piezas no aseguradas apropiadamente.

- Durante el transporte es necesario asegurar los componentes del equipo de acuerdo con lo dispuesto en las instrucciones de uso.
- Las piezas sueltas deben retirarse de los componentes del sistema y empaquetarse por separado.

Instalación POC-Modul "automatic"

Después de conectar el módulo POC para el funcionamiento automático, el gas portador solo fluye por el reactor POC cuando se realizan mediciones en el modo POC.


En los demás modos de funcionamiento (TC, NPOC,...), el flujo del gas portador se cambia directamente al tubo de combustión del analizador.




- ▶ Apague el analizador en el interruptor principal situado en la parte trasera del equipo. Desconecte el enchufe de la red eléctrica. Apague el automuestreador.
- ▶ Afloje los tornillos de la cabina del lado derecho del automuestreador.



- ▶ Monte el tubo de adsorción de CO2 lleno entre la manguera 47 y 42.
- ▶ Apriete el tubo de adsorción en los enganches del módulo POC.
- ▶ Enganche el módulo POC en los tornillos de la carcasa. Vuelva a apretar bien los tornillos.




- ▶ Empuje el soporte de cánulas del automuestreador hacia arriba.
- ▶ Fije la cánula especial con rendija de ventilación en el soporte de cánulas del automuestreador.
- ▶ Instale el soporte. El soporte y las cánulas deben estar 3 mm por encima del recipiente de muestras cuando el soporte de cánulas se empuja hacia arriba al máximo.



- ▶ En la manguera AA sustituya la cánula de aspiración estándar por la cánula especial. Coloque la atornilladura Fingertight y los casquillos como se muestra en la imagen de al lado.
- ▶ Conecte el módulo POC con el analizador. Retire el puente de las mangueras en las conexiones de gas para el módulo POC en la parte posterior del analizador.
- ▶ Conecte la manguera 44 del módulo POC con la conexión 44 del analizador.
- ▶ Conecte la manguera 45 del módulo POC con la conexión 45 del analizador.
 - ⚠ ¡ADVERTENCIA! No confunda las conexiones de gas.
- ▶ Una la conexión eléctrica del módulo POC con la conexión "POC" situada en la parte posterior del analizador.



- ▶ Conecte la manguera de desechos a la boquilla de residuos del módulo POC. Conecte la manguera a un contenedor de residuos adecuado o a un desagüe.
 - i** ¡AVISO! Coloque la manguera de desechos de tal manera que tenga una pendiente continua. En caso necesario, acorte la manguera. ¡La manguera de desechos no puede sumergirse en el líquido.
- ▶ Ajuste el automuestreador.
- ▶ Compruebe si el sistema tiene fugas.



Instalación POC-Modul "basic"

Después de conectar el módulo POC para el funcionamiento manual, el gas portador fluye continuamente por el reactor POC en el tubo de combustión del analizador.

Es mejor retirar el reactor cuando se mide en otros modos de funcionamiento (TC, NPOC, ...).

- ▶ Coloque el módulo a la izquierda del módulo básico.
- ▶ Instale el tubo de adsorción de CO₂ entre la manguera 50 (extremo superior del tubo de adsorción) y la manguera 45 (extremo inferior).
- ▶ Conecte la manguera 50 al reactor POC.
- ▶ Conecte el módulo POC con el analizador. Retire el puente de las mangueras en las conexiones de gas para el módulo POC en la parte posterior del analizador.
- ▶ Conecte la manguera 44 con el reactor POC y la conexión 44 del analizador. La manguera sobresale casi hasta el suelo en el reactor POC.
- ▶ Conecte la manguera 45 del módulo POC con la conexión 45 del analizador.
 - ⚠ ¡ADVERTENCIA! No confunda las conexiones de gas.
- ▶ Conecte la manguera de desechos 51 en el extremo inferior del reactor TIC. La manguera de desechos se conecta con una pinza para manguera.
- ▶ Sustituya la cánula de aspiración estándar de la manguera AA por la cánula especial con ranura de ventilación.

Vea también

- 📖 Comprobación de la estanqueidad del sistema [▶ 104]
- 📖 Ajuste del automuestreador [▶ 95]

4.3.4.2 Calibración POC

Recomendación: realizar una calibración con sacarosa.

Procedimiento

- ▶ Crear un método POC.
- ▶ Abrir un método NPOC. Calibre el método NPOC con patrón de sacarosa.
- ▶ Vincule la calibración medida al método POC:
- ▶ Después de la calibración, no acepte la siguiente pregunta: "¿Vincular el método calibrado?"
- ▶ Se abre la lista de métodos. Seleccione el método POC de la lista de métodos.
- ▶ Con el botón **[Accept values]** se toman los datos de calibración actuales del método POC.

También se puede realizar una calibración con las soluciones patrón de diclorometano. Sin embargo, la alta volatilidad del diclorometano puede ocasionar resultados inexactos. Recomendación: Calibre el método POC directamente pipeteando los estándares de diclorometano en el módulo POC.

4.3.5 Detector de quimioluminiscencia (CLD)




Fig. 49 Detector de quimioluminiscencia (CLD)

- | | |
|--|---|
| 1 LED de estado | 2 Interruptor de red |
| 3 Compartimento de fusibles | 4 Alimentación eléctrica |
| 5 Conexión RS 232 para el analizador | 6 Conexión de servicio |
| 7 Interruptor de programación (solo para servicio técnico) | 8 Conexión para el gas portador (O ₂ , air/limpio sintético) |
| 9 Conexión de gas del analizador "sample in" | 10 Salida de muestras (gas) "out" |
| 11 Cartucho adsorbente (eliminación de NO _x del aire de escape) | |

Datos técnicos

Principio de detección	Detector de quimioluminiscencia
Parámetros	TN _b - (nitrógeno total vinculado)
Rango de medición	0 ... 20000 mg/l TN _b

Límite de detección	0,05 mg/l TN ₆
Tiempo de análisis	3 ... 5 min
Gas para la generación de ozono	Suministro de gas como equipo básico 60 ml/min, 400 ... 600 kPa
Dimensiones (An x Al x Pr), peso	300 x 470 x 550 mm , 12,5 kg
Conexión eléctrica	110 ... 240 V, 50/60 Hz
Fusibles	2 T4,0 A H
Consumo de energía medio	200 VA
Puerto al analizador	RS 232



PRECAUCIÓN

Peligro de intoxicación por ozono

El generador de ozono incluido en la unidad produce ozono (O₃). Cuando se utiliza de la forma prevista, el destructor de ozono posterior destruye el gas tóxico. Las diferentes medidas de seguridad llevan a una desconexión automática del generador de ozono. No obstante:

- Si hay un olor penetrante a ozono, apague el aparato inmediatamente y avise al centro de servicio técnico
- Para garantizar un funcionamiento seguro y sin contratiempos, Analytik Jena recomienda realizar anualmente una revisión y un mantenimiento por parte del servicio al cliente.

Instalación en el analizador

- ▶ Coloque el detector junto al analizador.
- ▶ Conecte el gas portador a la conexión de gas con acoplamiento rápido.
- ▶ Realice la conexión de gas entre el detector y el analizador:
 - Conexión "sample in" en el detector
 - Conexión "CLD" en el analizador
- ▶ Conecte la interfaz "CLD/HT" en la parte posterior del analizador a la interfaz RS 232 del detector mediante el cable de datos en serie suministrado.
- ▶ Encienda el detector. El LED de estado indica que está listo para funcionar.

Comprobar y cambiar la configuración

- ▶ Encienda el analizador y el detector. Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
- ▶ Compruebe la configuración del equipo a través del comando **Instrument | System-Information** en la ventana **multiWin set-up info**.
- ▶ Si es necesario, cambie la configuración:
 - Finalizar el programa multiWin .
 - Iniciar en la interfaz de Windows la herramienta de configuración mediante **Start | Program files | multiWin | multiWin setup tool**.
 - En la lista **N-measurement** seleccione el tipo de automuestreador.(CLD-TOC).
 - Abandone la ventana **multiWin set-up tool** con **[Create]**.
 - Inicie el programa multiWin e inicialice el sistema de análisis.
 - Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**. Vaya a la pestaña **Analyzer components**.

- ▶ En el grupo **Sensors** active la medición de nitrógeno con la opción **N-measurement aktive**.
- ▶ Abandone la ventana con **[OK]**.

4.3.6 Módulo de materia sólida externo



AVISO

Siga las instrucciones de los accesorios

Hay un manual separado para los accesorios, que proporciona información importante y medidas para evitar el peligro.

- Para la instalación, siga las instrucciones de los accesorios por separado.

La instalación del sistema de medición modular multi N/C 3100 duo para el análisis automatizado de materia sólida se describe en las instrucciones de uso separadas del módulo de materia sólida HT 1300.

Conexión del analizador

- ▶ Coloque el módulo de materia sólida junto al analizador.
- ▶ Establezca la conexión "analyte" en el módulo de materia sólida con la conexión "analyte" situada en la pared trasera del analizador.
- ▶ Establezca la conexión "pump" en el módulo de materia sólida con la conexión "pump" situada en la pared trasera del analizador.
- ▶ Conecte la manguera de conexión para el oxígeno en el manorreductor del suministro de gas y en la conexión de gas "oxygen" en la parte posterior del módulo de materia sólida. Ajuste una presión inicial en el manorreductor 200 ... 400 kPa.
- ▶ Conecte el cable de datos serial suministrado a la interfaz "CLD/HT" situada en la parte posterior del equipo del automuestreador. Conecte el otro extremo del cable de datos al módulo de materia sólida.
- ▶ Inicie el programa multiWin . Encienda los componentes del sistema de análisis. Inicialice el sistema de análisis.
- ▶ Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**. Vaya a la pestaña **Analyzer components**.
- ▶ Active la opción **External solids module**.
- ▶ Abandone la ventana con **[OK]**.



Fig. 50 Conexiones en el panel trasero del módulo de materia sólida

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Interfaz hacia el analizador | 2 Alimentación eléctrica |
| 3 Salida del gas de medición "OUT" | 4 Entrada de oxígeno "O ₂ " |
| 5 Conexión de bomba "pump" | 6 Conexión del gas de medición "analyte" |

5 Manejo

5.1 Indicaciones generales



ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras por ácidos concentrados

Los ácidos concentrados son muy corrosivos y algunos tienen un efecto oxidante.

- Utilizar gafas y ropa de protección cuando se manipulen ácidos concentrados. Trabajar debajo de la campana de extracción.
 - Siga todas las instrucciones y especificaciones de las hojas de datos de seguridad.
-
- En el análisis de muestras con alto contenido en ácido o sal, se pueden producir aerosoles en el recipiente de condensado de TIC. Entonces, la capacidad de la trampa de halógenos se agota rápido. Además, la trampa de agua se puede dañar. Por consiguiente, ambos componentes se tienen que cambiar con frecuencia. Si es posible, diluir esa clase de muestras antes de la medición, por ejemplo, 1:10.
 - En caso de una fuerte formación de aerosoles, el analizador es protegido inmediatamente por la trampa de aerosoles incorporada (trampa de agua) y se interrumpe automáticamente el suministro de gas portador. Además de proteger el analizador, desconecte la manguera de la trampa de agua de la parte delantera.
 - Para acidificar las muestras, utilice ácido puro de análisis (HCl (2 mol/l)) y prepárelo a partir de ácido concentrado y agua TOC.
 - Para la determinación de TIC, solo se puede utilizar ácido ortofosfórico (H₃PO₄ 10 %), compuesto por ácido concentrado (p. A.) y agua de TOC.
 - Los estándares adecuados son soluciones de las siguientes sustancias: Hidrogenoftalato de potasio, carbonato sódico/hidrocarbonato sódico o sacarosa.
 - Para preparar y almacenar las soluciones, solo se deben utilizar recipientes de vidrio limpios y libres de partículas (matraz aforado, recipientes de muestras).
 - Al preparar y almacenar soluciones con concentraciones muy bajas (<1 mg/l) tenga en cuenta que los componentes del aire del laboratorio (CO₂, vapores orgánicos) modifican la concentración de las soluciones. Las siguientes medidas ayudan a evitarlo:
 - Mantenga el volumen libre por encima de los líquidos, el llamado espacio de cabeza, lo más pequeño posible.
 - En el modo de automuestreador, cubra los recipientes de la bandeja de muestras con papel de aluminio. Esto es especialmente importante en el modo diferencial porque las muestras están en la bandeja de muestras durante más tiempo.
 - Elimine la fuente de vapores orgánicos.
 - Opcional: Llene el espacio de cabeza por encima de las muestras con gas inerte.

5.2 Encender el analizador



AVISO

Peligro de daños al equipo por lana de cobre consumida

Se pueden producir daños en las piezas electrónicas y ópticas por productos de combustión agresivos en caso de que se haya consumido la lana de cobre en la trampa de halógenos.

- ¡Solo maneje la unidad con una trampa de halógenos que funcione correctamente!
- Sustituya todo el relleno de la trampa de halógenos, cuando la mitad de la lana de cobre o la lana de latón se haya descolorido.

Compruebe antes de encender el analizador:

- La manguera de desechos se conecta a un contenedor de residuos adecuado o a un desagüe. El flujo libre está garantizado. La capacidad del contenedor de residuos es suficiente.
- El suministro de gas está conectado reglamentariamente y la presión previa es de 400 ... 600 kPa.
- Hay suficiente ácido fosfórico en el recipiente de reactivos. Se requiere un volumen de ácido 0,5 ml por cada determinación de TIC.
- La trampa de halógenos está conectada, rellena de lana de latón y de cobre. No se utiliza lana de latón ni de cobre con lana de sílice.
- Todas las mangueras están conectadas correctamente.
- Todos los accesorios opcionales (automuestreador, módulos de materia sólida, etc.) están conectados.

Proporcione las muestras y encienda el analizador de la siguiente forma:

- ▶ Abra la válvula del manorreductor del suministro de gas.
- ▶ Encienda el ordenador.
- ▶ Encienda los demás componentes opcionales.
- ▶ Conecte el analizador en el interruptor principal. El estado del LED situado en la puerta frontal izquierda se ilumina en verde.
- ▶ Inicie el software de control y evaluación en el PC. Registrarse con el nombre de usuario y la contraseña.
- ▶ Responda a la pregunta **Initialize analyzer?** con **[Yes]**.
 - ✓ Una vez iniciada la sesión con éxito, el software inicializa el sistema de análisis y consulta los componentes conectados. El flujo de gases de medición alcanza su valor teórico (160 ml/min) después de un tiempo de aproximadamente 1 ... 2 min.
- ▶ Si el analizador no está listo para la medición después de 30 min y uno o más componentes siguen apareciendo en rojo en la ventana **System state**:
 - Compruebe que las conexiones de mangueras estén bien apretadas.
- ▶ Para mediciones NPOC: Ajuste el flujo de purga NPOC.
El flujo de purga de NPOC está predeterminado a 50 ... 160 ml/min. El flujo de purga se puede aumentar o reducir según la tarea de medición.
 - ✓ El analizador está listo para medir.

Vea también

📖 Eliminación de errores [▶ 122]

📖 Ajuste del flujo de purga NPOC [▶ 98]

5.3 Apagado del analizador

En modo standby

Recomendación: Ponga el analizador en modo de espera si hay interrupciones en la medición de más de 30 minutos.

- ▶ Haga clic en el botón **[Exit]** de la interfaz del software.
 - ✓ Se abrirá la ventana **Program End**.
- ▶ Aclare el analizador cuando se mide sin automuestreador:
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**. Antes del lavado por contracorriente, colocar la cánula de aspiración de muestras en el bidón de residuos.
- ▶ Enjuague el analizador, para medición con automuestreador AS vario, EPA Sampler:
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**. El contenido de la manguera de aspiración de muestras se lava a contracorriente automáticamente en el recipiente de lavado.
- ▶ Enjuague el analizador, para medición con automuestreador AS 10e, AS 21hp:
 - Al final de la secuencia, realizar una medición de una prueba de agua ultrapura. (Los automuestreadores no disponen de recipiente de lavado, el cual es necesario para el lavado a contracorriente).
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**.
- ▶ Active la opción **Stand-by Analyzer** y confirme con **[OK]**.
 - ✓ El analizador permanece en modo standby.

Con la opción de lavado a contracorriente activa, se aclara la manguera de aspiración de muestras con agua ultrapura. El flujo de gas se desconecta y se ajusta la temperatura de espera.

Apagado antes de una parada larga

Recomendación: Apague el analizador antes de una parada prolongada (fin de semana, vacaciones).

- ▶ Haga clic en el botón **[Exit]** de la interfaz del software.
 - ✓ Se abrirá la ventana **Program End**.
- ▶ Aclare el analizador cuando se mide sin automuestreador:
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**. Antes del lavado por contracorriente, colocar la cánula de aspiración de muestras en el bidón de residuos.
- ▶ Enjuague el analizador, para medición con automuestreador AS vario, EPA Sampler:
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**. El contenido de la manguera de aspiración de muestras se lava a contracorriente automáticamente en el recipiente de lavado.
- ▶ Enjuague el analizador, para medición con automuestreador AS 10e, AS 21hp:
 - Al final de la secuencia, realizar una medición de una prueba de agua ultrapura. (Los automuestreadores no disponen de recipiente de lavado, el cual es necesario para el lavado a contracorriente).
 - Active la casilla de verificación **Reverse Rinse Analyzer**.
- ▶ Active la opción **Switch off Analyzer** y confirme con **[OK]**.
 - ✓ El analizador está apagado.

Cuando se activa el lavado a contracorriente, la manguera de entrada de muestras se lava a contracorriente con agua ultrapura. El recipiente de condensado TIC se bombea. El analizador se apaga. Se corta el flujo de gas y el horno se enfría.

5.4 Realizar la calibración

5.4.1 Preparación e inicio de la calibración

El software de control y evaluación ofrece la posibilidad de adaptar los análisis mediante la elección del método de forma individual en la tarea de medición. Una medición óptima con los métodos correspondientes requiere una calibración propia para cada parámetro de análisis y cada canal de medición. En un método, no es obligatorio calibrar todos los parámetros.

En un método, se pueden establecer tres funciones de calibración para cada parámetro.

Realizar la calibración como se indica a continuación:

- ▶ Seleccione en la ventana **System state** el tipo de alimentación de muestras: **[manual]** o **[Sampler]**.
 - ✓ Se produce la inicialización del analizador.
- ▶ Active el comando **Measurement | Calibration**.
- ▶ En la siguiente pregunta, seleccione el método que calibrar o cargue una tabla de calibración ya existente.
- ▶ Siga las demás instrucciones del software.
 - ✓ Se abrirá la ventana **Calibration - Data of new calibration**.




Fig. 51 Datos de la nueva calibración

- ▶ En el grupo **Calibration Parameters** seleccione el tipo de calibración:
 - Realice preferentemente calibraciones multipunto con un **volumen de muestra constante** y concentraciones variables. En el campo **constant sample volume** se introduce automáticamente el volumen ajustado en el método. Cambie la configuración por defecto solo si el volumen de inyección de los estándares difiere del volumen establecido en el método.
- ▶ Para las calibraciones con una **concentración constante**, introduzca la concentración del estándar en el campo.

- ▶ En el campo **Number of standards** introduzca el número de puntos de calibración.
- ▶ En el área **Analysis parameters** seleccionar los parámetros de análisis del método cargado que se va a calibrar.
 - Para la calibración del parámetro NPOC plus y concentraciones superiores de $c > 0,5$ mg/l es necesario activar los parámetros IC y TC por separado.
- ▶ Aplique la calibración para el parámetro TOC/NPOC plus por el rango de concentración inferior. En el rango de concentración más bajo, una calibración de un solo punto es suficiente.
- ▶ En **Sample introduction** el software muestra el tipo de alimentación de la muestra. La indicación es solo de carácter informativo y no se puede cambiar aquí.
- ▶ En el grupo **Preparation blank**, seleccione cómo se debe tener en cuenta el blanco del agua de preparación de los estándares.
 - Campo **Measure**:
El contenido del agua de preparación se mide por separado inmediatamente antes de la calibración. Para ello, hay que disponer de un recipiente con agua de preparación en la primera posición del automuestreador.
En caso de alimentación de muestras manual, el sistema exige que se ponga a disposición el agua de preparación.
 - Campo **Enter**:
Introduzca el contenido del agua de la preparación como valor.
Especifique el valor reactivo normalizado del agua de preparación **1 ml**. Si no se tiene en cuenta el valor reactivo del agua de reposición, introduzca **"0"** en el campo.
- ▶ Rellene la tabla de calibración para cada parámetro de acuerdo con las soluciones estándar proporcionadas.
- ▶ En la columna **Rep.** el software adopta automáticamente el número de mediciones repetidas establecido en el método. Si la selección del valor errático está activada en el método, se introduce el número máximo de mediciones de repetición.
Si es necesario, cambie manualmente el número de mediciones repetidas para cada estándar.
- ▶ Si la tabla de calibración se va a reutilizar posteriormente: Guarde la tabla de calibración con los comando **CalibrationTable | Save CalibrationTable** o **Save Calibration-Table as**.
Las tablas de calibración adquieren automáticamente la extensión *.kaltaby se guardan en ...\\Calibration\\Tables.
- ▶ Hacer clic en el botón **Start measurement** . Siga las demás instrucciones del software.
 - ✓ Según el método seleccionado y el tipo de tarea de alimentación de muestras, aparecen otras preguntas Si la muestra se alimenta con el automuestreador, se abre la siguiente ventana **Current sample data**.

Pos.	Activation	State sample	Sample ID	Method	Dimension	Sample type	Size
1	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz00	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Preparation blank	15C
2	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz01	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
3	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz02	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
4	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz03	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
5	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz04	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
6	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz05	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
7	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz06	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
8	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz07	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
9	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz08	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
10	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz09	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
11	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz10	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
12	▶		Cal_NPOC_reag_Ka_210705_1127_Konz11	NPOC_reag_Ka	cc: mg/l	Calibration	15C
13							
14							
15							
16							
17							

Fig. 52 Datos actuales de la muestra

- ▶ Desbloquee los estándares de calibración en la ventana **Current sample data**. A continuación, salga de la ventana con el botón [✓].
- ▶ Se abre la ventana **Measurement**. Hacer clic en el botón [Start F2] .
 - ✓ El proceso de calibración comienza.

5.4.2 Indicación de los resultados de calibración

Después de procesar todas las mediciones de calibración, el software abre automáticamente el informe de calibración en la ventana **Calibration - Calibration Settings**. El informe de calibración se puede editar. El informe de calibración también puede abrirse posteriormente con el comando **Data Evaluation | CalibrationReport | Selection CalibrationReport**.

La ventana **Calibration - Calibration Settings** dispone de la pestaña **Calibration data** y la pestaña **Calibration results**.

La pestaña **Calibration data** muestran los ajustes de la calibración. A través del botón [Comment], puede introducir un comentario. Con [Signature] puede firmar una calibración. En el software pharma multiWin, solo las calibraciones con el estatuto de firma "authorized se pueden vincular con un método.

La pestaña **Calibration results** agrupa los resultados para cada parámetro calibrado.




Fig. 53 Datos de la calibración realizada

Pestaña Calibration results:

<p>Tabla de resultados</p>	<p>Una indicación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Número de las determinaciones ■ Concentración teórica establecida para volúmenes de muestras constantes) o ■ Volúmenes de muestras utilizados (en concentraciones constantes) ■ Promedios de las integrales de superficie ■ Promedios de las concentraciones calculadas ■ Desviación porcentual de las concentraciones calculadas y la concentración teórica
<p>Linear Regression / Quadratic Regression</p>	<p>Dependiendo de la metodología seleccionada, el software calcula la ecuación de regresión y las características del procedimiento a partir de valores individuales o de los valores medios de las integrales netas. El software muestra los coeficientes de calibración para el tipo de regresión seleccionada.</p>
<p>Diagrama de calibración</p>	<p>En el menú View calibration graph se puede cambiar la visualización del diagrama de calibración:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ eje x - masa, eje y - integral (determinación de los coeficientes de calibración) ■ eje x - integral, eje y - masa (determinación de las características del proceso)
<p>Características del proceso</p>	<p>Límite de detección, registro y determinación:</p> <p>El software calcula las características del método basándose en la DIN 32645 (función de calibración) con un nivel de P = 95 %.</p> <p>El software determina el límite de cuantificación para una incertidumbre de resultado relativa de 33,3 % (con factor k = 3).</p>

5.4.3 Procesamiento de calibración

Puede procesar una calibración:

- Seleccione el tipo de regresión

Puede elegir entre la regresión lineal y la cuadrática. El software muestra los coeficientes de calibración y las características del procedimiento para el tipo de regresión seleccionado.

- Desactivar los puntos de medición individuales

Todos los puntos de medición activados en la columna **No.** por una marca de verificación en la columna de resultados de la calibración se incluyen en el cálculo de la regresión. Puede desactivar un punto de medición quitando la marca. Para ello, haga clic en la columna **No.**

Si desactivan todos los puntos de medición, el software elimina la marca para todo el canal de calibración.

- Desactivar valores medidos individuales

Puede ver las lecturas individuales haciendo clic en el botón al final de cada línea. A continuación, puede desactivar los valores de medición individuales quitando la marca de la columna **use**.

- Activar/desactivar valores de medición para agua de preparación

Puede ver los valores de medición individuales determinados para el agua de preparación haciendo clic en el botón **[Edit]**. A continuación, puede activar o desactivar los distintos valores de medición.

- Añadir puntos de medición

Puede añadir puntos de medición adicionales a una calibración existente. Realice una medición de calibración utilizando el mismo método. Una vez finalizada la medición, seleccione el informe de calibración mediante el botón **[Add measuring point]**. Añada los nuevos puntos de medición a la calibración de forma individual.

El software vuelve a calcular los coeficientes de calibración, las características del procedimiento y el gráfico de regresión después de cada cambio.

5.4.4 Vinculación de la calibración con el método

Vincule los parámetros de calibración a un método de la siguiente forma:

- ▶ Seleccione el rango de calibración para los parámetros correspondientes (por ejemplo, NPOC).
Se pueden establecer hasta tres **rangos de calibración lineales** por parámetro en un método. Las zonas deben fundirse entre sí y no deben tener huecos.
En el caso de las **funciones de calibración cuadráticas**, solo se puede asociar un rango de calibración al método.
 - ▶ Para cada rango de calibración y parámetro de análisis que deba vincularse a un método, active el campo **Use calibration** marcándolo.
No es obligatorio aplicar todos los parámetros calibrados en un método.
 - ▶ Hacer clic en el botón **[Link with method]**.
 - ▶ Responda a la siguiente pregunta: **Link with the calibration method?**
 - **[Yes]** (regla general). El software vincula la calibración con el método calibrado.
 - **[No]**. El software vincula la calibración a cualquier método de su elección. El software no comprueba si los parámetros del método de calibración coinciden con el método seleccionado.
- ✓ Se abrirá la ventana **Link with method: (...)**.

La ventana muestra los coeficientes de calibración actuales (columna derecha) y los nuevos coeficientes de calibración determinados (columna izquierda). La indicación de los parámetros (p. ej., IC/NPOC) se puede cambiar.




Fig. 54 Vincular una calibración a un método (3 rangos de calibración)

La adopción de los rangos de calibración depende de los rangos de calibración ya almacenados en el método y del nuevo rango de calibración:

<p>Ningún rango de calibración disponible</p>	<p>Con el botón [Accept values] se toman los datos de calibración actuales.</p> <p>Tanto en la columna derecha como en la izquierda aparecen los mismos coeficientes de calibración.</p>
<p>Uno o dos rangos de calibración disponibles</p>	<p>Ampliar los rangos de calibración existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con el botón [Accept values] se toman los nuevos datos de calibración. El software organiza el área nueva en las áreas existentes. ■ Compruebe si las zonas están unidas sin fisuras. <p>Sustituya los rangos de calibración existentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Borre el rango de calibración. ■ Acepte los datos de calibración actuales con [Accept values].
<p>Tres rangos de calibración existentes</p>	<p>Es posible un máximo de tres rangos de calibración por parámetro en un método.</p> <p>Si ya existen tres rangos de calibración, los rangos solo pueden ser sustituidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Borre el área deseada de la columna derecha con el botón [Delete]. ■ Acepte con [Accept values] los datos de calibración actuales. ■ Compruebe si las zonas están unidas sin fisuras.

- El procedimiento general es:
- Tras hacer clic en el **[Accept values]**, el software asigna automáticamente los rangos de calibración.
 - Haciendo clic en **[Delete]** aparecerá una preselección de los rangos que posiblemente tengan que sustituirse.
 - Un vínculo sin fisuras significa: El área más grande de un rango de calibración coincide con el área más pequeña del siguiente rango de calibración.
 - El software adopta los parámetros de calibración para todos los análisis posteriores que realice con el método.

5.4.5 Administración de los datos de calibración

- Imprimir datos de calibración
- ▶ En la ventana **Calibration - Calibration Settings**, active la opción **Use calibration**.
 - ▶ Ajuste el campo de impresión en el menú **Print options**:
 - Imprimir el diagrama de calibración o
 - Imprimir las integrales individuales para cada canal calibrado
 - ▶ Inicie la presión con el comando **CalibrationReport | Print**.
- Exportar los datos de calibración
- La exportación de los datos de calibración se realiza a través del menú **Data export** en la ventana **Calibration - Calibration Settings**. Los datos de calibración se pueden exportar de las siguientes maneras:
- Informe de calibración a un archivo de exportación
El informe de calibración (con la extensión *.ajc) se guarda en el directorio Export...\Calibration.
 - Exportación a un archivo CSV (con la extensión *.csv)
El archivo CSV se almacena en el directorio de preajustes (preajuste ...)\multi-Win\CSV).
El directorio está seleccionado en la ventana **Options**, pestaña **Files and Directories**. Abra la ventana con el comando **Configuration | Edit options**.
 - Exportar al portapapeles
- Apertura posterior del informe de calibración
- ▶ La ventana principal active el comando **Data Evaluation | CalibrationReport**.
 - ▶ En la ventana **Selection CalibrationReport** selecciona el informe de calibración. Si es necesario: En la ventana **Selection CalibrationReport** fije el filtro. O clasifique los registros haciendo clic en una fila de la cabecera.
 - ▶ Marque el informe de calibración y haga clic en el botón **[OK]**.
 - ✓ El informe de calibración se visualiza.

5.5 Realización de la medición

Nota: En el software pharma multiWin, solo los métodos con el estatuto de firma **authorized** se pueden vincular con un método para la medición.

5.5.1 Medición con alimentación de muestras manual

- ▶ Introduzca la cánula de aspiración de la muestra y la cánula de soplado para las mediciones de NPOC en la muestra.
- ▶ Cree un nuevo método con el comando **Method | New**.
- ▶ Alternativa: Cargue un método existente. Con el comando abra **Method | Load** la ventana **Method selection**. Seleccione el método deseado. Confirme la selección haciendo clic en **[OK]**.
- ▶ En la ventana **System state**, seleccione la alimentación de muestra manual haciendo clic en el botón **[manual]**.
 - ✓ El software inicializa el analizador.
- ▶ Compruebe las siguientes pantallas en la ventana **System state**:
 - Banco óptico:

- Detector de nitrógeno
- Flujo de gas
- Temperatura
- ▶ Cuando un indicador está en rojo: Lleve a cabo una resolución de problemas.
- ▶ Inicie la medición: Haga clic en **Start measurement**. Alternativa: Active el comando **Measurement | Measurement start**.
 - ✓ Se abrirá la ventana **Measurement start**.
- ▶ Introduzca el ID de la muestra y, si lo desea, un nombre para la tabla de análisis. Si es necesario, introduzca la dilución, el tipo de muestra, la unidad y un comentario.
- ▶ Abra con la ventana **[Start] Measurement**.
- ▶ Inicie la medición con un clic en **[Start F2]**. Siga las instrucciones del software.
- ▶ Al final de la medición aparecen los resultados en el informe de análisis o en la tabla de análisis seleccionada.

Puede especificar en la ventana **Options**, en la pestaña **FreeStrings** campos adicionales para introducir información de la muestra durante las mediciones manuales, como la información de muestras.

Los nuevos campos se muestran en la ventana **Measurement start**, en la pestaña **FreeStrings**. Puede rellenar los campos con información de las muestras.

Vea también

- 📖 Eliminación de errores [▶ 122]

5.5.2 Medición con automuestreador



AVISO

Riesgo de daños al equipo

Si el automuestreador no está ajustado o lo está incorrectamente, la herramienta de introducción de la muestra puede chocar con una superficie dura durante el funcionamiento. Esto puede destruir la herramienta de introducción de la muestra y el accionamiento.

- Ajuste el automuestreador antes de la primera operación y después de cada modificación, así como después del transporte y el almacenamiento.
-
- ▶ Cree un nuevo método con el comando **Method | New**.
 - ▶ Alternativa: Cargue un método existente. Con el comando abra **Method | Load** la ventana **Method selection**. Seleccione el método deseado. Confirme la selección haciendo clic en **[OK]**.
 - ▶ En el ventana **System state**, seleccione la alimentación de muestras automática haciendo clic en el botón **[Sampler]**.
 - ✓ El software inicializa el analizador.
 - ▶ Compruebe las siguientes pantallas en la ventana **System state**:
 - Banco óptico:
 - Detector de nitrógeno
 - Flujo de gas
 - Temperatura
 - ▶ Cuando un indicador está en rojo: Lleve a cabo una resolución de problemas.

- ▶ Llene los viales de muestra con el líquido de muestra. Coloque los viales de muestra en la bandeja de muestras.
- ▶ Para mediciones NPOC con AS vario: El automuestreador puede acidificar automáticamente las muestras. Para ello, llene el recipiente de ácido con HCl (2 mol/l). Coloque el recipiente de ácido en la posición de ácido de la bandeja de muestras:
 - Posición 28 en la bandeja de muestras 47
 - Posición 42 en la bandeja de muestras 52
 - Posición 55 en la bandeja de muestras 72
 - Posición 85 en la bandeja de muestras 100
 - Posición 131 en la bandeja de muestras 146
 - El automuestreador no puede acidificar y diluir muestras automáticamente de manera simultánea. Para la acidificación automática: En **Options | Process control** desactive el menú **Use dilution algorithm**.
Si el algoritmo de dilución está activado, acidifique las muestras manualmente.
- ▶ Para las mediciones de NPOC con el automuestreador de la EPA: Coloque el recipiente de ácido en la posición 54 en la bandeja de muestras.
- ▶ Para las mediciones de NPOC con el automuestreador de la POC: Coloque el recipiente de ácido en la posición 51 en la bandeja de muestras.
- ▶ Inicie la medición: Haga clic en **Start measurement**. Alternativa: Active el comando **Measurement | Measurement start**.
 - ✓ Se abrirá la ventana **Measurement start**.
- ▶ Introduzca un nombre para una nueva tabla de análisis en la ventana **Measurement start**. Alternativa: Seleccione una bandeja de análisis existente con el botón **[Edit]**.
- ▶ Abra con la ventana **[Start] Current sample data**.
- ▶ Abra y amplíe una tabla de rack existente.

O: En la tabla de rack en la columna **Sample ID** introduzca el ID de la muestra. Compruebe la ocupación de la bandeja de muestras. Si es necesario, introduzca la dilución, el tipo de muestra, la unidad y los comentarios.
- ▶ Desbloquee todas las muestras o cada una de ellas individualmente con **[>]**.
- ▶ Confirme las entradas con **[✓]**.
 - ✓ La tabla de rack se cierra. A continuación se pregunta si la tabla de rack se debe guardar.
- ▶ Si la tabla de rack se va a reutilizar posteriormente: Responda con **[Yes]**. En la ventana estándar para guardar archivos, guarde la tabla de racks.
- ▶ En la ventana **Measurement** inicie la medición con **[Start F2]**. Siga las instrucciones del software.
 - ✓ Al final de la medición, la tabla de análisis muestra los resultados de la medición.

Vea también

- 📖 Eliminación de errores [▶ 122]

5.6 Dilución

El analizador puede diluir automáticamente las muestras en el automuestreador. Esto requiere un automuestreador especial con una bandeja de muestras especial: Automuestreador AS vario, bandeja 47

En el caso de un reequipamiento, recibirá un KeyCode con la entrega de la unidad de dilución. Después de cada cambio o ampliación del sistema de análisis, es necesaria una nueva activación mediante un KeyCode.

- ▶ Inicie sesión en el software como administrador.
- ▶ Active el comando **Configuration | KeyCode**.
 - ✓ El software se cierra automáticamente.
- ▶ Al reiniciar el programa: Introduzca el KeyCode en la consulta.
 - ✓ El analizador está habilitado para la dilución automática.

5.6.1 Dilución automática TC

Utilice la dilución automática cuando se deban medir muestras con un elevado contenido de TC o con una matriz altamente cargada desconocida:

La dilución automática tiene las siguientes ventajas:

- No cargan innecesariamente al reactor con un alto contenido en ácidos o sal inorgánicos (vida útil), Al hacerlo, aumenta su vida útil.
- Ahorra tiempo de trabajo gracias a la automatización.
- No precisa realizar una calibración adicional para el rango de alta concentración.

Utilizar la dilución automática de la siguiente manera:

- ▶ Coloque la bandeja de muestras de dilución especial (47) e instale el soporte de cánula correspondiente en el automuestreador.
- ▶ Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**, la pestaña **Analyzer components**.
- ▶ En el grupo **Sampler** seleccione el tamaño de bandeja 47.
- ▶ En la pestaña **Process control** desbloquee la dilución. Para ello active el campo **Use dilution algorithm** con una marca.
- ▶ Active la opción **Automatic dilution**.
- ▶ Equipe la bandeja de muestras con viales de muestra vacíos (50 ml).
- ▶ Llene las muestras que deban diluirse en los viales de muestra (12 ml). Equipe la bandeja de muestras con muestras.
- ▶ Llene las muestras que no deban diluirse en los viales de muestra (50 ml).
- ▶ Llene la botella de agua ultrapura con agua ultrapura.
- ▶ Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.
- ▶ Ajuste la cánula de aspiración de la muestra a la bandeja de la muestra.
- ▶ Active el campo **Dluent position**. Ajuste la posición 1 en un recipiente de muestras (50 ml).
- ▶ Compruebe la posición 1 en un recipiente de muestras pequeño (12 ml).




Fig. 55 Bandeja de dilución

1 Posición 1 ... 47 para recipientes (50 ml)

2 Posición 1 ... 47 para recipientes (12 ml)

- ▶ En caso necesario, active el comando **Measurement | Preparation blank**. El blanco determina el agua de dilución
 - ✓ El procedimiento se define internamente. El agua para la determinación del blanco se toma de la botella de agua ultrapura.
- ▶ Volver a crear la tabla de racks. O: Cargue una tabla de racks existente.
- ▶ En el campo **Dilution** seleccione el comportamiento de dilución deseado. Las siguientes diluciones son posibles: **1 in 5, 1 in 10, 1 in 25, 1 in 50, 1 in 100**.
- ▶ Inicie la medición.

Al realizar las diluciones automáticas hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El automuestreador diluye las muestras originales en la proporción de dilución seleccionada en los viales de muestra proporcionados (50 ml).
- Al trabajar en el modo NPOC el automuestreador diluye las muestras de una fila completa y estas finalmente se analizan. El automuestreador expulsa las muestras diluidas.
- Si el algoritmo de dilución está activado, la opción para la acidificación automática de una muestra se encuentra desactivada en el software. Por este motivo, para métodos NPOC, deben acidificarse las muestras originales manualmente. Como alternativa, puede pipetear el ácido en los viales de muestra en los que el automuestreador diluye las muestras.

Compruebe en ambos casos si el valor de pH de las muestras < 2 . Solo así el automuestreador puede eliminar completamente los compuestos de carbono inorgánico (TIC) al soplar.

- El número de las determinaciones múltiples posibles resulta del método seleccionado, del volumen de inyección y del número de ciclos de lavado. Debe ser posible al menos una triple determinación.

El software muestra un mensaje de error cuando el volumen de la muestra diluida no es suficiente. A continuación, ajuste la configuración del método.

- En el informe de análisis se indica la concentración de la muestra primaria. Sin embargo, el informe de análisis muestra las integrales de superficie medidas para la muestra diluida.

Vea también

- 📖 Ajuste del automuestreador AS vario [▶ 91]

5.6.2 Dilución inteligente TN

Diluya las muestras muy concentradas para la determinación del nitrógeno con el fin de mejorar la recuperación.

En el modo de dilución, el analizador diluye automáticamente las muestras con un contenido de $TN_b > 12$ mg/l. La dilución inteligente es especialmente interesante para muestras de concentración desconocida o muestras en una matriz de muestra desconocida.

Con la dilución inteligente, el analizador mide la muestra original. Tras la primera determinación, el analizador utiliza el contenido de TN_b para decidir si diluir automáticamente la muestra o continuar con las mediciones repetidas.

Se aplican los siguientes valores umbral para la dilución inteligente:

- De aprox. $TN_b > 12$ mg/l: dilución automática 1 in 10
- De aprox. $TN_b > 120$ mg/l: dilución automática 1 in 20

El valor exacto del umbral depende de:

- Matriz de muestras
- Tipo de compuestos de nitrógeno
- Volumen de muestra
- Estado de envejecimiento del tubo de combustión

Para trabajar en el modo de dilución, calibre el método hasta $TN_b = 15$ mg/l. Evalúe la calidad de la función de calibración mediante el coeficiente de regresión. Asegúrese también de que las concentraciones reales se desvíen de las concentraciones teóricas en todo el rango de calibración 5 %. Solo así se alcanzan resultados exactos.

Utilizar la dilución inteligente de la siguiente manera:

- ▶ Coloque la bandeja de muestras de dilución especial (47) e instale el soporte de cánula correspondiente en el automuestreador.
- ▶ Con el comando **Configuration | Edit options** abra la ventana **Options**, la pestaña **Analyzer components**.
- ▶ En el grupo **Sampler** seleccione el tamaño de bandeja 47.
- ▶ En la pestaña **Process control** desbloquee la dilución. Para ello active el campo **Use dilution algorithm** con una marca.
- ▶ Seleccione la opción **Intelligent dilution**
- ▶ Llene las muestras en los viales de muestra (50 ml). Cargue la bandeja de muestras con los viales de muestra.
- ▶ Coloque los viales de muestra vacíos (12 ml) en la bandeja de muestras.
- ▶ Llene la botella de agua ultrapura con agua ultrapura.
- ▶ Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.
- ▶ Ajuste la cánula de aspiración de la muestra a la bandeja de la muestra.
- ▶ Active el campo **Dluent position**. Ajuste la posición 1 en un recipiente de muestras (50 ml).

- ▶ Compruebe la posición 1 en un recipiente de muestras pequeño (12 ml).




Fig. 56 Bandeja de dilución

1 Posición 1 ... 47 para recipientes (50 ml)

2 Posición 1 ... 47 para recipientes (12 ml)

- ▶ En caso necesario, active el comando **Measurement | Preparation blank**. El blanco determina el agua de dilución
 - ✓ El procedimiento se define internamente. El agua para la determinación del blanco se toma de la botella de agua ultrapura.
- ▶ Volver a crear la tabla de racks. O: Cargue una tabla de racks existente.
- ▶ Las diluciones introducidas en la tabla de rack no hacen referencia a la dilución inteligente y no tienen ninguna influencia sobre esta. Si desea diluir las muestras independientemente de la dilución inteligente: Diluya las muestras manualmente antes de la medición. Introduzca la proporción de dilución en la columna **Dilution** de la tabla de racks. El software calcula la concentración de muestras diluidas automáticamente.
- ▶ Inicie la medición.

Al realizar las diluciones inteligentes hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El número de las determinaciones múltiples posibles resulta del método seleccionado, del volumen de inyección y del número de ciclos de lavado. Debe ser posible al menos una triple determinación.

El software muestra un mensaje de error cuando el volumen de la muestra diluida no es suficiente. A continuación, ajuste la configuración del método.

- En el informe de análisis se indica la concentración de la muestra primaria. Sin embargo, el informe de análisis muestra las integrales de superficie medidas para la muestra diluida.
- Cuando el analizador diluye de forma inteligente una muestra, la muestra diluida recibe un apéndice de la ID de muestra asignada originalmente:
 - `_iV_1_10` para diluciones 1 in 10
 - `_iV_1_20` para diluciones 1 in 20

La muestra diluida aparece en la tabla de análisis inmediatamente después de la muestra original.

- La dilución inteligente solo está prevista para la determinación TN_b y no para la determinación TC. Una dilución inteligente se produce simplemente por el valor umbral para TN. Aunque haya seleccionado la determinación de carbono en el método, el analizador determina el contenido de carbono (TC) solo una vez a partir de la muestra original si se superan los valores umbral. A continuación se determina el TC partir de las muestras diluidas.
- Las muestras diluidas no se soplan. Para la determinación exacta del TC o del TOC, realice un análisis por separado sin dilución o con dilución automática (TC).
- No determine el TOC en modo diferencial al mismo tiempo que la dilución inteligente. El volumen de muestra en los viales de muestra pequeños (12 ml) no es suficiente para una determinación triple en modo diferencial.

Vea también

- 📄 Ajuste del automuestreador AS vario [▶ 91]

6 Mantenimiento y cuidado

El usuario no debe efectuar en el equipo ni en los componentes tareas de conservación y mantenimiento distintas a las que se indican aquí.

Para todos los trabajos de mantenimiento, tenga en cuenta las indicaciones del apartado "Indicaciones de seguridad". El cumplimiento de las indicaciones de seguridad es condición indispensable para un funcionamiento sin dificultad alguna. Siga siempre las advertencias e indicaciones colocadas en el equipo o mostradas por el software de control.

Para garantizar un funcionamiento seguro y sin contratiempos, Analytik Jena recomienda realizar anualmente una revisión y un mantenimiento por parte del servicio al cliente.

6.1 Tareas de mantenimiento

Analizador

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Semanalmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar y conservar el equipo. ▪ Limpiar el recipiente de reactivo y la bandeja colectora. ▪ Comprobar que todos los tornillos de fijación estén colocados fijamente.
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sustituya la batería del detector electroquímico de NO (ChD, opcional) en el panel lateral derecho del analizador.

Sistema de alimentación de muestras y automuestreador

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar la estanqueidad de la bomba de jeringa.
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar la jeringa dosificadora (antes si es necesario).
Cuando sea necesario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la primera puesta en marcha, en el cambio de bandeja de muestras o en el reinicio tras el transporte y el almacenamiento: Ajuste el automuestreador.

Sistema de mangueras

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Diariamente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar el indicador de flujo de gas en la ventana System state.
Semanalmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar que las conexiones de las mangueras estén bien apretadas.
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisar la bomba de condensado y la bomba de ácido fosfórico para ver si hay fugas.
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sustituir la manguera de bombeo.

Sistema de combustión

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar el tubo de combustión (antes si es necesario). ▪ Al cambiar el tubo de combustión: Cambiar el catalizador.
En caso de necesidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Después del mensaje del software como máximo: Comprobar la eficacia del catalizador y sustituirlo. ▪ Cuando se cambie el catalizador: Comprobar si tiene daños el tubo de combustión y limpiarlo.

Secado y limpieza del gas de medición

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Diariamente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlar el relleno de la trampa de halógeno. ▪ Cuando la mitad de la lana de cobre o la lana de latón se colorea, sustituir el relleno.
Trimestralmente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar si el recipiente de condensado de TIC y el serpentín de condensación presentan fisuras y daños.
Cada 6 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sustituir las trampas de agua en la parte frontal y la caja de gas.
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limpiar el recipiente de condensado de TIC y el serpentín de condensación (si es necesario, antes).

Módulo POC

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Mensualmente, si fuese necesario antes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobación de la funcionalidad del adsorbedor. ▪ Comprobación de la estanquidad del módulo. ▪ Cambiar el septo en el puerto POC.
En caso de necesidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si el material del adsorbedor está apelmazado, cambie el adsorbedor.

Detector de quimioluminiscencia (CLD)

Intervalo de mantenimiento	Medida de mantenimiento
Cada 12 meses	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sustituir el cartucho adsorbedor.

6.2 Ajuste e instalación

6.2.1 Instrucciones generales para el ajuste del automuestreador

Durante el ajuste, las cánulas se ajustan a la bandeja de muestras para que se sumerjan de forma óptima en los recipientes de muestra o de lavado.

El ajuste del automuestreador es necesario:

- antes del primer inicio
- Después de cambiar la bandeja de muestras.
- tras una nueva puesta en marcha después de un transporte o almacenamiento

El ajuste del automuestreador AS 10e und AS 21hp se describe en la instalación y en la puesta en marcha.

Vea también

- 📖 Instalación del automuestreador y puesta en funcionamiento [▶ 47]

6.2.2 Ajuste del automuestreador AS vario



AVISO

Peligro de dobleces

Las cánulas pueden doblarse durante el ajuste.

- Antes del ajuste, afloje las atornilladuras de las cánulas.

- ▶ Inicie el software. Espere a la inicialización del equipo.
- ▶ Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.
- ▶ En el grupo seleccione **Please select position needing adjustment** en la casilla desplegable la entrada **needle**.
 - ✓ El brazo del automuestreador se mueve sobre los puntos de ajuste de la bandeja de muestras.




Fig. 57 Ajuste del automuestreador

- ▶ Aumente o disminuya los valores z hasta que las cánulas estén aproximadamente 2 cm por encima de los puntos de ajuste. Hacer clic en el botón **[needle adjust]**.
- ▶ Alinee las cánulas doblándolas cuidadosamente hacia los dos puntos de ajuste.



Fig. 58 Puntos de ajuste en la bandeja de muestras

- ▶ Ajuste la profundidad de inmersión de la aguja de aspiración de la muestra en el recipiente de lavado y en un recipiente de muestra a la posición 1 de la bandeja de muestras.
- ▶ Para ello seleccione en el grupo **Please select position needing adjustment** en la casilla desplegable la entrada **Rinse position** o la entrada **Position 1**.
- ▶ Para ajustar la posición 1, coloque un recipiente de muestra con barra de agitación magnética en la bandeja de muestras.
- ▶ Para ajustar la posición de enjuague o la posición 1, aumente o disminuya los valores de z.
- ▶ Ajuste las cánulas en la posición de lavado de tal modo que por lo menos se introduzca 1 cm en el recipiente de lavado.
- ▶ Para el automuestreador AS vario ER: Ajuste el valor z máximo de 145 mm en la posición de lavado. De este manera, las cánulas se sumergen con suficiente profundidad en el recipiente de lavado durante este proceso.
- ▶ Ajuste la altura de las cánulas en la posición 1 para que la varilla de agitación pueda girar sin obstáculos (distancia aprox. 5 mm).
- ▶ Después de cada cambio, haga clic en el botón **[Rinse position adjust]** o **[Position 1 adjust]**.
 - ✓ El automuestreador ejecuta la nueva posición.
- ▶ Repetir estos pasos hasta que la posición de las cánulas sea óptima.
- ▶ Haga clic en el botón **[Save]** para adoptar los valores de ajuste.
- ▶ Vuelva a abrir la ventana **Sampler Alignment**. Para comprobarlo, sitúese en la posición de enjuague y en la posición 1 con los botones.
 - ✓ El automuestreador está ajustado.

Ajustar el automuestreador para la acidificación automática

El automuestreador puede acidificar automáticamente las muestras para las mediciones de NPOC. La profundidad de inmersión de la cánula en el vial de muestra depende del ajuste en dirección z a la posición 1.

- ▶ Ajuste la cánula a la posición 1.
- ▶ Compruebe los valores de ajuste realizando una medición de prueba.
- ▶ Preste atención a que la cánula perfora la tapa de la muestra durante la acidificación, pero que no se sumerja en el líquido de muestra.

6.2.3 Ajuste EPA Sampler



AVISO

Peligro de dobleces

Las cánulas pueden doblarse durante el ajuste.

- Antes del ajuste, afloje las atornilladuras de las cánulas.

Tense la altura de las cánulas en el soporte, de modo que las puntas no lleguen a sumergirse en los recipientes (posición base).

Para el ajuste, la cánula de aspiración de muestras debe ajustarse en la posición 1 en la bandeja de muestras. La alineación se obtiene al aumentar o disminuir los valores x, y, z.

Para los viales de muestra con tapa de septo, se necesitan agujas especiales de aspiración y soplado de muestras con función de perforación: Agujas de perforación con ranura de ventilación.




Fig. 59 Instalar cánulas (aquí: 2 cánulas para el soplado paralelo)

- ▶ Instale el soporte y las cánulas de aspiración de muestras en el soporte de cánulas. Afloje los tornillos de bloqueo de las cánulas antes de ajustarlas. Sujete las cánulas en el soporte para que la punta de la cánula no se sumerja en el recipiente de muestra.
- ▶ Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.
- ▶ Ajuste la profundidad de inmersión de la aguja de aspiración de la muestra en el recipiente de lavado y en un recipiente de muestra a la posición 1 de la bandeja de muestras.
- ▶ Para ello seleccione en el grupo **Please select position needing adjustment** en la celda desplegable la entrada **Rinse position** o la entrada **Position 1**.




Fig. 60 Ajuste del automuestreador

- ▶ Para alinear la posición de enjuague o la posición 1, aumente o disminuya los valores x, y, z:
 - Dirección x: movimiento hacia adelante o hacia atrás
 - Dirección y: movimiento hacia la derecha o izquierda
 - Dirección z: movimiento hacia arriba a hacia abajo



Fig. 61 Ajuste posición 1

- ▶ Ajuste posición 1: Retire el cristal de la muestra para ajustar la posición x e y. Active la posición. En esta posición, coloque la barra de agitación magnética en la bandeja de muestras. Cuando las cánulas se encuentren en el medio de la posición, ajustarlas.
 - El valor y no debe ser menor que 33 mm para garantizar el correcto funcionamiento.

- ▶ Para ajustar la posición z, introduzca el vial de muestra con tapón roscado y tapa de septo, por ejemplo, una vial de muestra EPA, en la bandeja de muestras.
- ▶ Ajuste la aguja especial en la dirección z de manera que se vean unos 2 cm de la hendidura de ventilación por encima del septo.
La ranura de ventilación debe estar por encima y por debajo del septo. De lo contrario, no es posible igualar la presión dentro del vial de muestra.
- ▶ Ajuste la posición de lavado: Ajuste las posiciones x,y, de manera que las cánulas se encuentren en el medio del recipiente de lavado.
- ▶ En la dirección z, la cánula especial solo puede ajustarse de manera que la rendija de ventilación siga estando visible en el borde superior del recipiente de lavado.
- ▶ Después de cada cambio, haga clic en el botón **[Rinse position adjust]** o **[Position 1 adjust]**.
 - ✓ El automuestreador ejecuta la nueva posición.
- ▶ Repetir estos pasos hasta que la posición de las cánulas sea óptima.
- ▶ Haga clic en el botón **[Save]** para adoptar los valores de ajuste.
- ▶ Vuelva a abrir la ventana **Sampler Alignment**. Para comprobarlo, sitúese en la posición de enjuague y en la posición 1 con los botones.
 - ✓ El automuestreador está ajustado.

Ajustar el automuestreador para la acidificación automática

El automuestreador puede acidificar automáticamente las muestras para las mediciones de NPOC. La profundidad de inmersión de la cánula en el vial de muestra depende del ajuste en dirección z a la posición 1.

- ▶ Ajuste la cánula a la posición 1.
- ▶ Compruebe los valores de ajuste realizando una medición de prueba.
- ▶ Preste atención a que la cánula perfora la tapa de la muestra durante la acidificación, pero que no se sumerja en el líquido de muestra.

6.2.4 Ajuste del automuestreador



AVISO

Peligro de dobleces

Las cánulas pueden doblarse durante el ajuste.

- Antes del ajuste, afloje las atornilladuras de las cánulas.

Para el ajuste, es necesario configurar la cánula de absorción de muestras para la posición de lavado, para la posición de muestras 1 y para la posición de reactor POC en la bandeja de muestras. La alineación se obtiene al aumentar o disminuir los valores x, y, z.

Para los tubos de muestra con tapa de septo, es precisa una cánula de aspiración de muestra especial con función de perforación: Aguja de perforación con ranura de ventilación.




Fig. 62 Instale las cánulas y el soporte

- ▶ Instale el soporte y la cánula de aspiración de muestras en el soporte de cánulas. Afloje los tornillos de bloqueo de la cánula antes de ajustarla. Sujete la cánula en el soporte para que la punta de la cánula no se sumerja en el recipiente de muestra.
- ▶ Con el comando **Instrument | Sampler Alignment** abra la ventana del mismo nombre.
- ▶ Para ello seleccione en el grupo **Please select position needing adjustment** en la casilla desplegable la entrada **Rinse position**, la entrada **Position 1** o Position POC reactor.




Fig. 63 Ajuste del automuestreador

- ▶ Para alinear la posición de enjuague o la posición 1, aumente o disminuya los valores x, y, z:
 - Dirección x: movimiento hacia adelante o hacia atrás

- Dirección y: movimiento hacia la derecha o izquierda
- Dirección z: movimiento hacia arriba a hacia abajo



Fig. 64 Ajuste posición 1

- ▶ Ajuste posición 1: Retire el cristal de la muestra para ajustar la posición x e y. Active la posición. En esta posición, coloque la barra de agitación magnética en la bandeja de muestras. Cuando las cánulas se encuentren en el medio de la posición, ajustarlas.
 - El valor y no debe ser menor que 33 mm para garantizar el correcto funcionamiento.
- ▶ Para ajustar la posición z, introduzca el vial de muestra con tapón roscado y tapa de septo, por ejemplo, una vial de muestra EPA, en la bandeja de muestras.
- ▶ Ajuste la aguja especial en la dirección z de manera que se vean unos 2 cm de la hendidura de ventilación por encima del septo. La ranura de ventilación debe estar por encima y por debajo del septo. De lo contrario, no es posible igualar la presión dentro del vial de muestra.
- ▶ Ajuste la posición de lavado: Ajuste las posiciones x,y, de manera que las cánulas se encuentren en el medio del recipiente de lavado.
- ▶ En la dirección z, la cánula especial solo puede ajustarse de manera que la rendija de ventilación siga estando visible en el borde superior del recipiente de lavado.



Fig. 65 Ajuste las cánulas en el reactor POC

- ▶ Ajuste la posición del reactor POC: Ajuste las cánulas lo más exactamente posible en la dirección x e y.
- ▶ Ajuste la aguja especial en la dirección z de manera que todo el eje grueso de la aguja, incluida la ranura de ventilación, sea visible por encima del puerto del reactor POC.

- ▶ Después de cada cambio, haga clic en el botón **[Rinse position adjust]**, **[Position 1 adjust]** o **[Position POC reactor adjust]**.
 - ✓ El automuestreador ejecuta la nueva posición.
- ▶ Repetir estos pasos hasta que la posición de las cánulas sea óptima.
- ▶ Haga clic en el botón **[Save]** para adoptar los valores de ajuste.
- ▶ Vuelva a abrir la ventana **Sampler Alignment**. Para comprobarlo, desplácese a las posiciones ajustadas con los botones.
 - ✓ El automuestreador está ajustado.

6.2.5 Ajuste del flujo de purga NPOC



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por el horno

Para ajustar el flujo de purga del NPOC, debe abrir el panel lateral del analizador. Existe el riesgo de que se produzcan lesiones con el horno caliente.

- Cuando ajuste el flujo de purga del NPOC en la caja de gas, mantenga una distancia segura del horno de combustión caliente.

El flujo de purga de NPOC está predeterminado a aprox. 100 ml/min. Según la tarea de medición, se puede aumentar o disminuir el flujo de purga NPOC mediante la válvula de aguja NPOC. La válvula de aguja NPOC se encuentra detrás de la pared lateral izquierda, a la izquierda, al lado del horno de combustión.

Ajuste el flujo de purga de NPOC como se indica a continuación:




Fig. 66 Conexión a tierra de protección en la pared lateral

- ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Si es necesario, desplace los módulos accesorios a un lado. Tenga cuidado de no doblar las mangueras de conexión.
 - Afloje los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.
- ▶ Con el comando **Instrument | Device control** abra la ventana del mismo nombre.




Fig. 67 Ajuste el soplado

- ▶ En la casilla desplegable seleccione la opción **Purging**.
- ▶ Seleccione el tiempo de soplado en el campo **Time** en el área de 1 ... 900 s.
- ▶ Para la alimentación de muestras con el automuestreador: En el campo **Rack position** seleccione cualquier posición de la bandeja de muestras en la que deba observarse el flujo de purga.
- ▶ Coloque en esta posición un recipiente de muestras con agua ultrapura.
- ▶ Para la alimentación de muestras manual: Introduzca el tubo de purga 7 en un recipiente de muestras lleno de agua ultrapura.
- ▶ Hacer clic en el botón **[Start F2]** .
- ▶ Afloje el tornillo de ajuste de la válvula de aguja NPOC.
- ▶ Ajuste el flujo de purga NPOC deseado:
 - Aumentar el flujo de purga NPOC: Gire la válvula de aguja hacia la izquierda.
 - Reducir el flujo de purga NPOC: Gire la válvula de aguja hacia la derecha.
- ▶ Compruebe la indicación del flujo en la ventana **System state**. El flujo de purga actual de NPOC se muestra en **Purge**.
- ▶ Vuelva a apretar el tornillo de ajuste de la válvula de aguja.
- ▶ Cierre la pared lateral.
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral izquierda.
 - Presione ligeramente los tornillos en la parte inferior primero y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.





Fig. 68 Ajuste del flujo de purga NPOC

6.3 Mantenimiento de la bomba de inyección

Limpié o sustituya la jeringa de dosificación de la bomba de jeringa como se indica a continuación:



- ▶ Abrir las puertas del analizador.
- ▶ Vacíe la bomba de jeringa bajo el control del software:
 - Con el comando **Instrument | Device control** abra la ventana del mismo nombre.
 - Seleccione la opción **Change syringe** y haga clic en **[Start F2]**.
 - ✓ La jeringa se vacía y se coloca en la posición de cambio.
- ▶ Desenroscar la válvula (1) y retirarla del accionamiento (3).
- ▶ Separar el cilindro de vidrio (2) y el pistón (4) y limpiar.
- ▶ Coloque el eje de pistones de la jeringa de dosificación en el accionamiento .
- ▶ Enroscar el cilindro de vidrio en la válvula.
 - ✓ El analizador vuelve a estar listo para el funcionamiento.

6.4 Cambiar manguera de bombeo



PRECAUCIÓN

Peligro de causticación al cambiar las mangueras

Es posible que aún haya pequeñas cantidades de soluciones ácidas en las mangueras.


- Al sustituir las mangueras se deben usar guantes protectores y ropa protectora.
- Recoger el líquido derramado con un paño absorbente.

Compruebe la estanqueidad de las mangueras de la bomba cada 3 meses y sustitúyalas como máximo después de 12 meses.

Bomba de condensado




- ▶ Salga del software de control y evaluación o apague el flujo de gas haciendo clic en **[OK]** junto a **Gas flow** en la ventana **System state**.
- ▶ Abrir las puertas del analizador.
- ▶ Presione el soporte de la bomba de condensado hacia la izquierda.
- ▶ Extraiga las mangueras 10 y 11 de las conexiones.




- 1 Correa
- 2 Ranura
- 3 Base de metal
- 4 Guía de manguera
- 5 Abrazadera
- 6 Manguera de bombeo

- ▶ Retirar la correa con la manguera de bombeo del cuerpo de la bomba.
- ▶ Comprobar que la manguera de bombeo y las conexiones no presenten huellas de desgaste o fisuras. Si se escapa humedad de la manguera de bombeo o de las conexiones, es necesario sustituir la manguera de bombeo.
- ▶ Limpiar el cuerpo de la bomba y el portador de rollos con agua ultrapura.
- ▶ Comprobar que el cuerpo de la bomba y el portador de rollos no presenten abrasiones.
- ▶ Presionar la manguera de bombeo nueva y todavía intacta en la correa. Alinee las abrazaderas de las mangueras hacia abajo cuando las instale.
- ▶ Introduzca la guía de la manguera en la ranura de la correa.




- ▶ Coloque la correa alrededor del cuerpo de la bomba.
- ▶ Presione la correa con una mano hacia arriba. Con la otra mano, gire el soporte a la derecha hasta que se bloquee en su lugar.
- ▶ Vuelva a deslizar la manguera 10 y 11 sobre las boquillas.
- ▶ Vuelva a abrir el suministro de gas y compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ La bomba vuelve a estar lista para el funcionamiento.

Bomba de ácido fosfórico



- ▶ Salga del software de control y evaluación o apague el flujo de gas haciendo clic en [OK] junto a **Gas flow** en la ventana **System state**.
- ▶ Retire la manguera de la bomba como para la bomba de condensado.




- ▶ Las mangueras AC y AD se conectan con ayuda de las conexiones Finger-tight de la bomba. Desenrosque las mangueras con conexiones Finger-tight de la bomba.
- ▶ Compruebe que la manguera no presente huellas de desgaste o fisuras.
- ▶ Instale la manguera de la bomba como se describe. Vuelva a enroscar las mangueras AC y AD a la bomba.
- ▶ Vuelva a abrir el suministro de gas y compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ La bomba vuelve a estar lista para el funcionamiento.

6.5 Cambiar las conexiones de las mangueras


Los conectores FAST conectan las mangueras a las piezas de vidrio. Para insertar mangueras finas en los conectores hay un dispositivo auxiliar de inserción. Se adjunta al analizador. Después de cambiar la manguera, compruebe que el sistema no tenga fugas



- ▶ Deslice el conector FAST sobre la cánula del dispositivo auxiliar de inserción. El orificio estrecho apunta hacia arriba.



- ▶ Inserte la manguera en la cánula del dispositivo auxiliar de inserción.



- ▶ Deslice el conector FAST de la cánula en la manguera.
- ▶ Extraiga la manguera de la cánula del dispositivo auxiliar de inserción. Saque la manguera del conector FAST lo suficiente para que ya no sobresalga en la perforación más ancha.

Conector FAST angular

Con los conectores FAST en ángulo, no empuje los extremos de la manguera más allá de la longitud de la pata del conector. De lo contrario, el flujo de gas se verá obstruido.




Fig. 69 Conector FAST, acodado

- 1 Conector FAST angular
- 2 Manguera
- 3 Boquillas de vidrio

Uniones Fingertight

- ▶ Cuando se sustituyan las conexiones Fingertight, utilice únicamente extremos de manguera de corte recto, redondos y sin estrías.
- ▶ Deslice el cono de sellado en la manguera con el lado cónico hacia el perno hueco. Es importante que la junta cónica y el extremo de la manguera conecten perfectamente.
- ▶ No incline el perno hueco al introducirlo y apriételo solo con la mano.




Fig. 70 Reemplace los tornillos Fingertight

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1 Manguera | 2 Perno hueco |
| 3 Cono de sellado cónico | |

6.6 Comprobación de la estanqueidad del sistema



AVISO

Peligro de fuga de gas

Si el flujo de salida es significativamente inferior al de entrada, el sistema de equipo tiene una fuga de gas.

- Compruebe todos los puntos de conexión, por ejemplo, con una solución tensioactiva espumosa.
- No haga funcionar el equipo hasta que se haya eliminado la fuga de gas.

La estanqueidad del sistema se comprueba automáticamente en la salida de gas del analizador.

- ▶ Encienda el analizador.
- ▶ Abre el suministro de gas portador en el manorreductor.
- ▶ Inicie el software de control y evaluación.
- ▶ Compruebe la indicación de flujo en la ventana **System state**:
 - In (flujo de entrada): 160 ml/min
 - Out (flujo de salida): 160 ± 10 ml/min

6.7 Cambiar el catalizador

Si el catalizador pierde su eficacia, debe rellenar el tubo de combustión con catalizador nuevo.

El software indica cuando el intervalo de mantenimiento del convertidor catalítico ha expirado después del intervalo de mantenimiento máximo 1500. Entonces hay que comprobar si es necesario cambiar el catalizador.

Elimine el catalizador viejo según las normas de eliminación.

Vea también

- 📄 Desechado [▶ 138]


6.7.1 Desmontaje del tubo de combustión



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por la alta temperatura del horno


- Desconectar el equipo antes del mantenimiento y dejar que se enfríe el equipo.




- ▶ Desconecte el analizador en el interruptor principal. Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Cierre el suministro de gas en el manorreductor del laboratorio.
- ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Si es necesario, desplace los módulos accesorios a un lado. Tenga cuidado de no doblar las mangueras de conexión.
 - Afloje los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.




- ▶ Retirar la cánula de gas portador del conector FAST en la pared izquierda.



- ▶ Desenroscar la conexión fingertight de la cánula del horno de la válvula de inversión.



- ▶ Afloje el tornillo moleteado del soporte de la válvula de cambio.
- ▶ Empuje la válvula de inversión hacia la derecha. Así se extrae la cánula del horno de la válvula de inversión.



- ▶ Afloje la junta esmerilada (3) en la parte inferior del horno de combustión, que conecta el tubo de combustión con el serpentín de condensación.
- ▶ Para ello, afloje el tornillo moleteado (1) y retire la pinza de la horquilla (2).

- ▶ Extraiga el tubo de combustión con cuidado hacia arriba del horno de combustión.
- ▶ Desenrosque el cabezal del horno del tubo de combustión. Retire la tuerca de unión, el anillo de presión y los tres anillos de sellado.
- ▶ Retire el relleno del catalizador usado. Compruebe el tubo de combustión para ver si hay una fuerte cristalización, grietas y áreas astilladas. Solo vuelva a usar tubos de combustión intactos.
- ▶ Enjuague a fondo el tubo de combustión vacío con agua ultrapura y déjelo secar bien.

6.7.2 Llenado del tubo de combustión



AVISO

El sudor en la mano acorta la vida útil del tubo de combustión

A través de las sales alcalinas (presentes en el sudor en la mano) se producen cristalizaciones en el vidrio de sílice al calentar el horno de combustión. Con ello, se reduce la vida útil del tubo de combustión.

- Intente no tocar el tubo de combustión limpio con la mano cuando se rellene. Lleve guantes protectores.
- Llene solo los tubos de combustión completamente secos.
- Limpie las huellas dactilares con un paño humedecido con alcohol puro.




AVISO

Peligro de daños en el detector

El catalizador puede emitir gases durante el primer calentamiento, lo que se puede reconocer por la formación de neblina en el recipiente de condensado TIC.


- Recaliente el catalizador a la temperatura de funcionamiento durante aproximadamente 30 min durante el primer calentamiento.
- Mientras tanto, corte el recorrido del gas en las trampas de agua de la parte frontal para proteger el detector de gases.

Llenado del tubo de combustión para muestras convencionales



- ▶ Para llenar el tubo de combustión se puede fijar a un trípode.
 - ▶ Llene la lana de vidrio de sílice (1) de aproximadamente 1 cm de altura en el tubo de combustión, empújela cuidadosamente con una varilla de vidrio y presiónela.
La lana de vidrio retiene el catalizador. Observe que ningún catalizador pueda llegar al recorrido del gas. Tampoco hay que rellenar la lana de vidrio con demasiada fuerza.
 - ▶ Coloque con cuidado el catalizador de platino (2) a unos 4 cm de altura sobre la lana de vidrio de sílice.
 - ▶ Enrolle la esterilla HT (3) por el lado estrecho.
El rollito debe tener un diámetro de aprox. 13 mm y una altura de 2 cm, de modo que se deje introducir fácilmente en el tubo de combustión.
 - ▶ Introduzca la estera HT enrollada en el tubo de combustión y empújela con una varilla de vidrio hasta cubrir el catalizador.
 - ▶ Solo presione la esterilla ligeramente sobre el catalizador.
- La temperatura de trabajo recomendada para este relleno es 800 °C.

Llenar el tubo de combustión, para muestras con altas cargas de sal



- En el caso de las muestras con una alta carga de sal, el catalizador se introduce en una red de platino.
- ▶ Para llenar el tubo de combustión se puede fijar a un trípode.
 - ▶ Introduzca la red de platino en el tubo de combustión y empújela con cuidado con una varilla de vidrio.
La red de platino retiene el catalizador. Observe que ningún catalizador pueda llegar al recorrido del gas.
 - ▶ Coloque con cuidado el catalizador de platino (2) a unos 4 cm de altura sobre la red de platino.
 - ▶ Enrolle la esterilla HT (3) por el lado estrecho.
El rollito debe tener un diámetro de aprox. 13 mm y una altura de 2 cm, de modo que se deje introducir fácilmente en el tubo de combustión.
 - ▶ Introduzca la estera HT enrollada en el tubo de combustión y empújela con una varilla de vidrio hasta cubrir el catalizador.
 - ▶ Solo presione la esterilla ligeramente sobre el catalizador.
- La temperatura de trabajo recomendada para este relleno es 720 ... 750 °C.

6.7.3 Montaje del tubo de combustión



AVISO

El sudor en la mano acorta la vida útil del tubo de combustión

A través de las sales alcalinas (presentes en el sudor en la mano) se producen cristalizaciones en el vidrio de sílice al calentar el horno de combustión. Con ello, se reduce la vida útil del tubo de combustión.

- Intente no tocar el tubo de combustión limpio con la mano cuando se rellene. Lleve guantes protectores.
- Llene solo los tubos de combustión completamente secos.
- Limpie las huellas dactilares con un paño humedecido con alcohol puro.




AVISO

Evitar problemas de fugas


Debido a ligeras variaciones en el diámetro exterior de los tubos de combustión, puede que no sea posible volver a instalar un tubo de combustión nuevo de forma completamente estanca con juntas tóricas ya utilizadas.

- Utilice siempre juntas tóricas nuevas (402-815.102) al instalar un tubo de combustión nuevo.

Monte el cabezal del horno en el tubo de combustión antes de introducir el tubo de combustión en el horno.



- ▶ Empuje la tuerca de unión (1) en el tubo de combustión.



- ▶ Coloque el anillo de presión (2) en la tuerca de unión. El lado cónico del anillo de presión debe mostrar hacia arriba.




- ▶ Deslice las tres juntas anulares revestidas (3) sobre el tubo de combustión.
Compruebe que los anillos obturadores se cierran con precisión en el borde del tubo de combustión.



- ▶ Coloque con cuidado el cabezal del horno en el tubo de combustión hasta el tope.
- ▶ Presione ligeramente el cabezal del horno contra el tubo y enrosque a mano la tuerca de unión. La cánula del horno y la cánula de gas portador ya están acopladas al cabezal del horno.




- ▶ Si no está disponible, inserte el soporte de cerámica en la abertura superior del horno de combustión.
- ▶ Introduzca el tubo de combustión con el cabezal del horno en el horno de combustión.




- ▶ Una el extremo inferior del tubo de combustión y la entrada del serpentín de condensación (unión con esmerilado esférico (1)).
- ▶ Asegure la conexión con esmerilado esférico con la pinza de horquilla (2). Apriete a mano el tornillo moleteado (3).




- ▶ Conecte la conexión de gas portador a la conexión en la pared del equipo a través del conector FAST.



- ▶ Empuje la válvula de cambio hacia la izquierda hasta que la válvula de cambio toque la conexión de la cánula del horno.
- ▶ Enrosque la cánula del horno con la conexión Fingertight firmemente en la válvula de inversión.



- ▶ Fije la válvula de inversión (3) en esta posición. Para ello, apriete el tornillo moleteado (2) en el soporte (1) con la mano.
- ▶ Coloque la cubierta superior en el analizador.



- ▶ Cierre la pared lateral.
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral izquierda.
 - Presione ligeramente los tornillos en la parte inferior primero y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Abra el suministro de gas. Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda el analizador con el interruptor general.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ El analizador vuelve a estar listo para el funcionamiento.

6.8 Montaje y desmontaje del horno de combustión


6.8.1 Desmontaje del horno de combustión



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por la alta temperatura del horno

- Desconectar el equipo antes del mantenimiento y dejar que se enfríe el equipo.



- ▶ Desconecte el analizador en el interruptor principal. Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Cierre el suministro de gas en el manorreductor del laboratorio.
- ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Si es necesario, desplace los módulos accesorios a un lado. Tenga cuidado de no doblar las mangueras de conexión.
 - Afloje los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.



- ▶ Retire la tapa superior.
- ▶ Desmonte el tubo de combustión. Arrastre la válvula de inversión hacia la derecha, de manera que no moleste durante el desmontaje.
- ▶ Retire el serpentín de condensación.
- ▶ Suelte el enchufe del horno de combustión.



- ▶ Afloje los tornillos moleteados que fijan el horno a la base del equipo.
- ▶ Levante el horno del analizador.
- ▶ Vuelva a colocar los tornillos moleteados en la base de la unidad para que no se pierdan.

Vea también

- 📖 Desmontaje del tubo de combustión [▶ 105]
- 📖 Mantenimiento del serpentín de condensación [▶ 113]


6.8.2 Montaje del horno de combustión




- ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Retire la tapa superior.
- ▶ Afloje el tornillo moleteado del soporte de la válvula de cambio. Deslice la válvula de cambio hacia la derecha para que no interfiera con la instalación.
- ▶ Afloje los tornillos moleteados de la parte inferior del aparato que fijan el horno.



- ▶ Introduzca el horno en el centro. Alinee la parte frontal del horno en paralelo a la pared del equipo
- ▶ Fije el horno con los tornillos moleteados. Apriete el tornillo moleteado con la mano.



- ▶ Conecte el enchufe para el horno de atomización en su conexión, situada a la derecha, abajo, en la parte posterior de la pared del equipo.
- ▶ Monte el tubo de combustión.
- ▶ Instale el serpentín de condensación.
- ▶ Lleve la manguera de aspiración de muestras y el tubo de purga a través de la abertura superior. Coloque la cubierta superior. Conecte las mangueras con el automuestreador.



- ▶ Cierre la pared lateral.
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral izquierda.
 - Presione ligeramente los tornillos en la parte inferior primero y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Abra el suministro de gas. Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda el analizador con el interruptor general.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ El analizador vuelve a estar listo para el funcionamiento.

6.9 Limpieza del recipiente de condensado TIC




ADVERTENCIA

Riesgo de quemaduras por ácido fosfórico

En el recipiente de condensado de TIC hay ácido fosfórico. El ácido fosfórico irrita los ojos, la piel y las membranas mucosas.

- Utilizar gafas y ropa de protección cuando se manipulen ácidos concentrados. Trabajar debajo de la campana de extracción.
- Siga todas las indicaciones y especificaciones de la hoja de datos de seguridad.

Comprobar a intervalos regulares si el recipiente de condensado de TIC presenta sedimentos. Limpie el recipiente de condensado TIC solo si las muestras ya no se expulsan correctamente.



- ▶ Salga del software de control y evaluación o apague el flujo de gas haciendo clic en **[OK]** junto a **Gas flow** en la ventana **System state**.
- ▶ Abrir las puertas del analizador.
- ▶ Retirar la manguera de conexión en la trampa de agua (1) del recipiente de condensado de TIC.
- ▶ Saque las mangueras 1, AD y BB con conectores FAST del recipiente de condensado TIC.
- ▶ Retirar la manguera de desechos 11 de la conexión del recipiente de condensado en la parte inferior.
- ▶ Afloje los dos tornillos moleteados (2) en la tapa del bloque de refrigeración. Retire la tapa y saque el recipiente de condensado TIC.
- ▶ Compruebe si hay depósitos y grietas en el recipiente de condensado de las TIC y aclárelo con agua ultrapura.
- ▶ Coloque las mangueras según la ilustración:
 - Deslice la manguera de desechos 11 al menos 1 cm sobre la conexión lateral inferior del recipiente de condensado de TIC.
 - Retire las mangueras 1, AD y BB con conectores FAST de las conexiones del depósito de condensados TIC. Empuje los conectores FAST al menos 1 cm.
 - Empuje la manguera 1 casi hasta el fondo del recipiente de condensado TIC.
 - Fijar la manguera de conexión (1) entre el recipiente de condensado de TIC y las trampas de agua.
- ▶ Inserte el recipiente de condensado TIC en el bloque de refrigeración. Fije la tapa del bloque de refrigeración con los dos tornillos moleteados.
- ▶ Vuelva a activar el suministro de gas.
 - ✓ El depósito de condensados TIC está listo para volver a utilizarse.

6.10 Mantenimiento del serpentín de condensación


Desmontaje y limpieza



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por la alta temperatura del horno

- Desconectar el equipo antes del mantenimiento y dejar que se enfríe el equipo.



- ▶ Desconecte el analizador en el interruptor principal. Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Cierre el suministro de gas en el manorreductor del laboratorio.
- ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Si es necesario, desplace los módulos accesorios a un lado. Tenga cuidado de no doblar las mangueras de conexión.
 - Afloje los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.



- ▶ Retire la manguera 1 del conector FAST del serpentín de condensación.



1 2 3


- ▶ Afloje la junta esmerilada (3) en la parte inferior del horno de combustión, que conecta el tubo de combustión con el serpentín de condensación.
- ▶ Para ello, afloje el tornillo moleteado (1) y retire la pinza de la horquilla (2).

- ▶ Retire el serpentín de condensación del analizador con cuidado. Saque la parte inferior de la abertura del horno de combustión.
- ▶ Separe el conector FAST de las boquillas de vidrio del serpentín de condensación.
- ▶ Comprobar si el serpentín de condensación presenta depósitos o fisuras.
- ▶ Enjuagar el serpentín de condensación con agua ultrapura y dejar secar bien.


Instalación



- ▶ Desplace la manguera 1 en el conector FAST.
- ▶ Deslice el conector FAST sobre las boquillas de vidrio del serpentín de condensación.
- ▶ Coloque el serpentín de condensación al lado derecho del horno de combustión. La válvula esférica del serpentín se muestra adentrándose en la perforación inferior del horno.



- ▶ Una el extremo inferior del tubo de combustión y la entrada del serpentín de condensación (unión con esmerilado esférico (1)).
- ▶ Asegure la conexión con esmerilado esférico con la pinza de horquilla (2). Apriete a mano el tornillo moleteado (3).



- ▶ Cierre la pared lateral.
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral izquierda.
 - Presione ligeramente los tornillos en la parte inferior primero y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Abra el suministro de gas. Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda el analizador con el interruptor general.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ El analizador vuelve a estar listo para el funcionamiento.

6.11 Sustitución de las trampas de agua

Sustituya las trampas de agua en función de la matriz de muestras, pero a como máximo tras 6 meses.

Las trampas de agua están formadas por un prefiltro y un filtro de retención desechable. Cambie siempre los dos trampas de agua. Tenga en cuenta que las trampas de agua solo cumplen su función si se insertan en el orden y la dirección correctos.

Compruebe la estanqueidad del sistema después de cambiar las trampas de agua.

Sifón de agua en la parte delantera

Puede cambiar las trampas de agua en el panel frontal mientras el equipo está encendido, pero no durante una medición.




Fig. 71 Sustituir la trampa de agua de la parte frontal

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Racor Luer a la manguera 2 | 2 Filtro de retención de un solo uso |
| 3 Pinza | 4 Prefiltro como trampa de aerosoles |
| 5 Conexión de manguera al recipiente TIC | |

- ▶ Abrir las puertas del analizador.
- ▶ Afloje la unión roscada superior de la manguera con un movimiento de giro. Retire la conexión de la manguera inferior.
- ▶ Montar las nuevas trampas de agua:
 - La inscripción "INLET" en la gran trampa de agua (trampa de aerosol) debe apuntar hacia abajo.
 - La etiqueta de la pequeña trampa de agua (filtro de retención desechable) debe apuntar hacia arriba.
- ▶ Conecte la trampa de agua grande a la manguera inferior.
- ▶ Presione las trampas de agua dentro de las pinzas en la pared del equipo.
- ▶ Apriete el racor Luer en la pequeña trampa de agua superior.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.
- ▶ Vuelva a cerrar las puertas frontales.

Trampas de agua en la caja de gas

Delante de la caja de gas están montadas dos trampas de agua (prefiltro y filtro de retención de un solo uso). Estas protegen la caja de gas contra aerosoles o agua ascendiente en caso de fallos de la presión de gas. Para cambiar las trampas de agua se tiene que abrir la pared lateral izquierda del analizador.



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por la alta temperatura del horno

- Desconectar el equipo antes del mantenimiento y dejar que se enfríe el equipo.




Fig. 72 Sustituir las trampas de agua de la caja de gas

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Conector FAST | 2 Pinza en la caja de gas |
| 3 Prefiltro (trampa de aerosoles) | 4 Filtro de retención de un solo uso |
| 5 Conexión Luer | |
- ▶ Apague el software de control y evaluación.
 - ▶ Apague el analizador en el interruptor principal. Extraiga el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Deje que el analizador se enfríe.
 - ▶ Abra la pared lateral izquierda del analizador. Si es necesario, desplace los módulos accesorios a un lado. Tenga cuidado de no doblar las mangueras de conexión.
 - Afloje los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.
 - ▶ Extraiga las trampas de agua de ambas pinzas de la caja de gas.
 - ▶ Saque el conector FAST superior de las trampas de agua.
 - ▶ Retire la trampa de agua de la parte inferior del racor Luer.
 - ▶ Montar las nuevas trampas de agua:
 - La inscripción "INLET" en la gran trampa de agua (trampa de aerosol) debe apuntar hacia arriba.

- La etiqueta de la pequeña trampa de agua (filtro de retención desechable) debe apuntar hacia abajo.
- ▶ Conecte la trampa de agua grande al conector FAST superior.
- ▶ Conecte la pequeña trampa de agua al racor Luer de la parte inferior.
- ▶ Presione las trampas de agua dentro de las pinzas en la caja de gas.
- ▶ Cierre la pared lateral.
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral izquierda.
 - Presione ligeramente los tornillos en la parte inferior primero y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Inserte el enchufe en la toma de corriente y vuelva a encender el analizador en el interruptor general.
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.
 - ✓ Se han cambiado las trampas de agua de la parte delantera y la caja de gas.

Vea también

- 📖 Comprobación de la estanqueidad del sistema [▶ 104]

6.12 Sustitución de la trampa de halógenos



AVISO**Peligro de daños al equipo por lana de cobre consumida**

Se pueden producir daños en las piezas electrónicas y ópticas por productos de combustión agresivos en caso de que se haya consumido la lana de cobre en la trampa de halógenos.

- ¡Solo maneje la unidad con una trampa de halógenos que funcione correctamente!
- Sustituya todo el relleno de la trampa de halógenos, cuando la mitad de la lana de cobre o la lana de latón se haya descolorido.

Para la sustitución de la lana de cobre y de latón, el analizador puede permanecer encendido.




Fig. 73 Sustitución de la trampa de halógenos

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Conector FAST a la manguera 2 | 2 Conector FAST a la manguera 3 |
| 3 Pinza | 4 Lana de latón |
| 5 Lana de cobre | |

- ▶ Abrir las puertas del analizador.
- ▶ Suelte los conectores FAST de la trampa de halógenos y extraiga el tubo en U de las pinzas.
- ▶ Extraiga la lana de cobre y de latón gastada con unas pinzas o con un pequeño gancho del tubo en U.
- ▶ Compruebe si hay fisuras en el tubo en U. Reutilizar solo un tubo en U que esté en perfectas condiciones.
- ▶ De ser necesario, lavar el tubo en U con agua ultrapura y dejarlo secar bien.
- ▶ Introducir la lana de cobre y de latón nueva en el tubo en U utilizando unas pinzas o un pequeño gancho.
 - Cambiar todo el contenido del tubo en U. No rellene la lana de cobre y latón con demasiada fuerza, pero tampoco deje grandes cavidades.
- ▶ Cubrir la lana de latón y de cobre con algodón.
- ▶ Vuelva a presionar el tubo en U relleno con cuidado en las pinzas.
- ▶ Vuelva a conectar las mangueras de gas a la trampa de halógenos con conectores FAST:
 - Manguera 2 en las patas con lana de cobre (conexión con la trampa de agua)
 - Manguera 3 en las patas con lana de latón (conexión con el detector)
- ▶ Compruebe la estanqueidad del sistema.

- ▶ Vuelva a cerrar las puertas del analizador.

6.13 Mantenimiento del módulo POC

Comprobación de la funcionalidad del adsorbedor

El adsorbedor LiOH pueden apelmazarse con el tiempo.

Compruebe mensualmente el funcionamiento del adsorbedor. Compruebe con más frecuencia las muestras con alto contenido de carbono inorgánico.

- ▶ Preparar un estándar de mezcla TIC de carbonato/carbonato de hidrógeno (100 mg/l).
- ▶ Cargue un método POC en el software.
- ▶ Mida la solución estándar.
- ▶ Si el resultado es mayor de 0,1 mg/l, el adsorbedor ya está gastado. Entonces, cambie el adsorbedor.

Comprobación de la estanquidad del módulo



AVISO

Peligro de fuga de gas

Si el flujo de salida es significativamente inferior al de entrada, el sistema de equipo tiene una fuga de gas.

- Compruebe todos los puntos de conexión, por ejemplo, con una solución tensioactiva espumosa.
- No haga funcionar el equipo hasta que se haya eliminado la fuga de gas.

La estanquidad del sistema se comprueba automáticamente en la salida de gas del analizador.

- ▶ Encienda el analizador.
- ▶ Abra el suministro de gas portador en el manorreductor.
- ▶ Inicie el software de control y evaluación.
- ▶ Compruebe la indicación de flujo en la ventana **System state**:
 - **In** (flujo de entrada): 160 ml/min
 - **Out** (flujo de salida): 160 ± 10 ml/min
- ▶ Con el comando **Instrument | Component Test** abra la ventana del mismo nombre. Cambie a la pestaña **Valves**.
- ▶ Encienda la válvula 3.
El indicador de flujo en la ventana **System state** no debe disminuir.
- ▶ Si el flujo disminuye o el flujo de salida es significativamente menor que el de entrada, compruebe todas las conexiones de las mangueras y los septos. Eliminar la fuga.
- ▶ Vuelva a cerrar la ventana **Component Test**.
 - ✓ El sistema del equipo es estanco.

6.14 Mantenimiento del detector de quimioluminiscencia (CLD)

Cambie cada 12 meses el cartuchos absorbedor en la parte trasera del detector. El cartucho limpia el gas que sale a través de la salida "out" del detector.

El cartucho está lleno de carbón activado y cal de soda. No abra el cartucho. Deseche entero el cartucho usado según la normativa local.



Fig. 74 Sustitución del cartucho absorbedor

- ▶ Retire la manguera del cartucho.
- ▶ Saque el cartucho de la pinza de sujeción.
- ▶ Desenrosque la conexión de manguera en la parte superior del cartucho.
- ▶ Deseche entero el cartucho usado de la manera debida.
- ▶ Enrosque la conexión de manguera en la parte superior del nuevo cartucho.
- ▶ Presione el nuevo cartucho en la pinza de sujeción. Conecte el cartucho con la manguera proveniente de la salida "out".
 - ✓ El detector vuelve a estar listo para la medición.

7 Eliminación de errores



AVISO

Riesgo de daños al equipo

En los siguientes casos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

- El fallo no puede ser corregido mediante las acciones para la eliminación de errores descritas.
- El fallo se repite una y otra vez.
- El mensaje de error no está incluido en la lista que se muestra a continuación o en la lista se remite al servicio de atención al cliente para la eliminación del error.

Una vez que el equipo esté encendido, se realiza la supervisión del sistema. Después del inicio del software de control se muestran fallos del dispositivo por medio de mensajes de error. Los mensajes de error están compuestos por un código de error y un mensaje.

A continuación se describe una serie de posibles errores que el usuario puede solucionar, en parte, por sí mismo. Confirme el mensaje de error y lleve a cabo las acciones para la eliminación del fallo.

Una supervisión de flujo se realiza siempre inmediatamente antes de iniciar la medición. Un error de flujo se registra tan pronto como el flujo real ± 10 ml/min difiera del flujo teórico.

Para el análisis de errores se pueden registrar archivos de protocolo. Active la grabación de los archivos de registro tras consultar con el servicio de atención al cliente. El software almacena los archivos de registro en el directorio ...\\multiWin\\LOG.

Los siguientes archivos se pueden generar y guardar:

- multiWin_LOG.*
Archivo de protocolo para los mensajes de error, siempre generados automáticamente.
- multiWin_ADU.*
Archivo de protocolo para la supervisión del detector NDIR, se genera automáticamente después de la activación.

Activar el detector NDIR de vigilancia:

- ▶ Con el comando **Instrument | Component Test** abra la ventana **Component Test**, la pestaña **Optical bench**.
- ▶ Active la opción **Optical bench** con una marca.

Informe del error al servicio de atención al cliente:

- ▶ Copie el directorio ...\\multiWin\\LOG. Para ello utilice el comando **Copy ..\\multi-Win\\LOG*.*** en el menú **Instrument | System parameters**, pestaña **Error analysis**.
- ▶ Envíe el directorio por correo electrónico al servicio de atención al cliente. Dirección de servicio véase el interior de la portada.

7.1 Mensajes de error del software

Código de error: Mensaje de error	VERS: Communication error – incorrect command set between PC and device!
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> La versión interna y externa del programa no coinciden. 	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar el programa interno y externo.
Código de error: Mensaje de error	VERS1: Communication error – analyzer
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> El analizador no está encendido. Software multiWin iniciado demasiado pronto. Analizador no conectado al ordenador. Conexión incorrecta de interfaz COM al ordenador externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Encienda el analizador. Solo inicie el software tras 30 s. Comprobar conexión analizador-ordenador. Compruebe la interfaz del ordenador externo. Si es necesario, seleccione otra interfaz en el software (con el comando Configuration Interface).
Código de error: Mensaje de error	-6: Analyzer is busy
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Equipo de análisis > 10 min en estado ocupado 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	-5: Communication error – analyzer STAT, MESS, STEP or INIT
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	-4: Communication error – analyzer
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar el cable de interfaz. Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	-3: Command from the analyzer CRC error
	-2: CRC error
	-1: Invalid command from the analyzer
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	1: Incomplete command from the PC
	2: PC command without STX
	3: PC command without *
	4: PC command CRC error
	5: PC command invalid command
	6: PC command invalid MESS command
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Conexión averiada entre el programa interno y externo 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	7: COM 2 not found
	8: COM 3 not found
	9: COM 4 not found

Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Problemas con el hardware interno 	<ul style="list-style-type: none"> Encender/apagar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	10: Gas pressure error
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Contrapresión en el sistema de análisis demasiado grande: El suministro del gas portador es interrumpido automáticamente como medida de protección del analizador. Indicación de flujo In aprox. 0 ml/min. La bomba de condensado funciona para aliviar la sobrepresión en el sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo las siguientes medidas en el orden indicado para eliminar el error. Desconectar la conexión inferior de la trampa de agua.  ¡PRECAUCIÓN! ¡Peligro de corrosión! Puede salir solución ácida. Llevar equipo de protección. Comprobar el nivel del recipiente de condensado TIC. Si hay líquido hasta por encima de la conexión lateral de la bomba de condensado, desconectar la manguera 11 del recipiente de condensado TIC en la parte inferior. Drenar la solución ácida.  ¡PRECAUCIÓN! ¡Peligro de corrosión! Llevar equipo de protección. A continuación, abrir la pared lateral izquierda. Si es necesario, drenar también la solución ácida del serpentín de condensación. Para ello, separar la junta esmerilada entre el tubo de combustión y el serpentín de condensación. Localizar el componente que produce el error de presión de gas, véase más abajo.
<ul style="list-style-type: none"> Trampa de agua ocupada. 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador nuevamente. Compruebe si vuelve a producirse un error de presión de gas. Si no, renovar las trampas de agua.
<ul style="list-style-type: none"> No hay flujo de gas en la salida del gas de muestra debido a que la manguera se ha doblado para la gasificación de la muestra 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la manguera. Si es necesario, elimine el doblé.
<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción del serpentín de condensación con bolas de catalizador 	<ul style="list-style-type: none"> Interrumpa el flujo de gas de muestra entre el tubo de combustión y el serpentín de condensación. Compruebe si vuelve a producirse un error de presión de gas. Si no es así, enjuague el serpentín de condensación con agua ultrapura. Al cambiar el catalizador, tener en cuenta que haya suficiente lana de vidrio de sílice como primera capa.
<ul style="list-style-type: none"> Tubo de combustión con demasiada sal. (Cuando se analizan muestras con un alto contenido de sal, esta puede acumularse en el tubo de combustión). Esterilla HT gastada debido al análisis de muestras con alto contenido de salinidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir la esterilla HT en el tubo de combustión o cambiar el catalizador. Seleccione la medida según el número de mediciones con el relleno actual del catalizador y la actividad de este.
<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción del suministro de gas al horno. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar el suministro de gas al horno.

Código de error: Mensaje de error	11: Change-over valve timing error
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La válvula de inversión no se gira. ▪ La válvula de inversión no para de girarse. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inicializar el analizador. ▪ Comprobar las posiciones de las válvulas (con el comando Instrument Component Test, pestaña Valves).
Código de error: Mensaje de error	12: Incorrect version number
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La versión del software de control y el software del ordenador interno no coinciden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizar la actualización de software.
Código de error: Mensaje de error	13: No connection to sampler
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automuestreador apagado. ▪ Cable de conexión no conectado o defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encender el automuestreador e inicializar el analizador ▪ Controlar el cable de conexión.
Código de error: Mensaje de error	15: No gas pressure
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conexión de gas no disponible o defectuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conecte el gas portador. Compruebe la presión previa.
Código de error: Mensaje de error	20: No connection to optics (NDIR)
	21: CRC error optics
	22: Status error optics
	26: Optics error; incorrect command return
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Error de comunicación ▪ Detector NDIR defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inicializar el analizador. ▪ Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	24: Optics error, analog values out of range
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los valores analógicos del detector se encuentran fuera del rango de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar la calidad del gas portador. ▪ Inicializar el analizador y comprobar los valores analógicos con el test de componentes.
Código de error: Mensaje de error	27: Optics error, analog values out of range
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los valores analógicos del detector se encuentran fuera del rango de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar la calidad del gas portador. ▪ Para los métodos de materia sólida y la conexión del módulo HT 1300: Ajuste el caudal de gas portador más alto que el flujo de aspiración. ▪ Inicializar el analizador y comprobar los valores analógicos con el test de componentes
Código de error: Mensaje de error	30: No connection to N sensor
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El detector CLD está apagado. ▪ Cable de conexión no conectado o defectuoso. ▪ Conexión incorrecta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encender el detector. ▪ Controlar el cable de conexión. ▪ Controlar la conexión.

Código de error: Mensaje de error	40: No connection to the syringe pump
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ No hay comunicación entre el analizador y la bomba de inyección. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inicializar el analizador. ■ Apagar ordenador, reiniciar e inicializar analizador.
Código de error: Mensaje de error	80: No connection to temperature controller
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sin conexión con el módulo de materia sólida ■ El módulo de materia sólida no está encendido. ■ Conexión incorrecta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlar el cable de conexión. ■ Encienda el módulo de materia sólida opcional. ■ Controlar la conexión.
Código de error: Mensaje de error	81: Thermocouple HT furnace interruption (HT) / UV cover open (UV)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Elemento térmico defectuoso ■ Horno no conectado ■ Temperatura demasiado alta en el horno 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informar al servicio técnico. ■ Conectar el horno. ■ Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	84: Communication error HT furnace temperature controller
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Error de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	86: No external furnace found
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sin conexión con el módulo de materia sólida 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlar el cable de conexión.
Código de error: Mensaje de error	111: Rotator error
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Accionamiento mal colocado, por ejemplo, atascado. ■ Accionamiento defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inicializar el analizador. ■ Si no se puede corregir el error, notificarlo al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	112: Swivel drive error
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Accionamiento mal colocado, por ejemplo, atascado. ■ Accionamiento defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inicializar el analizador. ■ Si no se puede corregir el error, notificarlo al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	113: Lifting drive error / Sampler: z drive error (steps lost)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Accionamiento mal colocado, por ejemplo, atascado. ■ Accionamiento defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inicializar el analizador. ■ Si no se puede corregir el error, notificarlo al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	114: Rack detection error
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ■ Bandeja de muestras mal colocada. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vuelva a colocar la bandeja de muestras, tenga cuidado con los bloqueos. ■ Inicializar el analizador.

Código de error: Mensaje de error	115: Wrong rack
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> La bandeja de muestras está mal ajustada en el software. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe los ajustes del software. En caso necesario, ajuste otra bandeja de muestras.
Código de error: Mensaje de error	116: Unknown sampler command
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	200: Restart computer in the analyzer
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Reiniciar ordenador interno Sobretensión Breve caída de tensión 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se encienda el LED de estado, inicialice el analizador. En caso de que se produzca más veces, observar cuando aparece el error. Al hacerlo observe la línea de estado.
Código de error: Mensaje de error	201: Restart the internal program
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error del programa interno 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador. En caso de que se produzca más veces, observar cuando aparece el error. Al hacerlo observe la línea de estado.
Código de error: Mensaje de error	202: File method.txt not found
Código de error: Mensaje de error	203: File init.cnf not found
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de programa 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	401: Syringe pump: Initialization
Código de error: Mensaje de error	402: Syringe pump: invalid command
Código de error: Mensaje de error	403: Syringe pump: invalid operand
Código de error: Mensaje de error	404: Syringe pump: faulty command sequence
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Error de comunicación Bomba de inyección defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador. Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	407: Syringe pump: syringe pump not initialized
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Analizador después de encendido no inicializado. Actualizar la bomba de inyección 	<ul style="list-style-type: none"> Inicializar el analizador.
Código de error: Mensaje de error	409: Syringe pump: pump sluggish
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción de una tubería flexible Bomba de inyección defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> Buscar la causa del error y eliminar. Limpiar o sustituir la tubería flexible. Inicializar el analizador. Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	410: Syringe pump: valve sluggish
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Bomba de inyección defectuosa Válvula rota 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.

Código de error: Mensaje de error	411: Syringe pump: pump step not permitted
	415: Syringe pump: invalid command
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Error de comunicación ▪ Bomba de inyección defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inicializar el analizador. ▪ Informar al servicio técnico.
Código de error: Mensaje de error	MESSx: Analyzer error: MESSx measurement is cancelled
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Errores del equipo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inicializar el analizador. ▪ Confirmar el error. Observe la indicación de la ventana System state. ▪ Buscar la causa del error del equipo y subsanarlo.
Código de error: Mensaje de error	Peltier temperature outside range
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Refrigeración Peltier insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informar al servicio técnico. ▪ Cambie las trampas de agua después de la reparación.
Código de error: Mensaje de error	Minimum sample volume > cup volume
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Para la alimentación de muestras con el automuestreador: Volumen de muestra demasiado grande. Número de determinaciones demasiado alto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar ajustes en el método: Volumen de muestras/volumen de lavado. ▪ Ajuste el número de determinaciones (mediciones de repetición) al volumen del recipiente.

7.2 Error de estado

Los errores de estado se muestran en la ventana **System state** en rojo o amarillo.

Indicaciones de error	In 160 ml/min; Out < 150 ml/min
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuerca de unión en el tubo de combustión o esclusa no ajustada correctamente (después de cambiar el catalizador). ▪ Suministro de gas portador en el cabezal de horno o esclusa no ajustada correctamente (después de cambiar el catalizador). ▪ Anillos obturadores en el tubo de combustión defectuosos (deformados gravemente) o no desplazados (después de cambio de catalizador). ▪ Conector FAST en recipiente de condensado de TIC no estanco ▪ Conexión en el sistema de trampas de agua suelta (tras cambio de trampas de agua o montaje de trampa de halógenos) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar la integridad, deformación de las atornilladuras. Apretar si fuese necesario. ▪ Comprobar suministro de gas portador, especialmente el conector FAST en la pared del analizador y unión por tornillos en el horno. ▪ Compruebe todas las juntas de las trampas de agua. En caso necesario sustituir el conector FAST.

<ul style="list-style-type: none"> Conexión del tubo de combustión, serpentín de condensación o atornilladuras no estancos 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar conexión del tubo de combustión o serpentín de condensación, especialmente la fijación de pinza de horquilla.
<ul style="list-style-type: none"> Tubo de combustión defectuoso (desgaste, roturas en el borde) Recipiente de condensado de TIC defectuoso (roturas en las conexiones) 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe las piezas de vidrio. Cambiar si fuese necesario.
<ul style="list-style-type: none"> Trampas de agua llenas Manguera de la bomba de condensado no estanca 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir las trampas de agua. Comprobar la bomba de condensado. Cambiar la manguera si fuese necesario.
Indicaciones de error	In 160 ml/min; Out < 150 ml/min; Out > 170 ml/min
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> MFM (flujómetro másico) defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar el flujo, si es posible, con un flujómetro másico externo, para confirmar el error. Informar al servicio técnico.
<ul style="list-style-type: none"> El relleno de la trampa de halógenos está agotado. 	<ul style="list-style-type: none"> Controlar trampa de halógenos.
Indicaciones de error	In < 160 ml/min; Out < 150 ml/min
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Sin gas portador Tubería flexible no estanca 	<ul style="list-style-type: none"> Abrir el suministro de gas portador en el manorreductor. Localizar el punto no estanco y repararlo.
<ul style="list-style-type: none"> Presión previa del suministro de gas portador demasiado baja 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste correctamente la presión previa del gas portador.
<ul style="list-style-type: none"> El interruptor de presión del analizador se ha disparado, simultáneamente con el mensaje de error 10: Gas pressure error. 	<ul style="list-style-type: none"> Ver eliminación 10: Gas pressure error
<ul style="list-style-type: none"> MFC defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.
Indicaciones de error	In < 160 ml/min; Salida =160 ± 5 ml/min
<ul style="list-style-type: none"> Sin gas portador 	<ul style="list-style-type: none"> Abrir el suministro de gas portador en el manorreductor.
<ul style="list-style-type: none"> Presión previa del suministro de gas portador demasiado baja 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste correctamente la presión previa del gas portador.
<ul style="list-style-type: none"> MFM defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.
Indicaciones de error	In 160 ml/min; Out > 170 ml/min
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> La refrigeración Peltier no es suficiente, mensaje de error al mismo tiempo Peltier temperature outside range. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la refrigeración desde arriba en el recipiente de condensado TIC. La formación de condensación en el bloque de refrigeración indica que la refrigeración está funcionando.
<ul style="list-style-type: none"> MFC defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> Informar al servicio técnico.
Indicaciones de error	In; Out = 0 ml/min
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción de una tubería flexible 	<ul style="list-style-type: none"> Retire y enjuague la línea de manguera bloqueada. Luego vuelva a instalarlo. Cambiar la tubería flexible obstruida.
<ul style="list-style-type: none"> Ningún método cargado. 	<ul style="list-style-type: none"> Cargar método.

Indicaciones de error	Los valores del detector NDIR se muestran en amarillo en la ventana Optical bench .
<ul style="list-style-type: none"> Los valores analógicos del detector se encuentran en el límite del rango de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la trampa de halógenos. Si es necesario, renovar el relleno. Póngase en contacto con el equipo de aplicación para obtener consejos sobre las instrucciones de aplicación de la matriz de muestras difíciles.

Los valores analógicos del detector NDIR, los valores ADU, pueden comprobarse en el software con el comando **Instrument | Component Test**, en la pestaña **Optical bench**.

Aunque los valores de ADU se muestren en amarillo, puede seguir midiendo. El indicador le avisa de que el detector está saliendo del rango de trabajo óptimo.

Los niveles de ADU están disminuyendo lentamente debido al envejecimiento. Si los valores descienden en unos pocos análisis, es probable que los componentes del gas de análisis estén dañando el detector.

7.3 Errores del equipo

En esta sección se describen varios errores de los equipos y problemas analíticos, algunos de los cuales el usuario puede resolver por sí mismo. Los errores del equipo descritos suelen ser claramente visibles. Los problemas analíticos suelen llevar a resultados de medición inverosímiles. Si las propuestas para solucionar los problemas no tienen éxito y si estos problemas ocurren con frecuencia, informe al servicio técnico de Analytik Jena.

Error	Trampas de agua llenas
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> La vida útil de la trampa de agua ha expirado. Medición de muestras con fuerte formación de aerosoles 	<ul style="list-style-type: none"> Sustituir la trampa de agua.
Error	Valores de medición dispersos
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Relleno tubo de combustión agotado. Dosificación defectuosa. Cánula dañada. Muestras no homogéneas 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar el catalizador. Comprobar dosificación. Cambiar la cánula. Templar las muestras frías antes del análisis. Filtrar las muestras antes del análisis.
<ul style="list-style-type: none"> Agitación insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> Agitar muestras con partículas. Para las mediciones con automuestreador, ajustar la velocidad de agitación en el método.
<ul style="list-style-type: none"> Las muestras sensibles se ven afectadas por el aire ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Evitar la entrada de CO₂ o vapores orgánicos procedentes del aire ambiente. Comprobar las condiciones ambientales y eliminar la fuente de interferencia. Tapar los recipientes de muestras en el automuestreador con papel de aluminio. Gasear el espacio de cabeza de la muestra en medición manual.

<ul style="list-style-type: none"> Deriva de la base NDIR: criterios de integración desfavorables El software interrumpe la medición demasiado pronto. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar los ajustes del método. Si es necesario, aumente el tiempo máximo de integración.
Error	Cánula defectuosa
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Cánulas de inyección afectadas por la matriz de muestras y temperatura durante la inyección. Cánula obstruida. 	<ul style="list-style-type: none"> Es normal que las cánulas se empañen. Sustituir la cánula cuando la muestra ya no se dosifique en forma de chorro, sino que se pulveriza.
Error	El automuestreador no extrae la muestra sin burbujas de aire.
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Recorrido de aspiración de muestras no estanco 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe las conexiones de las mangueras. Si es necesario, apriete las conexiones de manguera sueltas a la cánula o a la válvula de la bomba de jeringa.
<ul style="list-style-type: none"> Cánula de aspiración de muestras obstruida. 	<ul style="list-style-type: none"> Desmontar la cánula y limpiarla en baño ultrasónico. Cambiar la cánula.
<ul style="list-style-type: none"> Jeringa de dosificación no estanca Las faldas obturadoras PTFE del sello están dañadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Desmontar y comprobar la jeringa de dosificación. Cambiar jeringa de dosificación.
Error	Dosificación incompleta en los reactores
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Recorrido de dosificación no estanco 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe las conexiones de las mangueras. Si es necesario, apriete las conexiones sueltas: bomba de inyección - válvula de inversión, válvula de inversión - cánula de inyección, válvula de inyección - recipiente de condensado de TIC
Error	Contaminación por arrastre
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Lavado insuficiente de la jeringa 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar la jeringa de dosificación con la muestra antes de la siguiente inyección. Para ello, edite el método e introduzca "3" en la columna 1 Rinse cycles para la primera medición; el lavado no suele ser necesario para todas las mediciones posteriores. Introduzca aquí "0" en las columnas de la tabla.
Error	Resultados demasiado bajos (general)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> Catalizador gastado. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar el catalizador.
<ul style="list-style-type: none"> Sistema no estanco 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la estanqueidad.
<ul style="list-style-type: none"> Dosificación errónea. 	<ul style="list-style-type: none"> Comprobar dosificación.
<ul style="list-style-type: none"> Muestras con partículas no agitadas o muy poco agitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Agitar muestras con partículas.

Error	Resultados bajos en los análisis TC, TOC, NPOC, análisis TNb (los análisis TIC están bien)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catalizador gastado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuando se utiliza el catalizador de platino y las mediciones en modo diferencial (de muestras neutras a ligeramente alcalinas): El catalizador puede regenerarse. Inyectar seis veces agua ultrapura acidificada (análisis de pH <2). Recomendación: Mida uno o dos viales de muestra con agua ultrapura acidificada por serie de análisis. ▪ Cambiar el catalizador. ▪ Realice el calibrado después de cambiar el catalizador.
Error	Resultados muy bajos en los análisis TIC (análisis TC, TOC, NPOC en orden)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ No hay ácido fosfórico en la botella de reactivo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Llene la botella.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosificación errónea de la muestra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar dosificación.
Error	Resultados muy bajos en los análisis de TNb
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catalizador gastado. ▪ La concentración de la muestra está por encima del rango calibrado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cambiar el catalizador. ▪ Preste atención al rango calibrado. ▪ Utilizar calibración cuadrática. ▪ Calibrar según las opciones en función de la matriz. ▪ Si es posible, utilizar concentraciones bajas en el análisis de sustancias desconocidas. Si es posible, diluir la muestra. ▪ Utilizar aire sintético como gas portador.
Error	Forma inusual del pico en los análisis de TC y TNb
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Catalizador gastado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nota: Simultáneamente se producen resultados demasiado bajos. Regenerar o cambiar el catalizador.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Criterios de integración desfavorables 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar criterios de integración en el método.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sobrepasar el rango de medición de CLD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluir muestra.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dosificación errónea. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ En la alimentación de muestras manual: Prestar atención de inyectar de manera uniforme.
Error	Análisis de TNb con CLD defectuoso (los análisis de TC están bien)
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conexión de manguera entre el analizador y el detector defectuosa ▪ Generador de ozono defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe la conexión de las mangueras. ▪ Informar al servicio técnico.

Error	Bomba de condensado o bomba de ácido fosfórico no estanca
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conexiones de manguera no estancas ▪ Manguera de bombeo defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar las conexiones. ▪ Sustituir la manguera.
Error	Las lámparas de control 5 V, 24 V en la tira de LED no se encienden.
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Error en la alimentación eléctrica o en el sistema electrónico 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controlar las conexiones eléctricas. ▪ Controlar la alimentación eléctrica del laboratorio.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fusible defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informar al servicio técnico.
Error	El LED de estado del analizador no se enciende (Lockin).
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El programa interno no se ha iniciado. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apague el analizador y vuelva a encenderlo en el interruptor principal.
Error	La luz de control de la calefacción en la tira de LED no se enciende.
Causa	Solución
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste de temperatura incorrecto en software 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste de temperatura en Configuration Options, pestaña Analyzer components.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elemento térmico defectuoso (horno). Se enciende la luz de control "Termopar roto" en la barra de LED. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informar al servicio técnico.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Componente electrónico defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informar al servicio técnico.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horno de combustión no está conectado correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comprobar la conexión del horno de combustión.

8 Transporte y almacenamiento

8.1 Transporte

Durante el transporte, observe las instrucciones de seguridad que se proporcionan en la sección "Instrucciones de seguridad".

Al transportar, evite:

- Sacudidas y vibraciones
¡Peligro de daños por golpes, sacudidas o vibraciones!
- Fuertes fluctuaciones de temperatura
¡Peligro de formación de agua condensada!

8.1.1 Preparación del analizador para el transporte



PRECAUCIÓN

Peligro de quemaduras por el horno

El horno de combustión sigue caliente después de apagar el equipo. Existe peligro de quemaduras.

- Deje que el equipo se enfríe antes de retirar el horno de combustión.
-



PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesión!

Existe el riesgo de lesiones por rotura de vidrio al manipular piezas de vidrio.

- Tengan especial cuidado con las piezas de vidrio.
-



AVISO

Peligro de daños al equipo debido a un material de embalaje inadecuado

- Transporte el equipo y sus componentes solo en el embalaje original.
 - Vacíe el equipo completamente antes de transportar y ponga todos los seguros de transporte.
 - Es necesario incluir un agente secante apropiado en el embalaje para evitar daños por humedad.
-

Preparar el analizador para el transporte como se indica a continuación:

- ▶ Enjuague la bomba de ácido fosfórico y las mangueras asociadas con agua ultrapura. Vaciar los componentes.
- ▶ Desconecte el analizador en el interruptor principal. Deje que el equipo se enfríe.
- ▶ Desconecte el suministro de gas. Extraiga el enchufe del equipo de la toma de corriente.
- ▶ Desconectar todos los cables y mangueras de gas de la parte trasera del analizador.
- ▶ Abrir las puertas del analizador.

- ▶ Retire el recipiente de reactivos y la bandeja colectora, así como otros accesorios sueltos. Limpie la(s) manguera(s) con una toalla de papel limpia.
 - ⚠ ¡PRECAUCIÓN! Las mangueras contienen residuos de ácido.
- ▶ Separe las cánulas de los tubos. Ponga las cánulas en el paquete de cánulas.
 - 📄 ¡AVISO! Empaquetar cuidadosamente las cánulas. Las cánulas se pueden doblar.
- ▶ Saque las mangueras de las conexiones de la trampa de halógenos. Retire la trampa de halógenos de las pinzas.
- ▶ Desmontar y vaciar el recipiente de condensado TIC.
- ▶ Empaquetar los extremos de los tubos abiertos en bolsas protectoras y asegurarlos en el analizador, por ejemplo, con cintas adhesivas.



Fig. 75 Componentes de detrás de las puertas frontales asegurados para el transporte

- ▶ Abrir el panel lateral:
 - Desenrosque los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
 - Retire la conexión de tierra de seguridad. Deposite el panel en un lugar seguro.
- ▶ Retire con cuidado el serpentín de condensación del soporte, vacíelo y déjelo en un lugar seguro.
- ▶ Desmonte el tubo de combustión.
- ▶ Desmonte el horno de combustión.
- ▶ Empaquete los extremos libres de la manguera dentro de la unidad en una bolsa protectora y fíjelos al analizador con cinta adhesiva.
- ▶ Cerrar la pared lateral izquierda del analizador:
 - Conecte la conexión a tierra de protección a la pared lateral.
 - Enrosque los tornillos en la parte inferior y luego en la parte superior. Apriete los tornillos sucesivamente.
- ▶ Coloque la cubierta del horno superior y fíjela con cinta adhesiva.
- ▶ Cierre las puertas frontales del analizador.
- ▶ Empaquete los accesorios con cuidado. Asegúrese de que las piezas de vidrio empaquetado a prueba de roturas.
- ▶ Empaquetar al analizador y los accesorios en el embalaje original.
 - ✓ El analizador está embalado de forma segura para su transporte.

Vea también

📄 Mantenimiento y cuidado [▶ 89]

8.1.2 Preparar el automuestreador AS vario para transportarlo**AVISO****Daños en el equipo durante el transporte sin bloqueo**

El equipo puede dañarse si se transporta sin un seguro de transporte.

- Aplique siempre el bloqueo de transporte antes de transportarlo.




Fig. 76 Asegurar el automuestreador para el transporte

1 Protección para el transporte

2 Tornillo M3x12

- ▶ Poner el automuestreador de lado y colocarlo de forma segura.
- ▶ Gire el brazo del automuestreador en sentido horario hasta el tope.
 - ✓ Las unidades están en la posición correcta.
- ▶ Introduzca el seguro para el transporte en el orificio de la chapa de fondo hasta dar con el tope.
- ▶ Asegure el bloqueo de transporte con el tornillo y la llave Allen suministrados.
- ▶ Empaque el automuestreador en su embalaje original.
 - ✓ El automuestreador se puede transportar con seguridad.

8.1.3 Recolocación del equipo en el laboratorio



PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones durante el transporte

Si el equipo se cae, existe peligro de lesiones y el equipo puede resultar dañado.

- Tenga cuidado al mover y transportar el equipo. Levante y lleve el equipo únicamente en pareja.
- Agarre el equipo firmemente con ambas manos en la parte inferior y levántelo al mismo tiempo.

Tenga en cuenta lo siguiente al recolocar el equipo en el laboratorio:

- ¡Existe peligro de lesión por piezas no aseguradas apropiadamente!
Antes de mover el equipo, retire todas las piezas sueltas y desconecte todas las conexiones de la unidad.
- Por motivos de seguridad, son necesarias dos personas para transportar el equipo, que se deben colocar a ambos lados del mismo.
- Como el equipo no dispone de asas de transporte, debe sujetarlo con ambas manos por la parte inferior. Levantar el equipo al mismo tiempo.
- Observar los valores de referencia y atenerse a los valores límite prescritos por ley para el levantamiento y transporte de cargas sin equipos auxiliares.
- Observar las condiciones de instalación en la nueva ubicación.

8.2 Almacenamiento



AVISO

Peligro de daños en el equipo por influencias medioambientales

¡Las influencias medioambientales y la formación de agua de condensación pueden provocar el deterioro de componentes del equipo!

- Solo es posible un almacenamiento del equipo en lugares climatizados.
- Asegúrese de que la atmósfera esté libre de polvo y vapores corrosivos.

Si el equipo no se instala inmediatamente después del suministro o si no se utiliza durante un tiempo prolongado, deberá almacenarlo dentro de su embalaje original. Es necesario incluir un agente secante apropiado en el embalaje y/o en el equipo para evitar daños por humedad.

Para conocer los requerimientos sobre condiciones climáticas del lugar de almacenaje.

9 Desechado

Aguas residuales	Durante el funcionamiento, se acumulan aguas residuales que contienen ácido y la muestra. Es necesario eliminar los residuos neutralizados de acuerdo a las regulaciones legales de eliminación en vigor.
Trampa de halógenos	La trampa de halógenos contiene cobre y latón. Póngase en contacto con el órgano competente (autoridad o empresa de eliminación de residuos). Aquí recibirá información sobre la reutilización o eliminación.
Catalizador	Los catalizadores especiales contienen $\text{Pt}(\text{Al}_2\text{O}_3)$ o CeO_2 . Elimine el catalizador usado de forma adecuada según la normativa legal. La Analytik Jena se lleva el catalizador especial para su eliminación. Por favor, diríjase al servicio técnico Dirección véase el interior de la portada.
Analizador	Al fin de su vida útil, el equipo y sus componentes electrónicos deben ser eliminados como chatarra electrónica según las disposiciones vigentes.

10 Especificaciones

10.1 Datos técnicos

Datos generales	Denominación/Tipo	multi N/C 3100 multi N/C 3100 pharma multi N/C 3100 duo	
	Medidas del equipo básico (An x Al x Pr)	513 x 464 x 550 mm	
	Masa del equipo básico	30 kg	
Datos de funcionamiento	Principio de digestión	Oxidación termocatalítica	
	Temperatura de digestión	Hasta 950 °C, según catalizador	
	Procedimiento de medición	TC, TIC, TOC (método diferencial), NPOC, DOC, TN _b , POC	
	Alimentación de muestras	inyección de flujo	
	Volumen de muestra	100 ... 1000 µl	
	Transferencia de partículas	Según DIN EN 1484	
	Principio de detección de carbono	NDIR (vinculado con el procedimiento VITA)	
	Rango de medición TC, TOC, NPOC, TIC	0 ... 30000 mg/l	
	Rango de medición TC, TOC en materias sólidas (con módulo de materia sólida HT 1300)	0 ... 500 mg	
Detección de nitrógeno	Principio de detección de nitrógeno (opcional)	CLD ChD	
	Rango de medición TN _b (CLD)	0 ... 20000 mg/l	
	Rango de medición TN _b (ChD)	0 ... 10000 mg/l	
Control de proceso	Software de control y evaluación	multiWin	
	Alcance funcional del software	gráfico en tiempo real, indicación de estado durante el análisis, representación gráfica de los resultados de medición, impresión de los resultados Integridad de los datos y cumplimiento de las directrices farmacéuticas 21 CFR Part 11 y EudraLex Volume 4 Annex 11 en el software farmacéutico.	
Suministro de gas	Opción 1	Oxígeno	≥4.5
	Opción 2	Aire sintético (de la bombona de gas a presión)	Sin hidrocarburos ni CO ₂
	Opción 3	aire comprimido purificado (suministrado a través del generador de gas TOC)	CO ₂ <1 ppm Hidrocarburos (como CH ₄) <0,5 ppm

	Presión de entrada	400 ... 600 kPa
	Tasa de flujo	15 l/h, según el modo de medición
	Flujo de gas de medición	160 ml/min
	Flujo de purga NPOC	50 ... 160 ml/min
Parámetros eléctricos	Tensión	115/230 V
	Frecuencia	50/60 Hz
	Fusibles	2 T6,3 A H
	Consumo de energía medio	400 VA
	Consumo de energía máximo	500 VA
	Interfaz para ordenador	USB 2.0
	Interfaz con los módulos/accesorios	RS 232
¡Utilice solo fusibles originales de Analytik Jena!		
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento	+10 ... 35 °C (aire acondicionado recomendado)
	Humedad máxima	90 % en 30 °C
	Presión atmosférica	0,7 ... 1,06 bar
	Temperatura de almacenamiento	5 ... 55 °C
	Humedad durante el almacenamiento	10 ... 30 % (utilizar agente secante)
	Altura del inserto (máximo)	2000 m
Calculadora del impuesto sobre el equipamiento mínimo	Procesador	Mín. 3,2 GHz
	Disco duro	Mín. 40 GB
	RAM	Mín. 4 GB
	Resolución de la pantalla	Mín. 1280 x 780
	Puertos USB	Mín. 1 USB 2.0 puertos para conectar el equipo básico
	Reproductor CD/DVD	Para la instalación del software
	Sistema operativo	Windows 10 o superior, Windows 7/8.1 es compatible con 32 o 64 bit

10.2 Normas y directivas

Clase y tipo de protección	El equipo posee la clase de protección I.
Seguridad del equipo	El equipo cumple con las normas de seguridad <ul style="list-style-type: none"> ■ EN 61010-1 ■ EN 61010-2-081 ■ EN 61010-2-010 ■ EN 61010-2-051 (para funcionamiento con automuestreador)

Compatibilidad electromagnética	<p>El equipo se ha comprobado respecto a las emisiones perturbadoras y a la inmunidad a las interferencias.</p> <p>El equipo cumple los requerimientos sobre emisiones perturbadoras según</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EN 61326-1 (EN 55011 grupo 1, clase B) <p>El equipo cumple el requisito de la inmunidad según la norma</p> <ul style="list-style-type: none">▪ EN 61326-1 (Requisitos para el uso en entorno CEM elemental)
Influencias ambientales y del entorno	<p>El equipo ha sido probado en ensayos de simulación ambiental en condiciones de uso y transporte y cumple los requisitos según:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ISO 9022-2▪ ISO 9022-3
Directivas de la UE	<p>El equipo cumple los requisitos de la directiva europea 2011/65/EU.</p> <p>El equipo se ha construido y probado conforme a normas que cumplen los requisitos de las directivas europeas 2014/35/EU y 2014/30/EU. Al salir de la fábrica, el estado del equipo es técnicamente seguro e inmejorable. Para mantener esta condición y garantizar un funcionamiento seguro, el usuario debe observar las instrucciones de seguridad y las instrucciones de trabajo contenidas en el manual de usuario. Los manuales de usuario de otros fabricantes son fidedignos en lo que respecta a los accesorios y componentes de sistemas suministrados por ellos.</p>
Directivas aplicables para China	<p>El equipo contiene sustancias reglamentadas (según la directiva GB/T 26572-2011). Analytik Jena garantiza que, con el uso previsto del equipo, no se producirán filtraciones de estas sustancias en los próximos 25 años y que, por tanto, dentro de dicho periodo no representan ningún riesgo para el medio ambiente y la salud.</p>

Índice de ilustraciones

Fig. 1	Analizador, puertas frontales abiertas.....	16
Fig. 2	Analizador, panel lateral izquierdo abierto	17
Fig. 3	Bomba de inyección	17
Fig. 4	Plano de mangueras	18
Fig. 5	Ajuste del flujo de purga NPOC.....	19
Fig. 6	Bomba de condensado	19
Fig. 7	Bomba de ácido fosfórico	19
Fig. 8	Conector FAST	20
Fig. 9	Atornilladura Fingertight.....	20
Fig. 10	Horno de combustión	21
Fig. 11	Serpentín de condensación	21
Fig. 12	Módulo de condensación de TIC	22
Fig. 13	Trampas de agua.....	23
Fig. 14	Trampa de halógenos	23
Fig. 15	LED de estado.....	25
Fig. 16	Fila de diodos LED (puerta derecha abierta).....	25
Fig. 17	Parte posterior del equipo	26
Fig. 18	Principio de funcionamiento	28
Fig. 19	Necesidad de espacio multi N/C 3100 con módulos	39
Fig. 20	Necesidad de espacio del sistema de medición modular multi N/C 3100 duo	39
Fig. 21	Necesidad de espacio multi N/C pharma HT con módulos	40
Fig. 22	Parte posterior del equipo	42
Fig. 23	Automuestreador AS 10e	44
Fig. 24	Automuestreador AS 21hp	45
Fig. 25	Soplado paralelo (izquierda) y secuencial (derecha)	46
Fig. 26	Automuestreador unido al analizador mediante un soporte	46
Fig. 27	Conexiones en la parte inferior del automuestreador	48
Fig. 28	Soporte	48
Fig. 29	Conexión fingertight	49
Fig. 30	Ventanas Alignment - sampler	50
Fig. 31	Soplado paralelo (izquierda) y secuencial (derecha)	51
Fig. 32	Estructura del automuestreador AS vario	53
Fig. 33	Estructura del automuestreador AS vario ER	54
Fig. 34	Protección para el transporte	54
Fig. 35	Casquillo con dos cánulas para el soplado no paralelo	55
Fig. 36	Conexión fingertight	56
Fig. 37	Lavado de cánulas en el modelo AS vario ER	56
Fig. 38	Activar el enjuague de la cánula en el método.....	57
Fig. 39	Automuestreador EPA Sampler	59

Fig. 40	Automuestreador POC Sampler	59
Fig. 41	Parte trasera del automuestreador	60
Fig. 42	Conexiones eléctricas.....	60
Fig. 43	Protección para el transporte	61
Fig. 44	Monte el estribo del agitador.....	61
Fig. 45	Posición de la cánula para las mediciones de NPOC con soplado paralelo (izquierda) y no paralelo (derecha)	62
Fig. 46	Conexión fingertight	63
Fig. 47	Módulo POC para el funcionamiento manual	64
Fig. 48	Módulo POC para el funcionamiento automático.....	65
Fig. 49	Detector de quimioluminiscencia (CLD)	68
Fig. 50	Conexiones en el panel trasero del módulo de materia sólida.....	71
Fig. 51	Datos de la nueva calibración.....	75
Fig. 52	Datos actuales de la muestra	77
Fig. 53	Datos de la calibración realizada.....	78
Fig. 54	Vincular una calibración a un método (3 rangos de calibración)	80
Fig. 55	Bandeja de dilución.....	85
Fig. 56	Bandeja de dilución.....	87
Fig. 57	Ajuste del automuestreador	91
Fig. 58	Puntos de ajuste en la bandeja de muestras.....	92
Fig. 59	Instalar cánulas (aquí: 2 cánulas para el soplado paralelo)	93
Fig. 60	Ajuste del automuestreador	94
Fig. 61	Ajuste posición 1	94
Fig. 62	Instale las cánulas y el soporte.....	96
Fig. 63	Ajuste del automuestreador	96
Fig. 64	Ajuste posición 1	97
Fig. 65	Ajuste las cánulas en el reactor POC.....	97
Fig. 66	Conexión a tierra de protección en la pared lateral	98
Fig. 67	Ajuste el soplado.....	99
Fig. 68	Ajuste del flujo de purga NPOC.....	100
Fig. 69	Conector FAST, acodado.....	103
Fig. 70	Reemplace los tornillos Fingertight	104
Fig. 71	Sustituir la trampa de agua de la parte frontal	116
Fig. 72	Sustituir las trampas de agua de la caja de gas.....	117
Fig. 73	Sustitución de la trampa de halógenos.....	119
Fig. 74	Sustitución del cartucho absorbedor.....	121
Fig. 75	Componentes de detrás de las puertas frontales asegurados para el transporte	135
Fig. 76	Asegurar el automuestreador para el transporte.....	136